

CHAISE ERGO

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à commande@quantum-rehab.fr



CARACTERISTIQUES

La chaise Ergo Rupiani a été développée afin de fournir un soutien adéquat aux activités éducatives et aux jeux pour les enfants souffrant de déficiences posturales. Elle est équipée en série de repose-pieds réglables en hauteur, et d'accoudoirs réglables en hauteur (T1 de 13-2cm, T2 de 16-26cm, T3 de 19-29cm).

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> CHAISE ERGO, sur patins T1 : assise : 27x30cm, Hauteur dossier : 37cm, Hauteur sol/siège 43-58cm T2 : assise : 32 x 35cm, Hauteur dossier : 42cm, Hauteur sol/siège 43-58cm T3 : assise : 37x40cm, Hauteur dossier : 42cm, Hauteur sol/siège 43-58cm 6269714 - SIEGE DE SERIE MODULABLE ET EVOLUTIF - (ancien code 1269336) : 838.47€	CER100__	935,55 €	987,00 €
<input type="checkbox"/> CHAISE ERGO, sur roulettes T1 : assise : 27x30cm, Hauteur dossier : 37cm, Hauteur sol/siège 50-65cm T2 : assise : 32x35cm, Hauteur dossier : 42cm, Hauteur sol/siège 50-65cm T3 : assise : 37x40cm, Hauteur dossier : 42cm, Hauteur sol/siège 50-65cm 6269714 - SIEGE DE SERIE MODULABLE ET EVOLUTIF - (ancien code 1269336) : 838.47€	CER100__	989,57 €	1 044,00 €
ACCESSOIRES	REFERENCE	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds T1 (17-28cm), T2 (20-31cm), T3 (23-34cm)	 CER870__		-
<input type="checkbox"/> Appui-tête (Hauteur 57cm (T1) / 62cm (T2 et T3))	 CER800__	124,17 €	131,00 €
<input type="checkbox"/> Cales tronc (paire)	 CER810__	142,18 €	150,00 €
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction amovible	 CER820__	85,31 €	90,00 €
<input type="checkbox"/> Tablette amovible	 CER830__	374,41 €	395,00 €
<input type="checkbox"/> Chevillères	 CER850__	62,56 €	66,00 €
<input type="checkbox"/> Appui pelviens (paire) (réduisent la largeur d'assise de 5cm)	 CER860__	161,14 €	170,00 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin	 CER880__	29,38 €	31,00 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de tronc	 CER881__	18,96 €	20,00 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Eco-participation : 7€ HT
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.