



Tonicpouss



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICPOUSS est un système tractable adaptable sur n'importe quel cycle à l'aide d'un étrier se fixant sur la tige de selle. Il est équipé en série des accessoires de sécurité permettant un bon maintien de l'utilisateur : appui dos avec réglage antéropostérieur et dossier enveloppante, paire de sabots réglables en largeur en matériau thermoformé avec sangles, roue libre et panier arrière, attache rotule avec chaîne de sécurité, roues rayonnées.

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo:

BASE		PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/>	TONICPOUSS PLISANT T1 JAUNE	TCS1021	2 050,24 € / 2 163,00 €
<input type="checkbox"/>	TONICPOUSS PLISANT T2 JAUNE	TCS2022	2 050,24 € / 2 163,00 €
<input type="checkbox"/>	TONICPOUSS PLISANT T3 JAUNE	TCS3023	2 050,24 € / 2 163,00 €
<input type="checkbox"/>	TONICPOUSS PLISANT T4 JAUNE	TCS4024	2 105,97 € / 2 221,80 €
ACCESSOIRES			PP TTC
<input type="checkbox"/>	Frein à disque, moyeu 3 vit. indexées, roue libre intégré	TAS0091	281 €
<input type="checkbox"/>	Supplément pour double appui dos Taille 1-2	TAT0044	124 €
<input type="checkbox"/>	Supplément pour double appui dos Taille 3-4	TAT0045	124 €

DIMENSIONS (cm)

	de 41 à 48	de 48 à 60	de 60 à 73	73 et plus
Hauteur d'entrejambe				
Référence TONICPOUSS	T1	T2	T3	T4
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	90
Poids (kg)	16	17	20	22