



Tonicross Basic



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS BASIC est fabriqué en 5 tailles en fonction de l'entrejambe de l'utilisateur.
 Version XL : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité.
 Nouveaux thèmes disponibles
 Roues à bâtons (T0/1/2), Roues à rayons (TJ/4)
 3 coloris au choix : jaune, bleu ou rouge.
 Guidon standard.

DIMENSIONS (cm)

| Hauteur d'entrejambe | de 32 à 42 | de 38 à 45 | de 45 à 57 | de 60 à 80 | 66 et plus |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Référence | T0 | T1 | T2 | TJ | T4 - T4XL |
| Poids maxi utilisateur (kg) | 20 | 35 | 50 | 60 | 90 |
| Poids (kg) | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 |

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo: _____

BASE

TONICROSS BASIC **LPPR** 631,17 € **PP HT** 598,27 € **PP TTC** 631,17 €
 9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€






KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE **Joindre fiche de mesure spécifique**

TAILLE

TONICROSS BASIC Taille 0 Roues à bâtons **PP TTC** 72 €
 Jaune - TBA0021 - Bleu - TBA00D6 - Rouge - TBA00F3 -
 TONICROSS BASIC Taille 1 Roues à bâtons - €
 Jaune - TBA1021 - Bleu - TBA10D6 - Rouge - TBA10F3 -
 TONICROSS BASIC Taille 2 Roues à bâtons - €
 Jaune - TBA2021 - Bleu - TBA20D6 - Rouge - TBA20F3 -
 TONICROSS BASIC Taille junior surbaissé. Roues à rayons. - €
 Jaune - TBAJ021 - Bleu - TBAJ0D6 - Rouge - TBAJ0F3 -
 TONICROSS BASIC Taille 4. Roues à rayons 72 €
 Jaune - TBA4021 - Bleu - TBA40D6 - Rouge - TBA40F3 -

KITS DE PERSONNALISATION REFERENCE PP TTC

COURSE (C) GUEPARD (G) PAPILLON (P) REQUIN (R) SPLASH (S)

Kit complet de personnalisation TAT01.0 84 €
 Plaque d'adhésifs décoratifs TAT01.1 10 €
 Flasques de roues arrière avec plaque de guidon TAT01.2 48 €
 Fanion TAT01.3 41 €

TRANSMISSION (1 seul choix possible) PP TTC

UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE : Pignon Fixe - €
 UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE : Roue libre avec frein supplémentaire TAT0090 110 €

OPTIONS DE TRANSMISSION PP TTC

Supplément montage à gauche de la poignée de frein TAT0020 29 €
 Frein enfant + frein parking (T0/1/2) * TAT0022 49 €
 Frein V Brake + frein parking sur roue avant (TJr-4) * TAP0021 49 €

ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page PP TTC

Appui dos avec dossière Taille 0,1,2 (TAT0040) Taille Jr et 4 (TAT0041) 220 €
 Double appui dos avec dossière Taille 0,1,2 (TAT0042) Taille Jr et 4 (TAT0043) 329 €
 Sabots réglables en largeur (paire) Taille 0,1 (TAT0051) Taille 2 (TAT0052) Taille Jr et 4 (TAT0053) 215 €
 Sabots réglables en largeur (paire) *Compatible uniquement avec un tricycle taille 4* TAT0054 225 €
 Cales pieds avec sangles TAP0055 35 €
 Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) T0/1 (TAT0061) T2 (TAT0062) TJr/4 (TAT0063) 179 €
 (nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)

| | | |
|--|---|---------------|
| GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> Guidon cadre * | <input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0071) <input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0072) | 110 € |
| SELLES SPECIALES voir photos dernière page | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> Réglage de la selle antéro-postérieur | TAT0032 | 150 € |
| PANIER | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> Panier avant | TAT0011 | 55 € |
| ACCESSOIRES DIVERS | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> Largeur XL (T4 UNIQUEMENT) | TBA4521 | 65 € |
| <input type="checkbox"/> Eclairage LED AV/AR sur piles | TAT0015 | 49 € |
| <input type="checkbox"/> Butées directionnelles | TAT0017 | 81 € |
| <input type="checkbox"/> Ressort de rappel (incompatible avec les garde-boue) | TAT0019 | 49 € |
| <input type="checkbox"/> Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS) | TAT0064 | 221 € |
| <input type="checkbox"/> Canne à pousser (T0/1/2) | TAT0074 | 121 € |
| <input type="checkbox"/> Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine | TAT0025 | 18 € |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, unitaire | TACSP220 | 54 € |

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



Caractéristiques dimensionnelles (cm)

TONICROSS
L'encadrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).

| | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | XL |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | 56 | 61 | 61 | 67 | 67 | 77 |
| Y | 59 | 65 | 65 | 72 | 72 | 82 |
| Z (pouces) | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| LONGUEUR hors tout | 94 | 115 | 126 | 140 | 160 | 160 |

| | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | XL |
|---|----|----|------|----|----|----|
| A - Entre selle et pédale au point bas* | 33 | 40 | 43,5 | 59 | 67 | 67 |
| B - Longueur de la manivelle | 10 | 10 | 12,5 | 15 | 15 | 15 |
| C - Course de réglage de la selle | 9 | 7 | 12 | 18 | 24 | 24 |

* La mise en place du support d'appui des réglages les côtes A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié

| | T1 | T2 | T3 | T4 | XL |
|----------|----|----|----|----|----|
| Longueur | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Largeur | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Hauteur* | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 |

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence

