



Tonicross City



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS CITY est notre gamme de tricycles de rééducation, surbaissée pour une installation et une utilisation confortable. Extrêmement maniable et résistant (châssis garanti 5 ans), il dispose en série* de garde-boues ; ainsi que d'une selle confort avec panier arrière large et d'un guidon standard (pour la version adulte), d'une selle large avec panier arrière d'un guidon standard (pour la version Junior).

Versions XL/XP : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, Version XP : pour utilisateurs jusqu'à 135kg

Le TONICROSS CITY existe en 3 couleurs de cadre

* en remplacement de l'équipement standard

| TAILLES | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Hauteur d'entrejambe en cm | de 56 à 80 | de 66 à 90 |
| Références | JUNIOR | ADULTE/XP |

Code promo: _____

| BASE | LPPR | PP HT | PP TTC |
|---|----------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TONICROSS CITY 9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€ | 631,17 € | 918,48 € | 969,00 € |
| <input type="checkbox"/> KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE | | | |

Joindre fiche de mesure spécifique

| TAILLE | REFERENCE | PP TTC |
|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> TONICROSS CITY JUNIOR | <input type="checkbox"/> Onyx - TYJ30ON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYJ30JA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYJ30QU - | - € |
| <input type="checkbox"/> TONICROSS CITY ADULTE | <input type="checkbox"/> Onyx - TYA40ON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYA40JA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYA40QU | 115 € |
| <input type="checkbox"/> Largeur XL (pour City Adulte uniquement) | TBA4521 | 65 € |
| Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 135kg | | |
| <input type="checkbox"/> TONICROSS CITY ADULTE XP | <input type="checkbox"/> Onyx - TYAXPON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYAXPJA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYAXPQL | 340 € |
| Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 135kg | | |

| COULEURS | REFERENCE | PP TTC |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  |  |  |
| ON Noir Onyx | JA Jaspe Cuivre | QU Gris Quartz |

| TRANSMISSION (1 seul choix possible) | PP TTC |
|--|------------------|
| UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pignon Fixe | - € |
| <input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4) | TAP0097 399 € |
| UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE | |
| <input type="checkbox"/> Roue libre avec frein supplémentaire | TAT0090 110 € |
| <input type="checkbox"/> Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4) | TAT0091 245 € |
| <input type="checkbox"/> Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4) | TAT0092 235 € |
| <input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4) | TAT0093 299 € |
| <input type="checkbox"/> Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4) | TAL0106 469 € |
| OPTIONS DE TRANSMISSION | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4) | TAP0020 179 € |
| <input type="checkbox"/> Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106) | TAP0096 269 € |
| <i>Incompatible avec le City Adulte XP</i> | |
| <input type="checkbox"/> Supplément montage à gauche de la poignée de frein | TAT0020 29 € |
| <input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant (compatible toute version) * | TAP0021 49 € |

| ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page | | PP TTC |
|--|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Cales pieds avec sangles | TAP0055 35 € |
| <input type="checkbox"/> | Appui dos avec dossière | TAT0041 220 € |
| <input type="checkbox"/> | Double appui dos avec dossière | TAT0043 329 € |
| <input type="checkbox"/> | Appui ventral | TAT0047 255 € |
| <input type="checkbox"/> | Sabots réglables en largeur (paire) | TAT0053 215 € |
| <input type="checkbox"/> | Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement avec un tricycle taille adulte</i> | TAT0054 225 € |
| <input type="checkbox"/> | Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) <input type="checkbox"/> T0/1 (TAT0061) <input type="checkbox"/> T2 (TAT0062) (nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055) | TAT0063 179 € |
| GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> | Guidon cadre * | TAT0072 110 € |
| <input type="checkbox"/> | Guidon papillon * | TAP0074 120 € |
| <input type="checkbox"/> | Guidon corne de bœuf T3/Jr/4 * | TAT0073 170 € |
| SELLES SPECIALES voir photos dernière page | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> | Réglage de la selle antéro-postérieur | TAT0032 150 € |
| <input type="checkbox"/> | Selle MONOCYCLE * | DAT0136 105 € |
| <input type="checkbox"/> | Selle Confort Gel à suspensions (T3/Jr/4uniquement) * | TACSP30 50 € |
| Panier avant | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> | Panier avant | TAT0011 55 € |
| <input type="checkbox"/> | Panier arrière large (CITY JUNIOR uniquement) * | TAJ0019 55 € |
| <input type="checkbox"/> | Panier arrière en osier * | TAJ0020 155 € |
| ACCESSOIRES DIVERS | | PP TTC |
| <input type="checkbox"/> | Supplément autre couleur | TAP010 207 € |
| <input type="checkbox"/> | Eclairage LED AV/AR sur piles | TAT0015 49 € |
| <input type="checkbox"/> | Butées directionnelles | TAT0017 81 € |
| <input type="checkbox"/> | Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS) | TAT0064 221 € |
| <input type="checkbox"/> | Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine | TAT0025 18 € |
| <input type="checkbox"/> | Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) * | TAC0080 57 € |
| <i>Incompatible avec l'option sabots</i> | | |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseur, unitaire | TACSP220 54 € |

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande


●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.

●Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

●Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



Caractéristiques dimensionnelles (cm)

TONICROSS

L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).

| | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | XL |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X | 56 | 61 | 61 | 67 | 67 | 77 |
| Y | 59 | 65 | 65 | 72 | 72 | 82 |
| Z (pouces) | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| LONGUEUR hors tout | 94 | 115 | 126 | 140 | 160 | 160 |

| | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | XL |
|---|----|----|------|----|----|----|
| A =Entre selle et pédale au point bas* | 33 | 40 | 43,5 | 59 | 67 | 67 |
| B =Longueur de la manivelle | 10 | 10 | 12,5 | 15 | 15 | 15 |
| C =Course de réglage de la selle | 9 | 7 | 12 | 18 | 24 | 24 |

* La mise en place du support d'appui des rails élargit les cotés A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié

| | T1 | T2 | T3 | T4 | XL |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Longueur | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Largeur | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Hauteur* | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 |

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence