



**TONICROSS
CITY**



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Coordonnées: _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS CITY est notre gamme de tricycles de rééducation, surbaissée pour une installation et une utilisation confortable. Extrêmement maniable et résistant (châssis garantie 5 ans), il dispose en série* de garde-boues ; ainsi que d'une selle confort avec panier arrière large et d'un guidon corne de boeuf, d'une selle large avec panier arrière.
 Versions XL/XP : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, Version XP : pour utilisateurs jusqu'à 135kg

TAILLES

Hauteur d'entrejambes en cm	de 56 à 80	de 66 à 90
Références	JUNIOR	ADULTE/XP

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo:

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
------	-----------	------	-------	--------

<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY "TECH"		631,17 €	1 496,68 €	1 579,00 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€				
<input type="checkbox"/> TAILLE JUNIOR	TYJ30__			
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE	TYA40__			
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE VOIE LARGE XL +10cm (110kg poids max)	TYA40__ + TBA4521		62 €	65 €
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE XP	TYAXP__		213 €	225 €

Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 135kg

COULEURS (non compatible édition spéciale)

<input type="checkbox"/>  Turquoise mat (TU)	<input type="checkbox"/>  Bronze (BR)
---	--

<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY VINTECH		631,17 €	1 591,47 €	1 679,00 €
---	--	----------	------------	------------

Poignées spéciale surpiquées
 Selle confort premium story
 Couleur vert pastel exclusive
 9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€



<input type="checkbox"/> TAILLE JUNIOR	TYJ30VT			
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE	TYA40VT			
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE VOIE LARGE XL +10cm (110kg poids max)	TYA40VT + TBA4521		62 €	65 €
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE XP	TYAXPVT		213 €	225 €

Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 135kg

<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY NEWTECH		631,17 €	1 591,47 €	1 679,00 €
---	--	----------	------------	------------

Poignées spéciale ergonomique
 Selle confort premium
 Couleur vert mat profond
 9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€



<input type="checkbox"/> TAILLE JUNIOR	TYJ30NT			
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE	TYA40NT			
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE VOIE LARGE XL +10cm (110kg poids max)	TYA40NT + TBA4521		62 €	65 €
<input type="checkbox"/> TAILLE ADULTE XP	TYAXPNT		213 €	225 €

Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 135kg

<input type="checkbox"/> KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE			1 570,83 €	1 885,00 €
--	--	--	------------	------------



TRANSMISSION (1 seul choix possible)		REFERENCE	PP TTC
UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pignon Fixe		- €
<input type="checkbox"/>	Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)	TAP0097	399 €
UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE			
<input type="checkbox"/>	Roue libre avec frein supplémentaire	TAT0090	110 €
<input type="checkbox"/>	Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)	TAT0091	245 €
<input type="checkbox"/>	Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAT0092	235 €
<input type="checkbox"/>	Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAT0093	299 €
<input type="checkbox"/>	Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAL0106	469 €
OPTIONS DE TRANSMISSION			PP TTC
<input type="checkbox"/>	Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4)	TAP0020	179 €
<input type="checkbox"/>	Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106) <i>Incompatible avec le City Adulte XP</i>	TAP0096	269 €
<input type="checkbox"/>	Supplément montage à gauche de la poignée de frein	TAT0020	29 €
<input type="checkbox"/>	Frein V Brake + frein parking sur roue avant (compatible toute version) *	TAP0021	49 €
ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page			PP TTC
<input type="checkbox"/>	Cales pieds avec sangles	TAP0055	35 €
<input type="checkbox"/>	Appui dos avec dossière	TAT0041	220 €
<input type="checkbox"/>	Double appui dos avec dossière	TAT0043	329 €
<input type="checkbox"/>	Appui ventral	TAT0047	255 €
<input type="checkbox"/>	Sabots réglables en largeur (paire)	TAT0053	215 €
<input type="checkbox"/>	Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement avec un tricycle taille adulte</i>	TAT0054	225 €
<input type="checkbox"/>	Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) <input type="checkbox"/> T0/1 (TAT0061) <input type="checkbox"/> T2 (nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)	TAT0063	179 €
GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page			PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	Guidon corne de bœuf	TAT0073	-
<input type="checkbox"/>	Guidon standard (préférable en version junior)		-
<input type="checkbox"/>	Guidon cadre *	TAT0072	110 €
<input type="checkbox"/>	Guidon papillon *	TAP0074	120 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page			PP TTC
<input type="checkbox"/>	Réglage de la selle antéro-postérieur	TAT0032	150 €
<input type="checkbox"/>	Selle MONOCYCLE *	DAT0136	105 €
<input type="checkbox"/>	Selle Confort Gel à suspensions (<i>non compatible édition spéciale</i>) *	TACSP30	50 €
Panier avant			PP TTC
<input type="checkbox"/>	Panier avant	TAT0011	55 €
<input type="checkbox"/>	Panier arrière large (CITY JUNIOR uniquement) *	TAJ0019	55 €
<input type="checkbox"/>	Panier arrière en osier *	TAJ0020	155 €
ACCESSOIRES DIVERS			PP TTC
<input type="checkbox"/>	Supplément autre couleur	TAP010	207 €
<input type="checkbox"/>	Eclairage LED AV/AR sur piles	TAT0015	49 €
<input type="checkbox"/>	Butées directionnelles	TAT0017	81 €
<input type="checkbox"/>	Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064	221 €
<input type="checkbox"/>	Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine	TAT0025	18 €
<input type="checkbox"/>	Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *	TAC0080	57 €
<input type="checkbox"/>	<i>Incompatible avec l'option sabots (non compatible édition spéciale)</i>		
<input type="checkbox"/>	Rétroviseur, unitaire	TACSP220	54 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



Caractéristiques dimensionnelles (cm)

TONICROSS

L'encadrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	61	61	67	67	77
Y	59	65	65	72	72	82
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors tour	94	115	126	140	160	160

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A -Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B - Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C -Course de réglage de la selle	9	7	12	18	24	24

* La mise en place du support d'appui des rallonge les cônes A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié

	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65

* Guidon plié, en fonction du réglage de la potence