



Tonicross Liberty



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS LIBERTY est la génération de tricycle pliant adolescent et adulte prévus pour un usage urbain. Il est équipé d'accessoires haut de gamme : différentiel, frein à disque, moyeu 3 vitesses avec roue libre, selle gel confort, porte bagages avec panier arrière amovible, éclairage route à Dynamo, gardes boue.

Longueur hors tout: 159cm // Largeur hors tout: 72cm
 Hauteur selles/sol: 79-101cm // Hauteur guidon/sol: 121-134cm
 Hauteur d'entrejambes: 66-90cm
 Dimensions des roues: 20"x1,75" // Chassis: Acier
 Poids du tricycle: 23kg
 Poids maxi de l'utilisateur: 95kg

* en remplacement de l'équipement standard








Code promo: _____

BASE	LPPR	PP HT	PP TTC
------	------	-------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> TONICROSS LIBERTY	631,17 €	2 100,00 €	2 215,50 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODOALE (ancien code 4222803) : 631.17€			
<input type="checkbox"/> KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE			

Joindre fiche de mesure spécifique

COULEURS	REFERENCE	PP TTC
----------	-----------	--------

<input type="checkbox"/> TLI40L3	<input type="checkbox"/> TLI40L4	<input type="checkbox"/> TLI40L6
		
<input type="checkbox"/> TLI40L7	<input type="checkbox"/> TLI40L8	<input type="checkbox"/> TLI40L9
		
<input type="checkbox"/> TLI40LL		
		

TRANSMISSION (1 seul choix possible)	PP TTC
--------------------------------------	--------

UTILISATION SANS MARCHÉ ARRIERE

<input checked="" type="checkbox"/> Frein à disque, moyeu 3 vit. indexées, roue libre intégré	TAL0106	- €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage mono vitesse, avec roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque)	TAL0105	- €

UTILISATION AVEC MARCHÉ ARRIERE

<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)	TAP0097	- €
--	---------	-----

OPTIONS DE TRANSMISSION	PP TTC
-------------------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Différentiel	TAP0096	- €
<input type="checkbox"/> Supplément montage à gauche de la poignée de frein	TAT0020	29 €
<input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant *	TAP0021	49 €

ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	Cales pieds avec sangles	TAP0055 - €
<input type="checkbox"/>	Appui dos avec dossière	TAT0041 220 €
<input type="checkbox"/>	Double appui dos avec dossière	TAT0043 329 €
<input type="checkbox"/>	Appui ventral	TAT0047 255 €
<input type="checkbox"/>	Sabots réglables en largeur (paire) T3-4	TAT0053 215 €
<input type="checkbox"/>	Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement taille adulte</i>	TAT0054 225 €
<input type="checkbox"/>	Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire)	TAT0063 179 €
GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	Guidon corne de bœuf	TAT0073 - €
<input type="checkbox"/>	Guidon cadre *	TAT0072 110 €
<input type="checkbox"/>	Guidon papillon *	TAP0074 120 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	Selle Confort Gel à suspensions	TACSP30 - €
<input type="checkbox"/>	Réglage de la selle antéro-postérieur	TAT0032 150 €
<input type="checkbox"/>	Selle MONOCYCLE *	DAT0136 105 €
PANIER		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	Panier arrière amovible	- €
<input type="checkbox"/>	Panier avant	TAT0011 55 €
ACCESSOIRES DIVERS		PP TTC
<input type="checkbox"/>	Supplément autre couleur	TAP010 207 €
<input type="checkbox"/>	Butées directionnelles	TAT0017 81 €
<input type="checkbox"/>	Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064 221 €
<input type="checkbox"/>	Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *	TAC0080 57 €
<i>Incompatible avec l'option sabots</i>		
<input type="checkbox"/>	Rétroviseur, unitaire	TACSP220 54 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

○Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.

○Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

○Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oublié conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire

