



# Tonicross Plus



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_  
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

## CARACTERISTIQUES

TONICROSS PLUS est la version de tricycle de rééducation pliable conçue pour vous apporter la solution du transport et du rangement. La simplicité, la rapidité du pliage et du démontage des roues permettent de le transporter dans un coffre de voiture et élargissent ses possibilités d'utilisation.  
 Panier arrière offert sur les TONICROSS PLUS JUNIOR et T4.  
 Version XL : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité.

### DIMENSIONS (cm)

	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 73	60 à 80	66 et plus
Hauteur entrejambes					
Référence	T1	T2	T3	TJ	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	60	95
Poids (kg)	12	13	17	18	20

\* en remplacement de l'équipement standard

Code promo: \_\_\_\_\_

## BASE

	LPPR	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> TONICROSS PLUS	631,17 €	1 563,98 €	1 650,00 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€			
<input type="checkbox"/> KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE			

**Joindre fiche de mesure spécifique**


## TAILLE

		PP TTC
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T1	TPU10.. (...référence couleur)	70 €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T2	TPU20..	- €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T3	TPU30..	- €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS JUNIOR (SURBAISSE avec panier arrière offert)	TPUJ0..	155 €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T4 (SURBAISSE avec panier arrière offert)	TPU40..	155 €






## COULEURS

### REFERENCE

### PP TTC



<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	A3		A4		A6		A7		A8		A9
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	B3		B4		B6		B7		B8		B9
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	C3		C4		C6		C7		C8		C9
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	D3		D4		D6		D7		D8		D9
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	E3		E4		E6		E7		E8		E9

KITS DE PERSONNALISATION		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> COURSE (C)	<input type="checkbox"/> GUEPARD (G)	<input type="checkbox"/> PAPILLON (P)	<input type="checkbox"/> REQUIN (R)
<input type="checkbox"/> SPLASH (S)			
			
			
<input type="checkbox"/> Kit complet de personnalisation		TAT01.0	90 €
<input type="checkbox"/> Planche d'adhésifs décoratifs		TAT01.1	20 €
<input type="checkbox"/> Flasques de roues arrière avec plaque de guidon		TAT01.2	50 €
<input type="checkbox"/> Fanion		TAT01.3	50 €
<b>TRANSMISSION (1 seul choix possible)</b>			<b>PP TTC</b>
<b>UTILISATION AVEC MARCHÉ ARRIERE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Pignon Fixe			- €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)		TAP0097	399 €
<b>UTILISATION SANS MARCHÉ ARRIERE</b>			
<input type="checkbox"/> Roue libre avec frein supplémentaire		TAT0090	110 €
<input type="checkbox"/> Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)		TAT0091	245 €
<input type="checkbox"/> Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAT0092	235 €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAT0093	299 €
<input type="checkbox"/> Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAL0106	469 €
<b>OPTIONS DE TRANSMISSION</b>			<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4)		TAP0020	179 €
<input type="checkbox"/> Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106)		TAP0096	269 €
<i>Uniquement pour TONICROSS PLUS T4</i>			
<input type="checkbox"/> Supplément montage à gauche de la poignée de frein		TAT0020	29 €
<input type="checkbox"/> Frein enfant + frein parking (T0/1/2) *		TAT0022	49 €
<input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant (TJr-4) *		TAP0021	49 €
<b>ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page</b>			<b>PP TTC</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Cales pieds avec sangles		TAP0055	-
<input type="checkbox"/> Appui dos avec dossière	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0040)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0041)	220 €
<input type="checkbox"/> Double appui dos avec dossière	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0042)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0043)	329 €
<input type="checkbox"/> Appui ventral		TAT0047	255 €
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire)	<input type="checkbox"/> Taille 0,1 (TAT0051)	<input type="checkbox"/> Taille 2 (TAT0052)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0053)
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement avec un tricycle taille 4</i>		TAT0054	215 €
<input type="checkbox"/> Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire)	<input type="checkbox"/> T0/1 (TAT0061)	<input type="checkbox"/> T2 (TAT0062)	<input type="checkbox"/> TJr/4 (TAT0063)
(nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)			179 €
<b>GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page</b>			<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Guidon cadre *	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0071)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0072)	110 €
<input type="checkbox"/> Guidon papillon *	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAP0076)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAP0074)	120 €
<input type="checkbox"/> Guidon corne de bœuf T3/Jr/4 *		TAT0073	170 €
<b>SELLES SPECIALES voir photos dernière page</b>			<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Réglage de la selle antéro-postérieur		TAT0032	150 €
<input type="checkbox"/> Selle MONOCYCLE *		DAT0136	105 €
<input type="checkbox"/> Selle large (en série sur T3/Jr/4) *		TAT0031	30 €
<input type="checkbox"/> Selle Confort Gel à suspensions (T3/Jr/4uniquement) *		TACSP30	50 €
<b>ACCESSOIRES DIVERS</b>			<b>PP TTC</b>
<input type="checkbox"/> Panier avant		TAT0011	55 €
<input type="checkbox"/> Largeur XL (T4 UNIQUEMENT)		TBA4521	65 €
<input type="checkbox"/> Supplément autre couleur		TAP010	207 €
<input type="checkbox"/> Eclairage LED AV/AR sur piles		TAT0015	49 €
<input type="checkbox"/> Butées directionnelles		TAT0017	81 €
<input type="checkbox"/> Ressort de rappel (incompatible avec les garde-boue)		TAT0019	49 €
<input type="checkbox"/> Gardes boue avec support AV/AR		TAP016	214 €
<input type="checkbox"/> Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)		TAT0064	221 €
<input type="checkbox"/> Canne à pousser (T0/1/2/Jr)		TAT0074	121 €
<input type="checkbox"/> Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine		TAT0025	18 €
<input type="checkbox"/> Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *		TAC0080	57 €
<i>Incompatible avec l'option sabots</i>			
<input type="checkbox"/> HOME TRAINER		TACSP220	690 €

**ACCESSOIRES DIVERS (suite)**

**PP TTC**

Rétroviseur, unitaire

TACSP220

54 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande


●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.

○Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

○Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



**Caractéristiques dimensionnelles (cm)**

**TONICROSS**  
L'encroisement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (\*)

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
<b>X</b>	56	61	61	67	67	77
<b>Y</b>	59	65	65	72	72	82
<b>Z (pouces)</b>	12	16	16	20	20	20
<b>LONGUEUR</b> hors four	94	115	126	140	160	160

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
<b>A</b> - Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
<b>B</b> - Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
<b>C</b> - Course de réglage de la selle	9	7	12	18	24	24

\* La mise en place du support d'appui doit rallonger les cotes A et C de 3 cm

**TONICROSS PLUS plié**

	T1	T2	T3	T4	XL
<b>Longueur</b>	65	65	65	70	70
<b>Largeur</b>	50	50	60	60	70
<b>Hauteur*</b>	50	50	60	65	65

\* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence

