



WEELY ESSENTIEL *by STEALTH*

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°.
- **Chassis basculant pour aide au repositionnement +17°**
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activation par levier par la tierce personne
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140kg
- **Dossier postural réglage en tension asymétrique**
- **Cale tronc D & G ajustables**
- **Accoudoirs réglables en hauteur avec gouttière mousse**
- **Coussin postural TRUCONFORT ou SOLUTION**
- **Ceinture 2 pts stealth**

TVA 5,5%

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
✓ WEELY ESSENTIEL PLUS <i>by STEALTH</i>	WEELY / FMW6016 // FAW2030 & FAW2031	1 955,83 €	1 853,87 €	1 955,83 €
✓ Montant total association code LPPR 1955,83€				

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
 6284731 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODULAIRE ET EVOLUTIF TOUT MODELE ET ADJONCTIONS: 838,47€
 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€

COLORIS

- ☐ Blanc -
- ☐ Noir et Rouge -

TAILLE D'ASSISE

- ☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) FMW6039 -
- ☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) FMW6044 -
- ☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) FMW6049 -
- ✓ Profondeur: ☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire

COUSSINS D'ASSISE

- ☐ TRU COMFORT 2 SPP
 TC2SPP____
- Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçue pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural. La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur.

Hauteur coussin : 11.5 cm | Poids coussin : 1.81 Kg | Poids max utilisateur : 207 Kg



POINTS FORTS

- Confort
- Stabilité
- Contrôle postural

		LARGEUR									
PROFONDEUR	POUCES	CM	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			36	38	41	43	46	48	51	53	56
	15	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20	51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21	53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22	56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24	61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

COUSSINS D'ASSISE (suite)

☐ SOLUTION SPP
SOLSPP__

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque.

Hauteur coussin : 7.6cm | Poids coussin : 2.45Kg | Poids max utilisateur : 225 Kg



		LARGEUR							
PROFONDEUR	POUCES		14	15	16	17	18	19	20
		CM	36	38	41	43	46	48	51
	14	36	□						
	15	38							
	16	41		□	□	□			□
	17	43			□				
	18	46	□	□		□	□	□	□
	19	48			□		□	□	□
	20	51		□		□	□	□	□
	21	53							
	22	56					□		□
	24	61							

☐ GLACIAL
GLSP__

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps

Hauteur coussin : 6,4 cm | Poids coussin : 1.15 Kg | Poids max utilisateur : 181 Kg



		LARGEUR									
PROFONDEUR	POUCES		14	15	16	17	18	19	20	21	22
		CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56
	14	36	□								
	15	38									
	16	41	□		□				□		
	17	43		□		□		□			
	18	46	□		□		□	□	□		□
	19	48				□		□		□	
	20	51				□	□		□	□	□
	21	53									
	22	56					□		□		

☐ ESSENCE
ESSSP__

200 €

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscosse. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

Hauteur coussin : 8,9 cm | Poids coussin : 1.6 - 2,3 Kg | Poids max utilisateur : 227 Kg



		Largeur						
PROFONDEUR	POUCES		15	16	17	18	19	20
		CM	38	41	43	46	48	51
	16	41	□	□		□		□
	17	43					□	
	18	46		□		□		□
	19	48						
	20	51				□		□

COUSSINS D'ASSISE (suite)**ELEMENTS DE FORME A INSERER**

☐ Biseau crural	Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 28 €	☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251	
Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.			
☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)	SAP4301		
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.			
☐ Butée d'abduction	Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 45 €	☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406	
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.			
☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)	SAP4601		
La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.			
☐ Appui pelvien, la paire	SAP4801		
☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins 		
Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____			

DOSSIER

- ✓ Dossier Symbiose FAW6050
 - ✓ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire SAP3600
- Le Dossier Symbiose, réglable en tension, offre un grand confort de maintien et répond également aux personnes présentant des courbures dorsales prononcées. Il est conçu avec un double jeu de 7 sangles réparties de part et d'autre de la ligne médiane. Les boucles de serrages à deux passants permettent un serrage efficace et stable. Il est garni d'un coussin de dossier en mousse HR, housse d'un tissu nid d'abeilles respirant. La partie inférieure du dossier est équipée d'une sangle plus large, ajustable en hauteur, favorisant le maintien de la zone sacro-lombaire nécessaire au redressement du tronc. Le Dossier Symbiose est équipé deux cales tronc rigides, réglables en hauteur, et en largeur, ils ont une possibilité d'extension pour un réglage supplémentaire en profondeur. Ils constituent de véritables accessoires de maintien, et/ou correctifs. Ils sont habillés d'une mousse viscoélastique, housés d'un tissu néoprène.



① Version **AL FLAT TOP**, coque avec coupe supérieure du dossier droite permettant de soutenir les épaules.

☐ ADI AL SERIE CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm



Largeur thoracique +/-1,5cm : (Cm)		Largeur					
		27	29	31	33	35	37
		POUCES					
		CM					
Hauteur +6,5cm de coussin	MEDIUM	13	33,0	☐	☐	☐	☐
	STANDARD	16	40,6	☐	☐	☐	☐
	TALL	18	45,7	☐	☐	☐	☐
	EXTRA TALL	20	50,8	☐	☐	☐	☐

☐ ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP

Galbe de 15cm



Largeur thoracique +/-1,5cm : (Cm)		Largeur				
		29	31	33	35	37
		POUCES				
		CM				
Hauteur +6,5cm de coussin	STANDARD	16	40,64	☐	☐	☐
	TALL	18	45,72	☐	☐	☐
	EXTRA TALL	20	50,8	☐	☐	☐

DOSSIER (suite)

- ☐
- ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible octobre 2024)

Galbe de 15cm



Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur				
		29	31	33	35	37
Hauteur +6,5cm de coussin	POUCES	16	17	18	19	20
	CM	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
	STANDARD	☐	☐	☐	☐	☐
	TALL	☐	☐	☐	☐	☐
	EXTRA TALL	☐	☐	☐	☐	☐
	CM	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8

AIDE A LA POSTURE

- ☐
- Ceinture de maintien 2 points

Taille ☐ S ☐ M ☐ L


PAD	A	B	C
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7

IFPB5112-IFPB6213-IFPB6214

93 €



- ☐
- Ceinture de maintien 4 points

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244

35 €

- ☐
- Harnais classique Textile dynamique Homme

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9

IFPS1102-IFPS1103-IFPS1103

145 €




- ☐
- Harnais contour Textile dynamique Femme

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9

IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104

145 €



- ☐
- Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104

145 €



- ☐
- Harnais d'épaules style H

Taille ☐ S ☐ M ☐ L

	A	B	C
XS	7	22	4
S	8	31	5
M	10	35	6
L	11	41	7

IFHH5201 - IFHH5202 - IFHH5203 - IFHH5203

145 €

**ACCOUDOIRS**

- ☒
- Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche

FAW2030

-

- ☒
- Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit

FAW2031

-

- ☐
- Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche

FAW2050

50 €

- ☐
- Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit

FAW2051

50 €

- ☐
- Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements Gauche

FAW2020

-119,39 €

Suppression du code 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€

- ☐
- Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements Droit

FAW2020

-119,39 €

Suppression du code 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€

- ☐
- Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles

FAW2080

199 €

ROUES CENTRALES

- ☒
- Paire de freins levier long

FAW1042

-

- ☐
- Paire de freins levier court

FAW1043

-

- ☒
- Roues rayonnées 22"

FAW1035

-

- ☐
- Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour

FAW5075

510 €

avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège préreglée à 45cm

- ☐
- Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages

FAW1038

649 €

APPUI-TÊTE

- ☒
- Appui-tête Essentiel

FAW4011

-

- ☐
- Appui-tête Contour

FAW4012

80 €

- ☐
- Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"



FAW4012T

104 €

- ☐
- Appui-tête Original

FAW4010

100 €

APPUI-TÊTE STEALTH			
☐ CONFORT PLUS			440 €
☐ Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200			
☐ Taille L (incompatible swing away) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200			
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"			85 €
☐ AJUSTABLE CONFORT PLUS			T.L
☐ Taille L (incompatible swing away) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200		Adjustable Head Position	586 €
☐ Taille XL (incompatible swing away) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200			ou T.XL 621 €
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"			85 €
☐ ALL POSITIONNING SERIES			430 €
☐ Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200		Contours to the Head Flexible	
☐ Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200			
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"			85 €
☐ COMBO			570 €
☐ Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200		Adjustable Lateral Support	
☐ Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200			
☐ Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"			85 €
☐ Autres appui-tête:	Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		
	Fiche mesure appui tête 		
REPOSE-JAMBES			
☒ Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014		-
☒ Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015		-
☐ Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020		105 €
☐ Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021		105 €
☐ Repose-pied Gauche Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3052		-105,76 €
☐ Repose-pied Droit Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3053		-105,76 €
☐ Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020		35 €
☐ Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085		-
☐ Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024		189 €
ACCESSOIRES			
☐ Tablette amovible	FAW7010		209 €
9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€			
☐ Bascule d'assise 35°	WCONTOUR		790 €
☐ Support porte sérum	FAW7011		236 €
☐ Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur	FAW6010		104 €
Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)			
☐ Dossier Dynamique	FAW1086		683 €
Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz			
☐ Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique (Délai nous consulter)	FAW1160		1 339 €
☐ Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019		918 €
☐ Plot d'abduction	FAW6040		154 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

○Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

○Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

○Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

○Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse

○La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire