



LEGGERO ENZO



Visuel non contractuel. Enzo présenté avec des accessoires de positionnement et un coussin Stealth Products

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

Châssis rigide graphite grey

Plaque d'assise rigide amovible

Ceinture de sécurité

Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur

Repose-pieds

Palettes réglables en angle

Poids max (utilisateur+système d'assise) : 84kg

Système d'assise non inclus

Hauteur du dossier réglable

Roulettes anti-bascules : 1 standard et 1 aide au basculement

Fabriqué au Texas (E-U)

Protection solaire

Caractéristiques standard

Profondeur d'assise : 11-20" (28-51cm)

Largeur d'assise : 12-18" (30-46cm)

Hauteur sol/plaque : 34-51cm

Bascule d'assise manuelle +45°/-5°

Réglage en angle du dossier (fixe) : 90°-110°

Spécifications & Ajustements

BASE

REFERENCES

LPPR

PP TTC

☒ **ENZO Châssis rigide** (largeur fixe) LEG-ENZO (3101-0001) 439,48 € 2 490 €

☒ Code LPP : 9131258 - 439,48€ TTC - Désignation : VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier inclinable

☐ **ENZO Châssis pliant** LEG-ENZO (3101-0201) 2 490 €

(réglable en largeur voir ci-dessous)

☒ Forfait acheminement et livraison Forfait transport 42 €

CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE

(Sélection obligatoire)

Choix de la taille. Plaque d'assise ajustable en largeur 1 taille châssis pliant uniquement (12-13 / 14-15 / 16-17 / 17-18)

☐ ENZO 12"-14"	☐ 12" (30,48cm)	☐ 13" (33cm)	☐ 14" (35,56cm)
☐ ENZO 14"-16"	☐ 14" (35,56cm)	☐ 15" (38,1cm)	☐ 16" (40,6cm)
☐ ENZO 16"-18"	☐ 16" (40,6cm)	☐ 17" (43,2cm)	☐ 18" (45,7cm)

CHOIX DE LA PROFONDEUR D'ASSISE

(Sélection obligatoire)

ENZO 12"-14" ☐ 13" (33cm) ☐ 14" (36cm) ☐ 15" (38cm) ☐ 16" (41cm) ☐ 17" (43cm) ☐ 18" (46cm) ☐ 19" (48cm)

ENZO 14"-16" ☐ 14" (36cm) ☐ 15" (38cm) ☐ 16" (41cm) ☐ 17" (43cm) ☐ 18" (46cm) ☐ 19" (48cm) ☐ 20" (51cm)

ENZO 16"-18" ☐ 17" (43cm) ☐ 18" (46cm) ☐ 19" (48cm) ☐ 20" (51cm) ☐ 21" (53cm) ☐ 22" (55cm)

COLORIS STICKERS LATERAUX

HAUTEUR DE DOSSIER

☒ Starbust yellow (3)



☐ Montant de dossier 46cm (Std châssis 12-14")

☐ Montant de dossier 51cm (Std châssis 14-16")

☐ Montant de dossier 56cm (Std châssis 16-18")

SYSTÈME DE FIXATION POUR TRANSPORT DANS UN VEHICULE

☐ Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous

☐ Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 12" à 14"

☐ Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15" à 18"



340 €

POIGNEES DE POUSSEE ET SYSTÈME DE FREINAGE

Activation Bascule d'assise



Poignées de poussée 90° "fauteuil"



A la main

Push to lock³
Freins à pousser

Obligatoire à partir des roues 20"



☐

Hub lock¹
Freins dans le moyeu

Nécessite des roues 12" ou 16" compatibles freins hub lock



☐

TAILLE DES ROUES ARRIERE*(Sélection obligatoire)*

Taille de roues	Roues directionnelles	Hauteur sol/plaque						
↓	↓	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
		35,6cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	45,7cm	48cm	51cm
12" ou 16" Roues à bâtons compatibles freins Hub Lock (HL)								
12" / 30cm	6" / 15cm		☐	☐	☐			
16" / 40cm	6" / 15cm				☐	☐		
20" Roues à bâtons								290 €
20" / 51cm	6" / 15cm		☐	☐				
✓ 20" pneu caoutchouc plein								
22" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters								std
22" / 56cm	6" / 15cm		☐	☐				
✓ 22" pneu caoutchouc plein								
24" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters								290 €
24" / 61cm	6" / 15cm				☐			
✓ 24" pneu caoutchouc plein								

ACCOUDOIRS*(Sélection obligatoire)***Conseillé pour assise 12"-14" et 14"-16"**

(3101-6002)

- ☐
- Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)

Conseillé pour assise 16"-18"

(3101-6003)

- ☐
- Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 10.5-14"/27-36 cm)

**MANCHETTES D'ACCOUDOIRS**

- ☒
- 10"/25 cm Montage sur rail d'assise (court)

TABLETTE (ACCOUDOIRS OBLIGATOIRES)

- ☐
- Tablette et support réglable en hauteur (visuel ci-contre)

☐ Assise 12-14" (3101-6006)

☐ Assise 14-16" (3101-6007)

☐ Assise 16-18" (3101-6008)


290 €

REPOSE-PIEDS & RELEVÉ-JAMBES*(Sélection obligatoire)*

- ☐
- Repose-pieds escamotable, angle par rapport au sol 90°

(3101-5003)



- ☐
- Relève-jambes manuel

(3101-5001)



235 €

TUBES (SELECTION OBLIGATOIRE POUR REPOSE-PIEDS & RELEVÉ-JAMBES)*(Sélection obligatoire)*

Mesure de la distance du haut de la plaque d'assise à la palette.

- ☐
- Upper court + Extension standard 7.5-13.5"/19-34 cm (appui-mollets non disponibles avec ce choix)

- ☐
- Upper medium + Extension medium 9-15"/23-38 cm

- ☐
- Upper medium + Extension long 11-17"/28-43 cm

APPUI-MOLLETS (POUR RELEVÉ-JAMBES MANUEL)

- ☐
- Appui-mollets gauche

40 €

- ☐
- Appui-mollets droit

40 €

COUSSIN D'ASSISE
☐ TRU COMFORT 2 SPP (ref: ST-TC2SPP____)

Epaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 kg

Points forts : Confort | Stabilité | Contrôle postural

Capacité de poids : 204 kg

**TRU CONFORT 2 SPP**

		LARGEUR					
PROFONDEUR	POUCES	12	14	15	16	17	18
	CM	30	36	38	41	43	46
	12	30					
	14	36	☐		☐		
	15	38		☐			
	16	41	☐	☐	☐	☐	☐
	17	43		☐	☐	☐	☐
	18	46	☐	☐	☐	☐	☐
	19	48			☐	☐	☐
	20	51		☐	☐	☐	☐

390 €

COUSSIN D'ASSISE (suite)
☐ SOLUTION SPP (ref: ST-SOLSPP____)

Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 2,45 kg

 Points forts : Protection cutanée | Insert gel bi-cellulaire
| Mobilité | Confort

Capacité de poids : 227 kg

**SOLUTION SPP**

		LARGEUR					
PROFONDEUR	POUCES	12	14	15	16	17	18
	CM	30	36	38	41	43	46
	12	30	☐	☐			
	14	36	☐	☐	☐	☐	☐
	15	38					
	16	41	☐		☐	☐	
	17	43			☐	☐	☐
	18	46			☐	☐	☐
	19	48			☐	☐	☐
	20	51			☐	☐	☐

390 €

☐ GLACIAL SP (ref: ST-GLSP____)

Epaisseur : 6,4 cm | Poids du coussin : 1,15 kg

 Points forts : Décharge sacrée,
Gel carrelé, Léger profil

Capacité de poids : 181 kg

**GLACIAL SP**

		LARGEUR					
PROFONDEUR	POUCES	12	14	15	16	17	18
	CM	30	36	38	41	43	46
	12	30	☐				
	14	36	☐	☐			
	15	38					
	16	41		☐	☐		
	17	43		☐		☐	
	18	46	☐		☐		☐
	19	48				☐	
	20	51					☐

390 €

☐ ZEN SP (ref: ST-ZENSP____)

Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg

Points forts : Léger | Fonctionnel | Décharge sacrée

Capacité de poids : 204 kg

**ZEN**

		LARGEUR					
PROFONDEUR	POUCES	12	14	15	16	17	18
	CM	30	36	38	41	43	46
	12	30	☐	☐			
	14	36	☐	☐			
	15	38			☐		
	16	41		☐	☐		☐
	17	43		☐		☐	
	18	46	☐		☐	☐	☐
	19	48				☐	
	20	51			☐	☐	☐

390 €

ELEMENTS DE FORME A INSERER

- ☐ Biseau anti effet hamac Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm) SAP4101 49 €
☐ Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm) SAP4151

Le biseau Anti Effet hamac s'installe sur le siège du fauteuil roulant ou dans le coussin d'assise, cet élément est utilisé pour contrer l'effet hamac. En transformant l'assise en surface plane, il aide à rétablir l'équilibre du bassin. Existe en 25 et 40mm



- ☐ Biseau crural Choix de la taille: SAP4201 28 €
☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



- ☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301 60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



- ☐ Butée d'abduction Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 45 €
☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



- ☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 €


La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



- ☐ Appui pelvien , la paire SAP4801 70 €


OPTIONS D'ASSISE

- ☐ Ceinture pelvienne 2 points 91 €

**Choix de la taille obligatoire****Textile Structuré**

T	Ref.	Pull Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ XS	ST-IFPB5121	S. P.	81,3	68,6	2,5
☐ XS / S	ST-IFPB6223	D. P.	61,0	61,0	2,5
☐ M / L	ST-IFPB5223	S. P.	81,3	68,6	3,8
☐ M / L	ST-IFPB5224	D. P.	61,0	61,0	3,8
☐ L / XL	ST-IFPB6325	S. P.	81,3	68,6	5,1

- ☐ Ceinture pelvienne 4 points verrouillage simple pression 126 €

**Choix de la taille obligatoire****Textile Structuré**

TAILLES	Ref.		A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Pad
XS	ST-IFPB5141	S. P.	81,3	6,6	50,8	2,5	11,4
S	ST-IFPB5242	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	13,9
M	ST-IFPB5243	S. P.	81,3	6,6	50,8	3,8	19,0
L	ST-IFPB5244	S. P.	31,3	6,6	50,8	3,8	24,1

OPTIONS D'ASSISE (suite)

- ☐ Housse de coussin d'assise supplémentaire Coolcore 110 €
- ☐ Housse de coussin d'assise anti-incontinence 60 €
- ☐ Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" 220 €
(Prochainement)
- ☐ Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12" 220 €
(Prochainement)
- ☐ Plot d'abduction escamotable, avec coussins ajustable en angle, hauteur et profondeur.
Ref: MTHW-660 + MTMD-42 400 €

UTT6A1260000 + UT800000-Q +
UTP544056100 (4x4)
UTP548056100 (4x8)
UTP54D056100(4x12)

**DOSSIER RIGIDE**

ALBR_____

		Largeur						
Hauteur	Pouces	12	13	14	15	16	17	18
	Cm	30	33	36	38	41	43	46
	Largeur thoracique (cm)	24	27	32	35	36	39	42
GALBE DEEP 10CM								
Low	10	25,4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Medium	13	33				☐	☐	☐
GALBE EXTRA DEEP 15CM								
Hauteur	Largeur thoracique (cm)					39	42	45
Medium	13	33				☐	☐	☐

690 €

☒ BR1103 - 2 Points

(20° d'inclinaison)

(Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur)

570 grammes

- ☐
- BR6006 - Kit pour transport en véhicule option obligatoire (pour fixations 2 points)

- ☐
- BR6005 - Kit pour transport en véhicule option obligatoire (quick release)

**HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT****Compensation**

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité

**Boucles pivotantes**

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.

**Textile Dynamique**

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.

**Textile Structuré**


Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture

**Ajustement en longueur**

Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

HARNAIS ET CEINTURES☐ Harnais classique

139 €

**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique**


	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	XS	ST-IFPS1101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
nd	S	ST-IFPS1102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
☐	M	ST-IFPS1103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐	L	ST-IFPS1104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐	XL	ST-IFPS1105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

Textile Structuré

	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	XS	ST-IFPS1201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐	S	ST-IFPS1202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	10,0	10,0	5,0
nd	M	ST-IFPS1203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐	L	ST-IFPS1204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐	XL	ST-IFPS1205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER"

139 €

**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique**

	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	S	IFPS3102	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐	M	IFPS3103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐	L	IFPS3104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0
☐	XL	IFPS3105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	18,0	18,0	11,5

☐ Harnais classique "ZIPPER" (suite)

139 €

Textile Structuré

	TAILLES	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	S	IFPS3202	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	9,0	7,5	5,0
☐	M	IFPS3203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	13,0	13,0	7,0
☐	L	IFPS3204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	15,0	15,0	9,0

HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)☐ Harnais coutour

139 €

**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	IFPS2101	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	IFPS2102	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	IFPS2103	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	IFPS2104	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	IFPS2105	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

Textile Structuré

T	REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐ XS	IFPS2201	19,0	32,0	5,0	9,0	19,0	2,5	9,0	3,0
☐ S	IFPS2202	21,5	39,0	5,0	11,5	23,0	2,5	11,0	4,5
☐ M	IFPS2203	24,0	38,0	5,0	14,0	28,0	2,5	13,0	6,0
☐ L	IFPS2204	26,5	57,0	5,0	16,5	33,0	3,0	15,0	9,0
☐ XL	IFPS2205	29,0	65,0	6,0	16,5	35,5	4,0	18,0	11,5

☐ Harnais d'épaule Y straps

126 €

**Choix de la taille obligatoire****Textile Dynamique**

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ S	ST-IFYS3102	48,3	20,3	5,1
☐ M	ST-IFYS3103	55,9	22,9	6,4
☐ L	ST-IFYS3104	63,5	27,9	6,4

☐ Harnais d'épaule Y straps


126 €

Textile Structuré

T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐ M	ST-IFYS3202	48,3	20,3	5,1
☐ L	ST-IFYS3203	55,9	22,9	6,4

HARNAIS ET CEINTURES DE POSITIONNEMENT (Suite)☐ Harnais d'épaule style "H"


126 €

**Choix de la taille obligatoire**
Textile Structuré

	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	M	ST-IFHH5203	9,5	34,9	6,4

☐ Ceinture thoracique chest straps

94 €

**Choix de la taille obligatoire**


Textile Dynamique



	T	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☐	XS	ST-IFCS4111	35,5	7,1	8,9
☐	S	ST-IFCS4112	40,4	7,1	9,5
☐	M	ST-IFCS4113	45,7	7,9	10,1
☐	L	ST-IFCS4114	53,3	7,9	11,4
☐	XL	ST-IFCS4115	58,4	8,3	12,0

☐ Palette positionnement de pied (unitaire)

79 €



	TAILLES	Ref.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
☐	S	ST-IFPB51445	12,1	19,7	7,6	14,0	5,1	3,2	3,2	3,8

APPUI-TÊTE STEALTH

- ☒ CONFORT PLUS (*S'installe sur un dossier ADI, sélection obligatoire section DOSSIER RIGIDE*) 440 €
- ✓ Taille S
L: 24cm x H: 15cm
ST-CP08CCFPM + ST-UHB3D33200
- ☐ Taille M
L: 28cm x H: 15cm
ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200
- ☐ Support d'appui tête **escamotable** "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199" 85 €



☐ Autres appui-tête:

Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public

[Fiche mesure appui tête](#) 

COMMENTAIRES: