



# LEGGERO ENZO

## Châssis rigide



Visuel non contractuel. Enzo présenté avec des accessoires de positionnement et un coussin Stealth Products

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

Châssis rigide graphite grey	Poids max (utilisateur+ystème d'assise) : 84kg	← Caractéristiques standard
Plaque d'assise rigide amovible	Système d'assise non inclus	
Ceinture de sécurité	Hauteur du dossier réglable	
Accoudoirs amovibles et réglages en hauteur	Roulettes anti-basculés : 1 standard et 1 aide au basculement	
Repose-pieds	Fabriqué au Texas (E-U)	
Palettes réglables en angle		
Profondeur d'assise : 11-20" (28-51cm)	Bascule d'assise manuelle +45°/-5°	← Spécifications & Ajustements
Largeur d'assise : 12-18" (30-46cm)	Réglage en angle du dossier (fixe) : 90°-110°	
Hauteur sol/plaque : 34-51cm		

BASE	REFERENCES	PP TTC
✓ <b>ENZO Châssis rigide</b>	LEG-ENZO	2 390 €
✓ Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42 €
✓ <i>Eco-participation en sus : 7€ HT</i>	ECOTAX	

Code LPP en cours d'obtention

### CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE



- |                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 12" (30,48cm) | <input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) |
| <input type="checkbox"/> 13" (33cm)    | <input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) |
| <input type="checkbox"/> 14" (35,56cm) | <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) |
| <input type="checkbox"/> 15" (38,1cm)  |                                       |

### COLORIS STICKERS LATERAUX

- |                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Voltage green (1)   | <input type="checkbox"/> Azure blue (5)       |
| <input type="checkbox"/> Sunset orange (2)   | <input type="checkbox"/> Dragon fruit red (6) |
| <input type="checkbox"/> Starbust yellow (3) | <input type="checkbox"/> Galaxy purple (7)    |
| <input type="checkbox"/> Magenta pink (4)    |                                               |








### SYSTÈME DE FIXATION POUR TRANSPORT DANS UN VEHICULE

- Système de fixation RESNA WC-19 (visuel ci-contre) Sélectionner ceinture ci-dessous   335 €
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 12" à 14"
- Ceinture pour transport en voiture « Sure-lock » pour assise de 15" à 18"

### REGLAGE EN ANGLE DU DOSSIER (FIXE/MODIFIABLE AVEC OUTIL)

- |                              |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 90° | <input type="checkbox"/> 100° | <input type="checkbox"/> 110° |
| <input type="checkbox"/> 95° | <input type="checkbox"/> 105° |                               |

### POIGNEES DE PUSSEE ET SYSTÈME DE FREINAGE

		Activation Bascule d'assise ↓	Push to lock <sup>3</sup> Freins à pousser 	Hub lock <sup>1</sup> Freins dans le moyeu 	Drum brake <sup>2</sup> Freins à tambour 
Poignées de poussée "poussette" réglables en angle 		Au pied	<input type="checkbox"/>		
Poignées de poussée 90° "fauteuil" 		Au pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		A la main	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1- Nécessite des roues 12" ou 16" compatibles freins hub lock

2- Nécessite des roues 16" compatibles freins drum brake

3- Obligatoire à partir des roues 20"

**TAILLE DES ROUES ARRIERE**

Taille de roues	Roues directionnelles	Hauteur sol/plaque						
		14"	15"	16"	17"	18'	19"	20"
↓	↓	14"	15"	16"	17"	18'	19"	20"
		35,6cm	38,1cm	40,6cm	43,2cm	45,7cm	48cm	51cm
<b>12" ou 16" Roues à bâtons</b>								
12" / 30cm	5" / 13cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6" / 15cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7" / 18cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
16" / 40cm	5" / 13cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6" / 15cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7" / 18cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>12" ou 16" Roues à bâtons compatibles freins Hub Lock (HL)</b>								
12" / 30cm	5" / 13cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6" / 15cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7" / 18cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16" / 40cm	5" / 13cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6" / 15cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7" / 18cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>16" Roues à bâtons compatibles freins Drum Brake (DB)</b>								
16" / 40cm	5" / 13cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6" / 15cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7" / 18cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>20" Roues à bâtons</b>								
20" / 51cm	5" / 13cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6" / 15cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7" / 18cm				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options		<input type="checkbox"/> 20" Poly Pneu						
		<input type="checkbox"/> 20" pneu caoutchouc plein						
		<input type="checkbox"/> 20" avec main courante en aluminium anodisé						
<b>22" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters</b>								
22" / 56cm	5" / 13cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6" / 15cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	7" / 18cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Options		<input type="checkbox"/> 22" Poly pneu						
		<input type="checkbox"/> 22" Roues pneumatiques avec chambre à air						
		<input type="checkbox"/> 22" pneu plein						
		<input type="checkbox"/> Sans main courante en aluminium anodisé						
<b>24" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters</b>								
Taille de roues	Roues directionnelles	Hauteur sol/plaque						
		14"	15"	16"	17"	18'	19"	20"
↓	↓	14"	15"	16"	17"	18'	19"	20"
<b>24" Roues à rayons avec main courante en aluminium anodisé et Leggero Smooth Roll Casters</b>								
24" / 61cm	5" / 13cm					<input type="checkbox"/>		
	6" / 15cm					<input type="checkbox"/>		
	7" / 18cm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options		<input type="checkbox"/> 24" Poly pneu						
		<input type="checkbox"/> 24" Roues pneumatiques chambre à air						
		<input type="checkbox"/> 24" Airless Insert pneu plein						
		<input type="checkbox"/> Sans main courante en aluminium anodisé						



288 €

288 €



275 €



ACCOUDOIRS		
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables verrouillables montés sur canne de dossier (hauteur : 7-13"/19-33 cm)	-
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables non verrouillables montés sur canne de dossier (hauteur : 7-13"/19-33 cm)	-
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 8.5-10.5"/22-27 cm)	-
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables réglables en hauteur/amovibles, montage rail d'assise (hauteur : 10.5-14"/27-36 cm)	-
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS		
<input type="checkbox"/>	10"/25 cm Montage sur rail d'assise	-
<input type="checkbox"/>	13.5"/34 cm Montage sur cannes de dossier	-
TABLETTE (ACCOUDOIRS OBLIGATOIRES)		
<input type="checkbox"/>	Tablette et support réglable en hauteur (visuel ci-contre)	290 €
REPOSE-PIEDS & RELEVÉ-JAMBES		
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotable, angle par rapport au sol 70°	-
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotable, angle par rapport au sol 80°	-
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotable, angle par rapport au sol 90°	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuel	235 €
TUBES (SELECTION OBLIGATOIRE POUR REPOSE-PIEDS & RELEVÉ-JAMBES)		
<input type="checkbox"/>	Upper court + Extension standard 7.5-13.5"/19-34 cm (appui-mollets non disponibles avec ce choix)	-
<input type="checkbox"/>	Upper medium + Extension medium 9-15"/23-38 cm	-
<input type="checkbox"/>	Upper medium + Extension long 11-17"/28-43 cm	-
APPUI-MOLLETS (POUR RELEVÉ-JAMBES MANUEL)		
<input type="checkbox"/>	Appui-mollets gauche	40 €
<input type="checkbox"/>	Appui-mollets droit	40 €

SYSTÈMES D'ASSISES STEALTH PRODUCTS		
LPP 6284731 - 838,47€ TTC - ASSISE MODULAIRE STEALTH		
<input type="checkbox"/>	DIEGO Pédiatrique par Stealth Products	Configuration sur les pages suivantes 1 950 €
<input type="checkbox"/>	EPIC par Stealth Products	Configuration sur les pages suivantes 2 600 €

SYSTEME D'ASSISE PEDIATRIQUE DIEGO COMPLET PAR STEALTH PRODUCTS		1950€ TTC
<input type="checkbox"/>	Système d'assise pédiatrique DIEGO, coussin d'assise 12"x12", hauteur dossier : 12", cales-tronc : 3"x4", appui-tête	DG1212H12LT34
<input type="checkbox"/>	Système d'assise pédiatrique DIEGO, coussin d'assise 12"x14", hauteur dossier : 14", cales-tronc : 3"x4", appui-tête	DG1214H14LT34
<input type="checkbox"/>	Système d'assise pédiatrique DIEGO, coussin d'assise 12"x12", hauteur dossier : 14", cales-tronc : 4"x4", appui-tête	DG1414H14LT44
<input type="checkbox"/>	Système d'assise pédiatrique DIEGO, coussin d'assise 12"x12", hauteur dossier : 16", cales-tronc : 4"x4", appui-tête	DG1416H16LT44

**SYSTEME D'ASSISE PEDIATRIQUE DIEGO COMPLET PAR STEALTH PRODUCTS 2600€ TTC**



**ETAPE 1 : COUSSIN D'ASSISE sélection obligatoire**

- TRU COMFORT 2 SPP (ref: ST-TC2SPP\_\_\_)  
 Epaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 kg  
 Points forts : Confort | Stabilité | Contrôle postural  
 Capacité de poids : 204 kg



		Largeur							
		Cadre d'assise 39cm			Cadre d'assise 44cm			Cadre d'assise 49cm	
	Pouces	14	15	16	17	18	19	20	21
	Cm	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34
Profondeur	16	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SOLUTION SPP (ref: ST-SOLSPP\_\_\_\_)

Épaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 2,45 kg  
 Points forts : Protection cutanée | Insert gel bi-cellulaire  
 | Mobilité | Confort  
 Capacité de poids : 227 kg



		Largeur								
		Cadre d'assise 39cm			Cadre d'assise 44cm			Cadre d'assise 49cm		
		14	15	16	17	18	19	20	21	
Profondeur		Cm	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34
16	41									
17	43									
18	46									
19	48									
20	51									

SPECTRUM FOAM SPP (ref: ST-SPCFSP\_\_\_\_)


Épaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,36 kg  
 Points forts : Protection cutanée | Insert multi-couche ischiatique  
 légèreté | profil anatomique léger  
 Capacité de poids : 272 kg



		Largeur								
		Cadre d'assise 39cm			Cadre d'assise 44cm			Cadre d'assise 49cm		
		14	15	16	17	18	19	20	21	
Profondeur		Cm	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34
16	41									
17	43									
18	46									
19	48									
20	51									

SPECTRUM GEL SPP (ref: ST-SPCGSP\_\_\_\_)

Épaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg  
 Points forts : Protection cutanée | Insert en gel double cellule  
 Contrôle postural du bassin et des membres inférieurs  
 Capacité de poids : 250 kg



		Largeur								
		Cadre d'assise 39cm			Cadre d'assise 44cm			Cadre d'assise 49cm		
		14	15	16	17	18	19	20	21	
Profondeur		Cm	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34
16	41									
17	43									
18	46									
19	48									
20	51									

ESSENCE SPP (ref: ST-ESSSP\_\_\_\_)

Épaisseur : 8,9 cm | Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg  
 Points forts : Modularité | Mobilité | Stabilité  
 Capacité de poids : 227 kg

Biseau fessier (1 seul par commande) :


- Épaisseur S (1.27 cm) POP1712340-SM
- Épaisseur M (3.8cm) POP1712340-MD
- Épaisseur L (5cm) POP1712340-LG



		Largeur								
		Cadre d'assise 39cm			Cadre d'assise 44cm			Cadre d'assise 49cm		
		14	15	16	17	18	19	20	21	
Profondeur		Cm	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8	53,34
16	41									
17	43									
18	46									
19	48									
20	51									


GLACIAL SP (ref: ST-GLSP\_\_\_\_)

Epaisseur : 6,4 cm | Poids du coussin : 1,15 kg  
 Points forts : Décharge sacrée,  
 Gel carrelé, Léger profil  
 Capacité de poids : 181 kg




ZEN SP (ref: ST-ZENSP\_\_\_\_)

Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg  
 Points forts : Léger | Fonctionnel | Décharge sacrée  
 Capacité de poids : 204 kg



PREMIERE P (ref: ST-PREMP\_\_\_\_)

Epaisseur : 8.9 cm | Poids du coussin : 1,60 kg  
 Points forts : Stabilité et maintien, Découpe sacrée  
 Recharge trochantérienne (renfort)  
 Capacité de poids : 250 kg



**OPTIONS D'ASSISE**

<input type="checkbox"/> Housse de coussin d'assise supplémentaire Coolcore										110 €
<input type="checkbox"/> Housse de coussin d'assise anti-incontinence										60 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink droit	<input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q +								220 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink gauche	<input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)								220 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points	Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224								110 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points	Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244								130 €
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction										135 €

**ETAPE 2 : FORCE DE VERIN**

sélection obligatoire

Force de verin légère 50N

Idéal pour les utilisateurs dont les amplitudes de mouvements sont limitées par manque tonus musculaire et qui peuvent également souffrir d'une rétroversion du bassin.  
 Permet de détendre les muscles postaux tout en fournissant un soutien thoracique dynamique.  
 Possibilité d'ajuster l'inclinaison manuellement par un tiers.  
 Son utilisation est indiqué dans le cadre d'un mouvement contrôlé ou pour absorber une cyphose.

Force de verin élevée 100N

Idéal pour les utilisateurs dont les amplitudes de mouvements peuvent être importantes avec un fort tonus musculaire, tels que les patient dystoniques souffrant de spasticité. L'Epic apporte un soutien thoracique mobile permettant d'absorber l'énergie et conserver le mouvement du patient.



**ETAPE 3 : CHOIX DE LA PARTIE SUPERIEURE DU DOSSIER**

sélection obligatoire

L'ensemble du dossier est divisé en deux segments, bassin et thoracique. Le coussin positionné au niveau du bassin est un élément standard fixe d'une hauteur de 15,24cm (6").

INDICATIONS DE MESURES DE DOSSIERS

Pouces	14	15	16	17	18	19	20
Cm	35,56	38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique intérieure(cm)	25cm +/-1	27cm +/-1	29cm +/-1.5	31cm +/-1.5	33cm +/-1.5	35cm +/-1.5	37cm +/-1.5
Largeur coque seule Contour Active (cm)	28,9	31,1	34,3	36,5	39,1	41,6	43,8
Largeur coque seule Contour Deep (cm)	32,1	34,9	36,2	38,7	42,5	45,1	47
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm						
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossier AL +2,5cm / -2,5cm Dossier AFT +5cm / -5cm						

**ETAPE 4 : Choix de la forme de coque**

sélection obligatoire

- Aluminium Flat top (AFT)
- Aluminium curved (AL)



**ETAPE 5 : Choix de la taille de coque**

sélection obligatoire

		Cadre d'assise 39cm		Cadre d'assise 44cm		Cadre d'assise 49cm			
hauteur	Largeur								
		pouces		15	16	17	18	19	20
		cm		38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Low (L)	10"	25,4cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Medium (M)	13"	33,0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**ETAPE 6 : Choix du galbe de coque**

sélection obligatoire

- Active (A)  
compatible avec les cales tronc
- Deep (D)  
non compatible avec les cales tronc



**ETAPE 7 : Choix des cales tronc (compatible dossier contour active uniquement)**

sélection obligatoire

- Cales-tronc fixes

Droite	Référence	Taille en cm	Gauche	Référence
<input type="checkbox"/> Small - 3"x3"	LATADJSTSM	7,62x7,62	<input type="checkbox"/> Small - 3"x3"	LATADJSTSM
<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4"	LATADJSTMD	7,62x10,16	<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4"	LATADJSTMD
<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5"	LATADJSLG	11,43x11,43	<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5"	LATADJSLG
<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6"	LATADJSTXLG	10,16x15,24	<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6"	LATADJSTXLG



Cales-tronc escamotables

Droite	Référence	Taille en cm	Gauche	Référence
<input type="checkbox"/> Small - 3"x3"	LATADJSWSM	7,62x7,62	<input type="checkbox"/> Small - 3"x3"	LATADJSWSM
<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4"	LATADJSWMD	7,62x10,16	<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4"	LATADJSWMD
<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5"	LATADJSWLG	11,43x11,43	<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5"	LATADJSWLG
<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6"	LATADJSWXLG	10,16x15,24	<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6"	LATADJSWXLG



**ETAPE 8 : Choix des fixations (1 seul type à sélectionner)**

sélection obligatoire

BR1103 - 2 Points  
(20° d'inclinaison)  
(Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur)  
570 grammes



BR6006 - Kit pour transport en véhicule option obligatoire (pour fixations 2 points)

BR6005 - Kit pour transport en véhicule option obligatoire (quick release)

**ETAPE 9 : OPTIONS DE DOSSIER**


sélection obligatoire

Harnais classique Textile dynamique Homme

IFPS1102-IFPS1103-IFPS1103

145 €

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9




Harnais contour Textile dynamique Femme

IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104

145 €

Taille  S  M  L

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9




Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique

IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104

145 €

Taille  S  M  L

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6



Harnais d'épaules style H

IFHH5201 - IFHH5202 - IFHH5203 - IFHH5203

145 €

Taille  XS  S  M  L

	A	B	C
XS	7	22	4
S	8	31	5
M	10	35	6
L	11	41	7

