



# LEGGERO REACH



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

- 10°,20°,30° de bascule d'assise
- Dossier inclinable
- Roues de 12"
- Panier sous l'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Assise profilée RESPOND™
- Capacité de poids : jusqu'à 68kg
- Blocage des roues au pied
- Capote pare-soleil
- Appui-tête 8"
- Support lombaire
- Roulette anti-bascule
- Roues avant pivotantes
- Harnais en H

choix possible

pré-sélection de configuration

## BASE

## REFERENCE

## PP TTC

<input checked="" type="checkbox"/> REACH	LEG-REACH	2 382,74 €
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €
Code 9266478 : VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE <16 ans, 962,20€		
Code 9372281 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, APPUI-TETE OU RALLONGE DOSSIER, 63,47€		+7€ HT d'éco-participation
Code 9395537 : VHP, POUSETTE, INFÉRIEUR A 16 ANS, HARNAIS, 96,22€		
Code 9334441 : POUSETTE, < 16 ANS, SUPPORT OU CALE LATÉRALE DE CORPS, 34,92€x2		

## COLORIS

BLEU

ROUGE

ROSE



## CHOIX DE LA LARGEUR D'ASSISE

- 12" (30,48cm) / profondeur d'assise : 20-33cm - harnais en H taille S
- 14" (35,56cm) / profondeur d'assise : 28-40cm - harnais en H taille M
- 16" (40,64cm) / profondeur d'assise : 33-46cm - harnais en H taille L

## ACCESSOIRES

- Tablette 290  
 Code 9391918 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, TABLETTE DE TRAVAIL FACILEMENT DEMONTABLE, 76,82€ 
- Plot d'abduction (support et coussin) 190 €  
 Taille du coussin :  3"x5"x3"  
 5"x5"x3"  
 Code 4360215 : VHP, POUSETTE, < 16 ANS, CALE ANTI-ADDUCTION DES CUISSES, 69,84€
- Kit transit accroches-taxi (RESNA WC-19)\*  
 Avec Harnais 5 points à la place du harnais 4 points (utilisateurs jusqu'à 23kg)  
 Avec Ceinture Sure-Lok (utilisateurs au-delà de 23kg)

\*cette option ne peut pas être ajoutée après la commande

Dimensions (cm)	REACH 12	REACH 14	REACH 16
Poids max utilisateur	36kg	50kg	68kg
Largeur d'assise	20-30cm	25-35cm	30-40cm
Profondeur d'assise	20-33cm	28-40cm	33-46cm
Hauteur de dossier	28-46cm	33-53cm	40-61cm
Hauteur sol/siège	50cm	50cm	50cm
Angle d'assise au choix	10,20 ou 30°		
Angle de dossier (selon angle d'assise) :			
10° d'angle d'assise	85,90,95,100,105,110,115°		
20° d'angle d'assise	85,90,95,100,105°		
30° d'angle d'assise	85,90,95°		
Poids de la poussette	12kg	13kg	14kg
Largeur de la poussette	55cm	60cm	60cm
Dimensions poussette pliée	79x55x46 cm	79x60x46 cm	84x65x46 cm