

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**


CARACTERISTIQUES

• Poids maxi utilisateur : 35kg T1 et 40kg T2

Inclinaison de l'assise de -10° à +35°.

Appui-tête articulé, monté sur une rotule, préformable.

Appuis pelviens réglables en hauteur et profondeur.

DIMENSIONS (cm)

	Geko T1	Geko T2
Taille (LxlxH)	90 x 60 x 101	110 x 67 x 99
Plié (LxlxH)	81 x 60 x 63	79 x 64 x 72
Poids utilisateur maximal	35 kg	40 kg
Poids	chassis 8 kg / siège 8 kg	chassis 9 kg / siège 11 kg
Diamètre roue avant	19	19

	Geko T1	Geko T2
Diamètre roue arrière	25	25
Hauteur dossier	26 à 42	32 à 52
Inclinaison dossier	90° à 140°	90° à 140°
Bascule d'assise	-10° à 35°	-10° à 35°
Repose pied	78° à 100°	78° à 100°
Profondeur du siège	17 à 28	24 à 35
Largeur du siège	20 à 30	26 à 35
Hauteur assise/repose pied	17 à 30	25 à 36

BASE
 Poussette Geko

 T1

PGE10__

LPPR
1 025,67 €
PP HT

2 043,30 €

PP TTC
2 155,68 €
 T2

PGE50__

Association code LPPR soit 1058,42 €

9269525 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE EVOLUTIVE<16ans (ancien code 4261051) : 962.20€

9369623 - VHP, POUSSETTE<16ans, APPUI-TETE (ancien code 4357319) : 63.47€

COULEUR
 GRIS / ROSE

 GRIS / VERT

 NOIR / GRIS

Référence

P___10

P___20

P___30

PPTC
ACCESSOIRES
 Barre de saisie T1

 Barre de saisie T2

 Cales tronc T1 (la paire)

 Cales tronc T2 (la paire)

9369592 - VHP, POUSSETTE<16ans, CALE LATERALE DE CORPS (ancien code 4331024) : 34.92€ x2

 Capote soleil / pluie

 Capote de pluie transparente

(s'utilise sans l'option PAJ6637)

 Harnais papillon taille S Largeur d'épaules 18cm / Hauteur du buste 31cm

 Harnais papillon taille M Largeur d'épaules 22cm / Hauteur du buste 36cm

 Harnais papillon taille L Largeur d'épaules 25cm / Hauteur du buste 46cm

LPPR 4328542 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, harnais - 96,22€

 Harnais en H

LPPR 4328542 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, harnais - 96,22€

 Plot d'abduction T1

 Plot d'abduction T2

LPPR 4360215 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, Cale anti abduction - 69,84€

 Tablette Acrylique T1

 Tablette Acrylique T2

LPPR 4376386 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, Tablette démontable - 76,82€

 Cales pieds (sangles), la paire

 Kit d'ancrage pour Jazz Easys Advantage T1/2

Référence

PAP6621

PAP6721

PAJ6634

PAJ6734

PAJ6637

PAS6814

PAJ6616

PAJ6617

PAJ6717

PAJ6629

PAJ6620

PAJ6720

PAP6822

PAP6728

PAP6648

PAJ6783

