



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

CARACTERISTIQUES

<input type="radio"/> Assise TBFlex	<input type="radio"/> Electronique QLOGIC3e	<input type="radio"/> Garde boue
<input type="radio"/> Dossier ProSeating Coolcore	<input type="radio"/> Kit éclairage Fender	<input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg
<input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°	<input type="radio"/> 2 batteries 68Ah	<input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h
<input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45°	<input type="radio"/> 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles	<input type="radio"/> Coussin d'assise standard
<input type="radio"/> Relève-jambes séparés électrique	<input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 38-50,8cm	<input type="radio"/> Largeur d'assise : 38-50,8cm
<input type="radio"/> Lift électrique	<input type="radio"/> Largeur hors-tout : 62cm	<input type="radio"/> Longueur h-tout : 76cm (hors RP)

choix possible pré-sélection de configuration

BASE

REFERENCE

CODE LPP

PP TTC

<input checked="" type="checkbox"/> EDGE 2.0 FULL POWER AA2	Q6EDGE2.0 ATO	9178202	7 876,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
---	------	--	----------

EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique			1 200,00 €
--	--	--	------------

ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std		838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full		1 050,00 €

MOTEURS ACCU-TRAC

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01		1 095 €
--	-----------------------------	--	---------

PREPARATION DAHL

<input type="checkbox"/> Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL	DAHL-PREP		950 €
--	-----------	--	-------

COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette	DGN153201-PRD1		-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	DGN153201-PBU9		-
<input type="checkbox"/> Blanc White satin	DGN152445-PWT2		-
<input type="checkbox"/> Orange crush	DGN153201-POR6		-
<input type="checkbox"/> Noir Back in black	DGN152440-PBK1		-

BOITIER DE COMMANDE


<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		-
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e)	9384670	715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite	CTL1810671 (idem avec kit éclairage)		-
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635		98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)		445 €

ROUES

<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507		-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 14"	WHL1703588		200 €

DOSSIER																																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore PRO.211.XXX.ST -																																																											
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires MEC160684/MEC160685/MEC143975 190 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 235 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm) ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090 560 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm) ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090 560 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM 260 € <i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>																																																											
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.315.138.ST <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.315.146.ST																																																											
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.315.140.ST <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.315.148.ST																																																											
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.315.144.ST <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.315.150.ST																																																											
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM 390 € <i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>																																																											
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm)																																																											
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm)																																																											
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm)																																																											
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM 748 € <i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>																																																											
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.345.138.ST <input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST																																																											
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.345.140.ST <input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST																																																											
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.345.144.ST <input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST																																																											
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 15" ST-OBCASMS-Q																																																											
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 16" et plus ST-OBCASMM-Q																																																											
TAILLE D'ASSISE																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Largeur</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>15" (38cm)</th> <th>16" (40,6cm)</th> <th>17" (43,2cm)</th> <th>18" (45,7cm)</th> <th>19" (48,3cm)</th> <th>20" (50,8cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="6">Profondeur</th> <th>15" (38cm)</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>16" (40,6cm)</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>17" (43,2cm)</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>18" (45,7cm)</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>19" (48,3cm)</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>20" (50,8cm)</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			Largeur								15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Largeur																																																										
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)																																																					
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm) UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q 560 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm) UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q 560 €																																																											
APPUI-TÊTE																																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex -																																																											
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8" HMO475-17M + CP08CCFPM-Q 360 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10" HMO475-17M + CP10CCFPM-Q 360 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14" HMO475-17M + CP14CCFPM-Q 360 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13) ACP150M + HMO475-17M 530 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public																																																											
	Fiche mesure appui tête 																																																											
COUSSIN D'ASSISE																																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard -																																																											
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP TC2SPP 390 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore SOLSPP 390 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore ESSSPP 390 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore SPCGSPP 390 €																																																											
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore GLSP 390 €																																																											
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. <u>Attention</u> , vérifier en dernière page que la taille existe pour le coussin sélectionné																																																												

<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
Référence du coussin ou housse : _____		Tarif: _____ €	
HAUTEUR D'ASSISE			
Hauteur d'assise :		<input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm	<input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm
RELEVES-JAMBES SEPARES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relèves-jambes séparés (manuels ou électriques)			
obligatoire	<input type="radio"/> Tubes		
	<input checked="" type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
<input type="radio"/> Palettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388
REPOSE-PIEDS SEPARES			
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	210 €
Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm		<u>livré non monté</u>	
RELEVES-JAMBES CENTRAUX			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	670 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	1 060 €
Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)			
obligatoire	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	Préciser UL = _____ cm	
	<input type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212	réglage plaque d'assise 28 à 43cm	
	<input type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508	réglage plaque d'assise 34 à 50cm	
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
Spécifique central	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
	<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	75 €
	<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
	<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	55 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	55 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
Montage côté opposé au manipulateur			
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670 715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et			
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Equipement route	CTL143986	590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables 120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess 95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	NC iAccess 95 €

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>