



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex | <input type="radio"/> Electronique QLOGIC3e | <input type="radio"/> Garde boue |
| <input type="radio"/> Dossier ProSeating Coolcore | <input type="radio"/> Kit éclairage Fender sur garde boue et chassis | <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="radio"/> 2 moteurs 4 pôles | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45° | <input type="radio"/> 2 batteries 75Ah | <input type="radio"/> Coussin d'assise standard |
| <input type="radio"/> Relève-jambes séparés électrique | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20" | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 15"-20" |
| <input type="radio"/> Lift électrique 30cm | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 62cm | <input type="radio"/> Longueur h-t : 88cm (hors RP) |

choix possible

pré-sélection de configuration

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> RTRAK FULL POWER AA2	RTRAK	9178202	7 876,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

- BATTERIES LEOCH, performance et durabilité HRCL 160,00 €

EXTENSION DE GARANTIE

- Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseiller technique* 2 000,00 €

ASSISE STEALTH

- Assise de positionnement Stealth standard [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std](#) 838,47 €
- Assise de positionnement Stealth Full [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full](#) 1 050,00 €

COLORIS CHASSIS

- Noir Back in black (brillant) -
- Rouge Red corvette -
- Vert Green Machine -
- Bleu Electric blue -
- Noir Night train (mat) 450 €
- Jaune Lemon crush 450 €
- Rose Raspberry beret 450 €
- Gris Grey Street 450 €
- Vert Military Green 450 €

BOITIER DE COMMANDE

- Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne MEC2101689 -
- Montage pantographe à droite à gauche
- Commande tierce-personne CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e) 9384670 715 €
- Déplacement boitier principal au dossier SOF 9384551 290 €

ELECTRONIQUE

- QLOGIC 3 lite CTL1810671 (idem avec kit éclairage) -
- Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite ELE2103635 98 €
- QLOGIC 3 CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) 445 €

ROUES

- Roues motrices pneumatiques 14" WHLASMB1824 -
- Roues motrices bandages 14" WHLASMB1823 200 €

DOSSIER

- Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore PRO.211.XXX.ST -
- Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires MEC160684/MEC160685/MEC143975 190 €
- Dossier ajustable en largeur DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 235 €

<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	560 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090	560 €
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		260 €
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>		
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.315.146.ST
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.315.148.ST
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.315.150.ST
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		390 €
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>		
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM		748 €
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>		
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.345.146.ST
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.345.148.ST
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.345.150.ST
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 15"		ST-OBCASMS-Q
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 16" et plus		ST-OBCASMM-Q

TAILLE D'ASSISE

		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>					
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>					
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>					
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>					
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTS25100-L-Q / R	540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink Flip-down, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTS25100-L-Q / R	540 €

APPUI-TÊTE

<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex		-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M	530 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		
		Fiche mesure appui tête	

COUSSIN D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard		-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Vérifier en dernière page que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles		Fiche de mesure coussins	
	Référence du coussin ou housse :	Tarif:	€	

HAUTEUR D'ASSISE

Hauteur d'assise :	<input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm	<input type="checkbox"/> 48,2cm	<input type="checkbox"/> 50,7cm
--------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

RELEVES-JAMBES SEPARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MO11800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392	-
-------------------------------------	------------------------------------	---	---

INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)

ligatoire	<input checked="" type="radio"/>	Tubes	
	<input checked="" type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
	<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique

ob	OPalettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389	
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388	
REPOSE-PIEDS SEPARÉS				
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200		210 €
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u>			
RELEVÉS-JAMBES CENTRAUX				
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift		670 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift		1 060 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du relevé jambes central (manuel ou électrique)				
obligatoire	OPappui-mollet <input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Préciser UL = cm			
	OPotences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212 réglage plaque d'assise 28 à 43cm			
	OPotences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508 réglage plaque d'assise 34 à 50cm			
Spécifique central	EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉS JAMBES CENTRAUX			
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	75 €
	<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
	<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
		<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm) RIG152510 55 € <input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm) RIG152516 55 €		
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3				
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM				
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446		1 590 €
	Montage côté opposé au manipulateur			
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626		650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387		590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009		690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	715 €
	Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur.			
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES				
<input type="checkbox"/>	Équipement route avec clignotants	CTL143986 (QL3)		590 €
<input type="checkbox"/>	Élargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudeurs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudeurs relevables et amovibles MEC1906767/8	260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	Disponible uniquement avec les accoudeurs standards	195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526		450 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables	240 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation NE+, QLOGIC	DWR1111H068		550 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €
CONTACTEURS				

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>				
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>				