



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

<input type="radio"/> Assise TBFlex	<input type="radio"/> Electronique QLOGIC3	<input type="radio"/> Garde boue
<input type="radio"/> Dossier ProSeating Coolcore	<input type="radio"/> Kit éclairage Fender sur garde-boue	<input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg
<input type="radio"/> Lift électrique		
<input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°	<input type="radio"/> 2 moteurs 200-1200w/2 pôles	<input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h
<input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-45°	<input type="radio"/> 2 batteries 62Ah	<input type="radio"/> Coussin d'assise standard
<input type="radio"/> Relève-jambes séparés électrique	<input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20"	<input type="radio"/> Largeur d'assise : 15"-20"
<input type="checkbox"/> choix possible <input checked="" type="checkbox"/> pré-sélection de configuration		

BASE

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> STRETTO TBFLEX AA2 FULL POWER	Q6EDGE 3 STRETTO TBFLEX	9178202	7 876,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €

EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique	2 000,00 €
--	------------

MOTEURS ACCU-TRAC

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT1908423-02 / 25-02 (roues 12,5") / MOT1908423-01/25-01 (roues 14")	1 095 €
--	---	---------

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL	160,00 €
---	------	----------

ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std	838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	1 050,00 €

COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	●	DGN1905007-PBK1	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	●	DGN1905007-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	●	DGN1905007-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	●	DGN1905007-PGN11	150 €
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	●	DGN1905007-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret	●	DGN1905007-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street	●	DGN1905007-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean	●	DGN1905007-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	●	DGN1905007-PYL4	450 €
<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple	●	DGN1905007-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green	●	DGN1905007-PGN8	450 €

BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689	-
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche		
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QL3/3e)	9384670 715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551 290 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> QLOGIC 3	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	-
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (équipé d'une prise magnétique, adaptateur dispo en option)	CTL1810671 (idem avec kit route)	-
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635	98 €

ROUES

<input type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 12,5"	WHL1806954	-
<input type="checkbox"/> Roues centrales bandages 12,5"	WHL1807050	200 €
<input checked="" type="checkbox"/> Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507	-

<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"	WHL1703588	200 €				
DOSSIER							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST	-				
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975	190 €				
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	235 €				
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	560 €				
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	560 €				
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		260 €				
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.315.146.ST				
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.315.148.ST				
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.315.150.ST				
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM (prochainement)		390 €				
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)				
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)				
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)				
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM		748 €				
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>						
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.345.146.ST				
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.345.148.ST				
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.345.150.ST				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Support d'appui tête pour dossier 15"		ST-OBCASMS-Q				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Support d'appui tête pour dossier 16" et plus		ST-OBCASMM-Q				
TAILLE D'ASSISE							
		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	560 €				
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q	560 €				
COUSSIN D'ASSISE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard		-				
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €				
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €				
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €				
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €				
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €				
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en dernière page que la taille souhaitée existe</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins					
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€				
APPUI-TÊTE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBflex		-				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	360 €				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	360 €				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	360 €				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M	530 €				
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:						
	<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public</i>						
		Fiche mesure appui tête					
HAUTEUR D'ASSISE							
	Hauteur d'assise :	<input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm	<input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm				
RELEVES-JAMBES SEPARES							

✓	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	-
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)			
obligatoire	<input type="radio"/> Tubes		
	✓ 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
	Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique		
<input type="radio"/> Palettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 14"-16"	MEC2008389
	✓ 15 x 17,5cm	Conseillé pour assises largeur 16" et >	MEC8008388
REPOSE-PIEDS SEPARES			
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	210 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u>		
RELEVES-JAMBES CENTRAUX			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	670 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg		
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	1 060 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg		
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)			
obligatoire	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet ✓ 6"x6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018	<input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	Préciser UL = cm
	<input type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206	<input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203	✓ 5"x11" (13x28cm) RIG150212
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm		
<input type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505	<input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506	<input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508	
réglage plaque d'assise 34 à 50cm			
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
Spécifique central	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
	<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	75 €
	<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
	<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	55 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516	55 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible 	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
	Montage côté opposé au manipulateur		
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul 	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526. HDW134387	590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009	690 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144010 	690 €
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur QLogic 3 obligatoire	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, MI 210	9384670 715 €
	Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir.		
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Équipement route	CTL143986	590 €
<input type="checkbox"/>	Élargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables 120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / 95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	NC iAccess 95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	500 €
	Non compatible ceinture à enrouleur		
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables et amovibles MEC1906767/8 260 €

Profondeur	15" (38cm)					
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>					
18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>					
19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>					
20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>					

Solution SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Essence SPP		Largeur				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>				
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

Glacial SP		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>				