

**PRIDE**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST\*

**Q**  
QUANTUM®  
#1 FOR REHAB POWER

**4FRONT 2**  
Version Kid

QUANTUM  
**4FRONT2**  
Q-LOGIC 3  
Advanced Drive Control System



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 6,7 cm
- Rayon de braquage : 65,8cm
- Longueur (sans RP) : 101,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie\*\* : jusqu'à 26,3 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max\*\* : 10 km/h
- Roues avant 14"
- Roues arrière 9"
- Moteurs 2 x 200/1200W
- Batteries 2x75Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi et suspensions SRS

\*\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

### DE SERIE

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique 25cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



### DESIGNATION

### REFERENCE

### PRIX PUBLIC TTC

Base assise fixe TRU BALANCE 4FRONT2 KID

9 175 €

Combiné d'assise électrique TB3

4 187 €

<input type="checkbox"/>	Ensemble 4FRONT2 version KID LPP 91728219 - 3487,95€ <i>Pour assise de 12" à 14"</i>	4FRONT2 CUSTOM	13 362 €
<input type="checkbox"/>	Ensemble 4FRONT2 version KID LPP 9178202 - 3938,01€ <i>Pour assise de 14" à 16"</i>	4FRONT2 CUSTOM	13 362 €

<input type="checkbox"/>	Extension de garantie version TB3 (2 ans supplémentaires hors batteries)	<i>voir conditions</i>	2 500 €
--------------------------	--	------------------------	---------

### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER









<input type="checkbox"/>	Noir Back in black (brillant)	●	DGN2101587-PBK1	-
<input type="checkbox"/>	Rouge Red corvette	●	DGN2101587-PRD1	-
<input type="checkbox"/>	Vert Green Machine	●	DGN2101587-PGN11	-
<input type="checkbox"/>	Bleu Electric blue	●	DGN2101587-PBU9	-
<input type="checkbox"/>	Jaune Lemon crush	●	DGN2101587-PYL4	-


### COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/>	Bleu Blue Jean	●	DGN2101587-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/>	Noir Night train (mat)	●	DGN2101587-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/>	Rose Raspberry beret	●	DGN2101587-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/>	Gris Grey Street	●	DGN2101587-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/>	Violet Deep Purple	●	DGN2101587-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/>	Vert Military Green	●	DGN2101587-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/>	Bleu Midnight blue	●	DGN2101587-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/>	Faded Glory		DGN2101587-WFL2	450 €

### ELECTRONIQUE


<input checked="" type="checkbox"/>	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			-
<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976		-
<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977		-
<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard			280 €
<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 €

PANTOGRAPHE								
<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698				-		
	<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche							
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM				149 €		
IACCESS								
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010				690 €		
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009				690 €		
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite							
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL								
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988				650 €		
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446				1 590 €		
	(Montage côté opposé au manipulateur)							
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033				45 €		
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER								
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862				715 €		
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	LPPR 9384670						
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF				350 €		
	(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	LPPR 9384551						
EQUIPEMENT ROUTE								
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"					590 €		
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe					410 €		
ROUES								
<input type="checkbox"/>	Roues avant pneumatiques noires 14"	WHL1704059				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant bandages souples noires 14"	PTOINDV3525				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues arrières bandages noires 9"					-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis					-		
FONCTIONS ELECTRIQUES								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444				-		
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique 25cm					-		
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm								
SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3								
REGLAGES DE L'ASSISE								
		Largeur (réglable)						
		AA1			AA2			
		12" (30,5cm)	13" (33cm)	14" (35,6cm)	14" (35,6cm)	15" (38,1cm)	16" (40,6cm)	tailles >16" utiliser la fiche 4FRONT2 
Profondeur	12" (30,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14" (35,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15" (38,1cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REGLAGES DU DOSSIER								
		Largeur						
		12" (30,5cm)	14" (35,6cm)	16" (40,6cm)				
Hauteur	11" (27,9cm)	<input type="checkbox"/>						
	13" (33cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	15" (38cm)			<input type="checkbox"/>				
DOSSIER TUBE								
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier	SSAPT B4				495 €		
	<input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance							
	<input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance							
DOSSIERS ADI QBACK 2								
<input type="checkbox"/>	Dossier Stealth ADI QBack 2					890 €		
	<input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3							
	<input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3							

Type :  Aluminium   
 Aluminium Flat Top

Largeur :  12"  14"  15"  16"

Hauteur :  11"  13" (non dispo en Flat Top)  15"  16" (seulement pour les largeurs 14"/15"/16")

Contour :  Active 2,5"  
 Deep 4"  
 Extra Deep 6" (pour largeurs 15" et 16" uniquement) 

Cales-tronc indépendants profondeur galbe  4"  
 6" (à partir de la largeur 15")

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....

**COUSSINS D'ASSISE**

- Coussin d'assise Stealth ZEN SP ST-ZENSP  
 Epaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg | Capacité de poids : 204kg

ZEN SP		Largeur (en pouces)				
		10	12	14	15	16
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15				<input type="checkbox"/>	
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



 coolcore

- Coussin d'assise Stealth TRU COMFORT 2 SPP ST-TC2SPP 390 €  
 Epaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 kg | Capacité de poids : 204 kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)		
		14	15	16
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	15	<input type="checkbox"/>		
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



 coolcore

- Coussin d'assise Stealth Solution SPP ST-SOLSPP 390 €  
 Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 2,45 kg | Capacité de poids : 227 kg

SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)				
		10	12	14	15	16
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15				<input type="checkbox"/>	
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





 coolcore

Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise








**ACCOUDOIRS**












- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)  
 Montage  bas (20 à 30,5cm)  haut (30,5 à 40,6cm)

**ACCOUDOIRS**

- Manchettes mousse (à l'unité)  
 25cm :  droit  gauche DGN142128 -  
 35cm :  droit  gauche DGN142014 -  
 43cm :  droit  gauche DGN1801530 -
- Manchettes gel (à l'unité)  
 25cm :  droit  gauche ARM136409 130 €  
 35cm :  droit  gauche ARM136408 130 €
- Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)  
 droit MEC133331  110 €  
 gauche MEC133331 110 €
- Rebord d'accoudoir (à l'unité)  
 droit ASF6X2C-S-Q  130 €  
 gauche ASF6X2C-S-Q 130 €

<b>APPUI-TÊTE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth Pédiatrique		-
<b>RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS</b>			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes séparés	FRMASMB17564/67/68/69/70	-
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds séparés pédiatriques avec palettes 5"x6"	FRMASMB8809 + 8810 + 8811	290 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC51322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 322 €
<b>Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :</b>			
<input checked="" type="radio"/> Tubes <input type="checkbox"/> 23-39 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel <input type="checkbox"/> 33-53 cm Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel <input checked="" type="radio"/> Palettes <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm MEC2008387 <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i> MEC2008389			
<b>RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE</b>		<b>NON COMPATIBLES AVEC LES LARGEURS D'ASSISE &lt;14" (35cm)</b>	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1 820 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 160 €
<b>Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :</b>			
<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019   Préciser UL =      cm <input checked="" type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212 <i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>			
<b>ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES</b>			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	75 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	55 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	55 €
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6"x6"	RIG133717	165 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133719	165 €
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5"x8"	FPG5008T-Q	290 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5"x11"	FPG5011T-Q	290 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6,5"x8"	FPG6508T-Q	290 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 7"x11"	FPG7011T-Q	290 €
<b>POSITIONNEMENT</b>			
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	280 €
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"		280 €
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	230 €
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"		230 €
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	230 €
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	230 €
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	210 €
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"		210 €
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	235 €
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	235 €
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier <input type="checkbox"/> Adulte petit modèle <input type="checkbox"/> Pédiatrique	CUS122169 / CUS131244	-

<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction									515 €	
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse   Taille des coussins : 8x13cm   Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)											
<b>AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE</b> 											
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur									IFRB5350	195 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points	<i>(Remplace la ceinture standard TB3)</i>									110 €
	Taille	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L						IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points	<i>(Remplace la ceinture standard TB3)</i>									130 €
	Taille	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L						IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme										145 €
	Taille	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L						IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	
		<b>cm</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	
		S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	
		M	24	38	5	14	28	13	13	7	
		L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9	
											
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme										145 €
	Taille	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L							
		<b>cm</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	
		S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	
		M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	
		L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9	
											
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique										145 €
	Taille	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L							
		<b>cm</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>						
		S	48	20	5						
		M	56	23	6						
		L	63.5	28	6						
											
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement											
<b>CONTACTEURS</b>											
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris	<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Bleu	<input type="checkbox"/> Vert						110 €
	Quantité : .....										
						ES-BLK	ES-RED				
						ES-BLU	ES-GRN				
<input type="checkbox"/>	Microlite									ML210	190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24									MC210	190 €
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m	<i>Force de poussée requise : 30g</i>									170 €
	<input type="checkbox"/> Vert	<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> Rouge							P005-79-P005-75-P005-76	
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur									ES-EXT	20 €
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs											
<b>EMBOUTS DE JOYSTICK</b>											
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)									ACCASMB1860	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)									ACCASMB1861	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)									ACCASMB1858	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)									ACCASMB1859	35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)									ACCASMB1856	50 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)									ACCASMB1857	50 €
											
<b>ACCESSOIRES</b>											
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier									MEC125098	100 €
	<i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>										
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum									ACC1905853	145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène	<i>(rajouter rail support)</i>								ACC125006	165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur	<i>(rajouter rail   NC poignées de poussée)</i>								ACC136791	380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet	<i>(montage côté opposé au manipulateur)</i>								ACC125003	45 €
											

<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) <i>(NC support respirateur)</i>	ACC1902104		-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)		149 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		99 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13B 13" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13C 13" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15B 15" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15C 15" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17B 17" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17C 17" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19B 19" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19C 19" fumée	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" transparente	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" fumée	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331		590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €
	<i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>			
<b>COMMENTAIRES</b>				
<b>FICHES JOINTES</b>				
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement	
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage	
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :	

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)