

PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*



Q6 EDGE 3
Version Kid

EDGE 3
Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 40,6cm
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Autonomie** : jusqu'à 28km
- Suspensions SRS
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Lift iLevel électrique 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

Base assise fixe TRU BALANCE Q6 EDGE 3 KID		9 175 €
Combiné d'assise électrique TB3		4 187 €
<input type="checkbox"/> Ensemble Q6 EDGE 3 version KID LPP 91728219 - 3487,95€ <i>Pour assise de 12" à 14"</i>	Q6 EDGE3.0 3MP-SS	13 362 €
<input type="checkbox"/> Ensemble Q6 EDGE 3 version KID LPP 9178202 - 3938,01€ <i>Pour assise de 14" à 16"</i>	Q6 EDGE3.0 3MP-SS	13 362 €
<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1 120 €
<input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries) <i>voir conditions</i>		2 500 €

PREPARATION DAHL

<input type="checkbox"/> Préparation châssis pour Station d'ancrage DAHL	DAHL-READY	950 €
--	------------	-------

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) ●	DGN1801101-PBK1	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette ●	DGN1801101-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine ●	DGN1801101-PGN11	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue ●	DGN1801101-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush ●	DGN1801101-PYL4	-

COLORIS OPTIONNEL









<input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean ●	DGN1801101-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) ●	DGN1801101-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret ●	DGN1900199-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street ●	DGN1900199-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple ●	DGN1801101-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green ●	DGN1801101-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/> Evolution Orange ●	DGN1801101-POR7	450 €

ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth		-
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2	CTL143976	-
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (<i>sélection éclairage page suivante</i>)	CTL143977	-
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boitier standard		280 €

Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System




<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €				
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)							
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 €				
PANTOGRAPHE								
<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698		-				
	<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche							
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM		149 €				
IACCESS								
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010		690 €				
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009		690 €				
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite							
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL								
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988		650 €				
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446		1 590 €				
	(Montage côté opposé au manipulateur)							
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033		45 €				
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER								
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862		715 €				
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite LPPR 9384670							
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF		350 €				
	(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus) LPPR 9384551							
EQUIPEMENT ROUTE								
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"			590 €				
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur châssis Non compatible largeur d'assise <14"			590 €				
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe			410 €				
ROUES								
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034		-				
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525		-				
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940		-				
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599		430 €				
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601		430 €				
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis			-				
FONCTIONS ELECTRIQUES								
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443		-				
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444		-				
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel 30,5cm			-				
	Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm							
SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3								
REGLAGES DE L'ASSISE								
		Largeur (réglable)						
		AA1			AA2			
		12" (30,5cm)	13" (33cm)	14" (35,6cm)	14" (35,6cm)	15" (38,1cm)	16" (40,6cm)	
Profondeur	12" (30,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tailles >16" utiliser la fiche Q6 EDGE 3 
	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14" (35,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15" (38,1cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REGLAGES DU DOSSIER TB3								
		Largeur						
		12" (30,5cm)	14" (35,6cm)	16" (40,6cm)				
Hauteur	11" (27,9cm)	<input type="checkbox"/>						
	13" (33cm)		<input type="checkbox"/>					
	15" (38cm)			<input type="checkbox"/>				
DOSSIER TUBE								
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier	SSAPT B4				495 €		
	<input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 3							
	<input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 3							

DOSSIERS ADI QBACK 2


Dossier Stealth ADI QBack 2 890 €

Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3


Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3



Type : Aluminium Aluminium Flat Top

Largeur : 12" 14" 15" 16" 

Hauteur : 11" 13" (non dispo en Flat Top) 15" 16" (seulement pour les largeurs 14"/15"/16")

Contour : Active 2,5" Deep 4" Extra Deep 6" (pour largeurs 15" et 16" uniquement) 

Cales-tronc indépendants profondeur galbe 4" contour Active uniquement

6" (à partir de la largeur 15") contour Active uniquement


Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :


COUSSINS D'ASSISE

Coussin d'assise Stealth ZEN SP ST-ZENSP

Épaisseur : 7,6 cm | Poids du coussin : 1,60 kg | Capacité de poids : 204kg

ZEN SP		Largeur (en pouces)				
		10	12	14	15	16
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15				<input type="checkbox"/>	
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







Coussin d'assise Stealth TRU COMFORT 2 SPP ST-TC2SPP

Épaisseur : 11,4 cm | Poids du coussin : 1,81 ka | Capacité de poids : 204 kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)		
		14	15	16
Profondeur (pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	15	<input type="checkbox"/>		
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>







Coussin d'assise Stealth Solution SPP ST-SOLSPP

Épaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 2,45 kg | Capacité de poids : 227 kg

SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)				
		10	12	14	15	16
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15				<input type="checkbox"/>	
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)

Montage bas (20 à 30,5cm) haut (30,5 à 40,6cm)

ACCOUDOIRS

Manchettes mousse (à l'unité)

25cm : droit gauche DGN142128

35cm : droit gauche DGN142014

43cm : droit gauche DGN1801530















Manchettes gel (à l'unité)





















25cm : droit gauche ARM136409 130 €

















35cm : droit gauche ARM136408 130 €

Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)

droit MEC133331 110 €

<input type="checkbox"/> gauche	MEC133331		110 €
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité)			
<input type="checkbox"/> droit	ASF6X2C-S-Q		130 €
<input type="checkbox"/> gauche	ASF6X2C-S-Q		130 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Pédiatrique			-
RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes séparés	FRMASMB17564/67/68/69/70		Standard Assise 14"-16"
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques avec palettes 5"x6"	FRMASMB8809 + 8810 + 8811		Standard Assise 12"-14"
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques avec palettes 5"x6"	FRMASMB8809 + 8810 + 8811		290 €
<i>Paire supplémentaire</i>			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878		1 322 €
<i>Uniquement taille de'assise de 14" à 16"</i>			
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :			
● Tubes			
<input type="checkbox"/> 23-39 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
<input type="checkbox"/> 33-53 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel		
● Palettes			
<input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm	MEC2008387		
<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389		
REPOSE-PIEDS ET RELEVÉS-JAMBES CENTRAUX NON COMPATIBLES AVEC LES LARGEURS D'ASSISE <14" (35cm)			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037		-
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138		1 820 €
<i>Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42cm</i>			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR		2 160 €
<i>Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42cm</i>			
INDISPENSABLE : veuillez choisir ci-dessous la taille du relève-jambes central (manuel ou électrique)			
● Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm			
● Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212 <i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>			
EXTENSIONS ET CONNECTEUR DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVÉ-JAMBES CENTRAUX			
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517		75 €
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		75 €
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		75 €
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		45 €
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		55 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		55 €
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES			
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)			
<input type="checkbox"/> 6"x6"	RIG133717		165 €
<input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133719		165 €
<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/> 5"x8"	FPG5008T-Q		290 €
<input type="checkbox"/> 5"x11"	FPG5011T-Q		290 €
<input type="checkbox"/> 6,5"x8"	FPG6508T-Q		290 €
<input type="checkbox"/> 7"x11"	FPG7011T-Q		290 €
POSITIONNEMENT			
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		280 €
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"			280 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4)		230 €
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		230 €
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		230 €

<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		230 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		210 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"			210 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		235 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		235 €																																				
<input type="checkbox"/>	Caless latérales de dossier <input type="checkbox"/> Adulte petit modèle <input type="checkbox"/> Pédiatrique	CUS122169 / CUS131244		-																																				
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction			515 €																																				
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)																																								
AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE 																																								
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrrouleur	IFRB5350		195 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224		110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244		130 €																																				
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																																
M	24	38	5	14	28	13	13	7																																
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																																
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																																
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																							
cm	A	B	C																																					
S	48	20	5																																					
M	56	23	6																																					
L	63.5	28	6																																					
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																								
CONTACTEURS																																								
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité :	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79-P005-75-P005-76		170 €																																				
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €																																				
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs																																								
EMBOUTS DE JOYSTICK																																								
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	ACCASMB1860		60 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	ACCASMB1861		45 €																																				
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	ACCASMB1858		80 €																																				
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	ACCASMB1859		35 €																																				
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	ACCASMB1856		50 €																																				
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	ACCASMB1857		50 €																																				
ACCESSOIRES																																								
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus	MEC125098		100 €																																				

<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)		149 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD1000060 ARM240-T		450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" transparente	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13C 13" transparente	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15C 15" transparente	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17C 17" transparente	
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19C 19" transparente	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331		590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €
	Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV			
COMMENTAIRES				
FICHES JOINTES				
<input type="checkbox"/>	Commandes spéciales	<input type="checkbox"/>	ATP positionnement	
<input type="checkbox"/>	Assise modulaire	<input type="checkbox"/>	Instructions de montage	
<input type="checkbox"/>	ATP appui-tête	<input type="checkbox"/>	Autre (préciser) :	

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Fauteuil roulant approuvé 