

**PRIDE**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST\*

**Q**  
QUANTUM®  
#1 FOR REHAB POWER

**4FRONT 2**

QUANTUM  
**4FRONT2**  
Q-LOGIC 3  
Advanced Drive Control System



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
Référence de commande : \_\_\_\_\_  
Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm\*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm\*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 6,7 cm
- Rayon de braquage : 65,8cm
- Longueur (sans RP) : 101,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie\*\* : jusqu'à 26,3 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max\*\* : 10 km/h
- Roues avant bandages noires 14"
- Roues arrière bandages noires 9"
- Moteurs 2 x 200/1200W
- Batteries 2x75Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi et suspensions SRS

\*à partir de 30,5cm en version KID \*\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

### DE SERIE

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique 25cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



### DESIGNATION

### REFERENCE

### PRIX PUBLIC TTC

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Base assise fixe 4FRONT 2   |  | 9 175 € |
| Combiné d'assise électrique TB3   |  | 4 187 € |
| Bascule d'assise 50° / Dossier électrique biomécanique / Lift électrique 25cm |  |         |

✓ **Ensemble 4FRONT2** **4FRONT 2 CUSTOM** **13 362 €**  
**LPP 9178202 - 3938,01€**

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : 44,5cm 47cm 49,5cm

|  |  |         |
|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC   | MOT155715-01 / MOT155716-01                    | 1 120 € |
| <input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries) | voir conditions auprès du conseiller technique | 2 500 € |
| <input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>PACK TB4</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)    |  | 3 000 € |

### PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

### REFERENCE

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Pack mémoires de positions et proclive à 30° |  | 3 070 € |
| <input type="checkbox"/> Activation proclive usine                    |  |         |

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus 2 160 €  
Tarif de l'option


### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) | ● | DGN2101587-PBK1  | - |
| <input type="checkbox"/> Rouge Red corvette            | ● | DGN2101587-PRD1  | - |
| <input type="checkbox"/> Vert Green Machine            | ● | DGN2101587-PGN11 | - |
| <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue            | ● | DGN2101587-PBU9  | - |
| <input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush             | ● | DGN2101587-PYL4  | - |

### COLORIS OPTIONNEL

|   |   |                  |       |
|---|---|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean         | ● | DGN2101587-PBU11 | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Noir Night train (mat) | ● | DGN2101587-PBK3  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret   | ● | DGN2101587-PPK4  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Gris Grey Street       | ● | DGN2101587-PSL3  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple     | ● | DGN2101587-PPR5  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Vert Military Green    | ● | DGN2101587-PGN8  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Bleu Midnight blue     | ● | DGN2101587-PGN8  | 450 € |

### ELECTRONIQUE

|  |           |  |       |
|--|-----------|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Boîtier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth   |           |  |       |
| <input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2                                       | CTL143976 |  | -     |
| <input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante) | CTL143977 |  | -     |
| <input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boîtier standard                          |           |  | 280 € |
| <input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3                            | CTL143980 | LPPR 9384670   | 715 € |

Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement  
(Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)

|   |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>  | Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)  | HAR144001 + FRMASMB11156 | 200 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>PANTOGAPHE</b>   |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Pantographe escamotable réversible droite/gauche   | MEC1801698               | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Support de pantographe réglable en hauteur   | ARM250-3/4FM             | 149 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>IACCESS</b>  |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Boitier iAccess interrupteurs à bascule  | CTL144010                | 690 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Boitier iAccess boutons poussoirs  | CTL144009                | 690 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage au dossier                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL</b>                       |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Boitier SCIM   | CTL143988                | 650 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible   | CTL143979+DWR1010D446    | 1 590 €                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | (Montage côté opposé au manipulateur)  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Câble adaptateur clic droit et gauche  | DWR1265H033              | 45 €                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER</b> |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Commande tierce personne Q-LOGIC 3   | ELE167862                | 715 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite  | LPPR 9384670             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Déplacement du boitier principal à l'arrière   | SOF                      | 350 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | (Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)   | LPPR 9384551             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>EQUIPEMENT ROUTE</b>   |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Équipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"  |                          | 590 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe   |                          | 410 €                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>ROUES</b>  |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Roues avant pneumatiques noires 14"  | WHL1704059               | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                       | Roues avant bandages souples noires 14"  | PTOINDV3525              | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                       | Roues arrières bandages noires 9"  |                          | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                       | Couleur insert roue centrale identique châssis (uniquement pour roues 14")   |                          | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>FONCTIONS ELECTRIQUES</b>  |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                       | Bascule d'assise 50° à translation électrique  | PTOINDV3443              | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                       | Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°  | PTOINDV3444              | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                       | Lift électrique 25cm   |                          | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 4</b>                                     |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>REGLAGES DE L'ASSISE</b>   |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   |  | Largeur module A         |                          |                          |                          | Largeur module B         |                          |                          |                          |  |
|   |  | 16" (40,6cm)             | 17" (43,2cm)             | 18" (45,7cm)             | 19" (48,3cm)             | 20" (50,8cm)             | 20" (50,8cm)             | 22" (55,9cm)             | 24" (61cm)               |  |
| Profondeur  | 15" (38cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|   | 16" (40,6cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|   | 17" (43,2cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|   | 18" (45,7cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|   | 19" (48,3cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|   | 20" (50,8cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|   | 22" (55,9cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>REGLAGES DU DOSSIER</b>  |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   |  | Largeur                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   |  | 14" (35,5cm)             | 16" (40,6cm)             | 17" (43,2cm)             | 18" (45,7cm)             | 19" (48,3cm)             | 20" (50,8cm)             |                          |                          |  |
| Hauteur   | 13" (33cm)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |
|   | 15" (38cm)   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |
|   | 17" (43,2cm)   |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |
|   | 19" (48,3cm)   |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |  |
| <b>DOSSIER TUBE</b>   |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| <input type="checkbox"/>  | Interface d'adaptation dossier   | SSAPT B4                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 495 €                    |  |
|   | <input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 4   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|   | <input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 4   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |

**DOSSIERS ADI QBACK 2**

Dossier Stealth ADI QBack 2

Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4

Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4



890 €

Type :  Aluminium

Aluminium Flat Top



Largeur :  14"  15"  16"  17"  18"  19"  20"  21"  22"

Hauteur :  Medium 13" (non dispo en Flat Top)  Standard 16"  Tall 18"  Extra Tall 20"  Extra Extra Tall 22"

Contour :  Active 2,5"

Deep 4"

Extra Deep 6"

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....

**COUSSINS D'ASSISE**

Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP

ST-TC2SPP

Épaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

| TRU COMFORT 2 SPP      |    | Largeur (en pouces)      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |    | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       | 22                       | 24                       |                          |                          |
| Profondeur (en pouces) | 14 | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 15 | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 16 | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                        | 19 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
|                        | 20 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
|                        | 21 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 22 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 24 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP

ST-SPCFSP

Épaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

| SPECTRUM FOAM SPP      |    | Largeur (en pouces)      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |    | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 22                       | 24                       |
| Profondeur (en pouces) | 15 | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
|                        | 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                        | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 21 |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
|                        | 22 |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24                     |    |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |



Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP

ST-SPCGSP










Épaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg




|                        |    | Largeur (en pouces)      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |    | 14                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 22                       | 24                       |
| Profondeur (en pouces) | 15 |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 16 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 17 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
|                        | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 19 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 20 |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 21 |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                        | 22 |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24                     |    |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |





390 €

Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

| ACCOUDOIRS  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)<br>Montage <input type="checkbox"/> bas (20 à 30,5cm) <input type="checkbox"/> haut (30,5 à 40,6cm)   |  |   |
| <input type="checkbox"/>  | Manchettes mousse (à l'unité)<br><input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche<br><input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche<br><input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche | DGN142128<br>DGN142014<br>DGN1801530   | -<br>-<br>-   |
| <input type="checkbox"/>  | Manchettes gel (à l'unité)<br><input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche<br><input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche  | ARM136409<br>ARM136408   | 130 €<br>130 €  |
| <input type="checkbox"/>  | Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)<br><input type="checkbox"/> droit<br><input type="checkbox"/> gauche  | MEC133331<br>MEC133331   | <br>110 €<br>110 €                       |
| <input type="checkbox"/>  | Rebord d'accoudoir (à l'unité)<br><input type="checkbox"/> droit<br><input type="checkbox"/> gauche   | ASF6X2C-S-Q<br>ASF6X2C-S-Q   | <br>130 €<br>130 €                       |
| APPUI-TÊTE  |   |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | Appui-tête Stealth Confort Plus   | CP250+support  | -   |
| RELEVÉ-JAMBES SEPARES   |   |  |   |
| <input type="checkbox"/>  | Relève-jambes manuels avec vérins à gaz   | MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392<br>+SCRHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878  | -   |
| <input type="checkbox"/>  | Relève-jambes électriques séparés   | MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+<br>MEC1909392 +SCRHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878                           | 1 322 €   |
| Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :            |   |  |   |
| <input checked="" type="radio"/>                                  | Tubes   |  |   |
| <input type="checkbox"/>  | 29-43 cm  | Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel<br>Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique |   |
| <input type="checkbox"/>  | 37-56 cm  | Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel<br>Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique                  |   |
| <input checked="" type="radio"/>                                  | Palettes  |  |   |
| <input type="checkbox"/>  | 12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>  | MEC2008389   |   |
| <input type="checkbox"/>  | 15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 16" et &gt;</i>  | MEC8008388   |   |
| RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE                               |   |  |   |
| <input type="checkbox"/>  | Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*  | MEC166037  | -<br><i>Non compatible Pack mémoires et Proclive</i>  |
| <input type="checkbox"/>  | Relève-jambes électrique central à compensation*  | RIG131138  |   |
| <input type="checkbox"/>  | Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*   | RIG131108_FR   | 2 160 €   |
| Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale : |   |  |   |
| <input checked="" type="radio"/>                                  | Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019  | Préciser UL =  | cm  |
| <input checked="" type="radio"/>                                  | Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212   |  | <i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>  |
| <input checked="" type="radio"/>                                  | Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508   |  | <i>Réglage plaque d'assise 34 à 50cm</i>  |
| ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES                        |   |  |   |
| <input type="checkbox"/>  | Extensions latérales de palettes (la paire) 8"  | RIG152517  | <br>75 €                             |
| <input type="checkbox"/>  | Extensions latérales de palettes (la paire) 11"   | RIG152518  | <br>75 €                             |
| <input type="checkbox"/>  | Extensions de palettes avant (la paire)   | RIG152519  | <br>75 €                             |
| <input type="checkbox"/>  | Connecteur de palettes central  | RIGASMB7120023   | <br>45 €                              |
| <input type="checkbox"/>  | Rebords latéraux externes (la paire)<br><input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)<br><input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)  | RIG152510<br>RIG152516   | <br>55 €<br>55 €                     |
| <input type="checkbox"/>  | Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)<br><input type="checkbox"/> 6"x6"<br><input type="checkbox"/> 8"x8"  | RIG133717<br>RIG133719   | <br>165 €<br>165 €                   |
| <input type="checkbox"/>  | Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)<br><input type="checkbox"/> 5"x8"<br><input type="checkbox"/> 5"x11"<br><input type="checkbox"/> 6,5"x8"<br><input type="checkbox"/> 7"x11"   | FPG5008T-Q<br>FPG5011T-Q<br>FPG6508T-Q<br>FPG7011T-Q   | <br>290 €<br>290 €<br>290 €<br>290 € |

| POSITIONNEMENT  |   | UniLink  |       |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
|---|---|--|-------|------|----|-----|----|-----|---|---|----|------|----|---|------|----|-----|---|-----|---|----|----|---|----|----|-----|----|---|---|------|----|---|------|----|-----|----|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"  | UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6) | 280 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"   | UIMBK125 , UIPFS100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6) | 280 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"   | UT16A1260000 + UT1800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)                | 230 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"  | UT16A1260000 + UT1800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)                | 230 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"  | UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)                           | 230 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"   | UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)                           | 230 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"  | UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit)  | 210 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"   | UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)   | 210 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale genou droit  | KN1ADD-TRK+KN1ADD4   | 235 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cale genou gauche   | KN1ADD-TRK+KN1ADD4   | 235 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand   | CUS122169 / SET123465  | -     |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Plot d'abduction  |  | 515 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse   Taille des coussins : 8x13cm   Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central) |   |  |       |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE   |   |  |       |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Ceinture à enrouleur  | IFRB5350   | 195 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3)<br>Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L  | IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224   | 110 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3)<br>Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L  | IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244   | 130 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Harnais classique Textile dynamique Homme<br>Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L  | IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104   | 145 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>      | cm   | A     | B    | C  | D   | E  | F   | G | H | S  | 21.5 | 39 | 5 | 11.5 | 23 | 10  | 10  | 5   | M | 24 | 38 | 5 | 14 | 28 | 13  | 13 | 7 | L | 26.5 | 57 | 5 | 16.5 | 33 | 15  | 15 | 9 |  |  |
| cm  | A   | B  | C     | D    | E  | F   | G  | H   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| S   | 21.5  | 39   | 5     | 11.5 | 23 | 10  | 10 | 5   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| M   | 24  | 38   | 5     | 14   | 28 | 13  | 13 | 7   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| L   | 26.5  | 57   | 5     | 16.5 | 33 | 15  | 15 | 9   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Harnais contour Textile dynamique Femme<br>Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L  | IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104   | 145 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> | cm   | A     | B    | C  | D   | E  | F   | G | H | S  | 21.5 | 39 | 5 | 11.5 | 23 | 2.5 | 11  | 4.5 | M | 24 | 38 | 5 | 14 | 28 | 2.5 | 13 | 6 | L | 26.5 | 57 | 5 | 16.5 | 33 | 2.5 | 15 | 9 |  |  |
| cm  | A   | B  | C     | D    | E  | F   | G  | H   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| S   | 21.5  | 39   | 5     | 11.5 | 23 | 2.5 | 11 | 4.5 |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| M   | 24  | 38   | 5     | 14   | 28 | 2.5 | 13 | 6   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| L   | 26.5  | 57   | 5     | 16.5 | 33 | 2.5 | 15 | 9   |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique<br>Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L   | IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104   | 145 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>  | cm   | A     | B    | C  | S   | 48 | 20  | 5 | M | 56 | 23   | 6  | L | 63.5 | 28 | 6   |  |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| cm  | A   | B  | C     |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| S   | 48  | 20   | 5     |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| M   | 56  | 23   | 6     |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| L   | 63.5  | 28   | 6     |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement   |   |  |       |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| CONTACTEURS   |   |  |       |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert<br>Quantité : .....  | ES-BLK ES-RED<br>ES-BLU ES-GRN   | 110 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Microlite   | ML210  | 190 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Mini Cup 24   | MC210  | 190 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Contacteur twister câble long 1,5m<br><input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge  | Force de poussée requise : 30g<br>P005-79-P005-75-P005-76  | 170 € |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| <input type="checkbox"/>  | Extension de câble pour contacteur  | ES-EXT   | 20 €  |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |
| Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs  |   |  |       |      |    |     |    |     |   |   |    |      |    |   |      |    |     |   |     |   |    |    |   |    |    |     |    |   |   |      |    |   |      |    |     |    |   |   |  |

| EMBOUTS DE JOYSTICK   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  | Champignon (B)  | PLSKNCP1008  | 60 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Cupule menton (C)   | PLSKNCP1009  | 45 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Poignée T (D)   | PLSKNCP1006  | 80 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Boule plastique (E)   | PLSKNCP1007  | 35 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Balle mousse (F)  | PLSKNCP1004  | 50 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Barre (G)   | PLSKNCP1005  | 50 €                            |
|     |   |  |                                 |
| ACCESSOIRES   |   |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>  | Rail support d'accessoire dossier<br><b>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</b> | MEC125098  | 100 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Sac à dos Quantum   | ACC1905853   | 145 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Support obus oxygène (rajouter rail support)  | ACC125006  | 165 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Support respirateur (rajouter rail   NC poignées de poussée)  | ACC136791  | 380 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)   | ACC125003  | 45 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Boite range gant sur accoudoir  | ACC125011  | 60 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Bidon système d'hydratation   | ACC125010  | 250 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Crochet pour sac à main (à l'unité)   | ACC125008  | 60 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Support pour sac à dos (la paire)   | ACC147774  | 60 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Kit Réflecteur  | ACC124670  | 35 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)   | ACC1902104   | -                               |
| <input type="checkbox"/>  | Support téléphone sur le côté de l'accoudoir  | ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)                                  | 149 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Support téléphone en bout d'accoudoir   | ACC155835  | 99 €                            |
| <input type="checkbox"/>  | Protège vêtements (la paire)  | ACC125007  | 240 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Poignées de transfert amovibles (la paire)  | MEC1809930   | 275 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3   | ELE168070  | 200 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Tablette escamotable 56cm   | SSLXM0100011<br>SSLXHD10000060<br>ARM240-T   | 450 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Tablette TB3/TB4  | MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114             | 395 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | MEC1904891-11B 11" fumée  | <input type="checkbox"/>   | MEC1904891-11C 11" transparente |
| <input type="checkbox"/>  | MEC1904891-13B 13" fumée  | <input type="checkbox"/>   | MEC1904891-13C 13" transparente |
| <input type="checkbox"/>  | MEC1904891-15B 15" fumée  | <input type="checkbox"/>   | MEC1904891-15C 15" transparente |
| <input type="checkbox"/>  | MEC1904891-17B 17" fumée  | <input type="checkbox"/>   | MEC1904891-17C 17" transparente |
| <input type="checkbox"/>  | MEC1904891-19B 19" fumée  | <input type="checkbox"/>   | MEC1904891-19C 19" transparente |
| <input type="checkbox"/>  | Caméra de recul avec écran LCD  | MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271<br>ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331 | 590 €                           |
| <input type="checkbox"/>  | Câble de programmation Q-LOGIC 3<br><b>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</b>                  | DWR1111H068  | 550 €                           |
|  |   |  |                                 |
| COMMENTAIRES  |   |  |                                 |
|   |   |  |                                 |
|   |   |  |                                 |
|   |   |  |                                 |
| FICHES JOINTES  |   |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>  | Commandes spéciales   | <input type="checkbox"/>   | ATP positionnement              |
| <input type="checkbox"/>  | Assise modulaire  | <input type="checkbox"/>   | Instructions de montage         |
| <input type="checkbox"/>  | ATP appui-tête  | <input type="checkbox"/>   | Autre (préciser) :              |

**Notes et informations utiles**

●LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES,PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC

●LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

●LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

●Eco-participation : 7€ HT

●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

●Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

●Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)

●Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)