



EDGE 3 STRETTO

EDGE 3 Stretto



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 25-60 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 51,9cm (avec roues motrices 12,5")
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant bandages 5" et arrière bandages 6"
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi
- Suspensions SRS

*à partir de 30,5cm en version KID **résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique iLevel 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

Base assise fixe TRU BALANCE EDGE 3 STRETTO

9 175 €

Combiné d'assise électrique TB3

4 187 €



✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique

PTOINDV3443

✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°

PTOINDV3444

✗ Lift électrique iLevel de 30,5cm

PTOINDV3773

✓ **Ensemble EDGE 3 STRETTO**

Q6EDGE3STRETTO

13 362 €

LPP 9178202 - 3938,01€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : 44,5cm 47cm 49,5cm

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1 120 €
<input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)	voir conditions auprès du conseiller technique	2 500 €
<input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>PACK TB4</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)		3 000 €

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

REFERENCE

<input type="checkbox"/> Pack mémoires de positions et proclive à 30°	3 070 €
<input type="checkbox"/> Activation proclive usine	

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus










2 160 €
Tarif de l'option








COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	●	DGN1905007-PBK1	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	●	DGN1905007-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	●	DGN1905007-PGN11	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	●	DGN1905007-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	●	DGN1905007-PYL4	-

COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean	●	DGN1905007-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	●	DGN1905007-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret	●	DGN1905007-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street	●	DGN1905007-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/> Evolution Orange	●	DGN1905007-POR7	450 €
<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple	●	DGN1905007-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green	●	DGN1905007-PGN8	450 €

ELECTRONIQUE						
<input checked="" type="checkbox"/>	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth				-	
<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976			-	
<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977				
<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard				280 €	
<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670		715 €	
	<u>Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement</u> (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)					
<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156			200 €	
PANTOGRAPHES						
<input checked="" type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698			-	
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche					
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM			149 €	
IACCESS						
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010			690 €	
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009			690 €	
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage au dossier					
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL						
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988			650 €	
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446			1 590 €	
	(Montage côté opposé au manipulateur)					
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033			45 €	
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER						
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862			715 €	
	<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	LPPR 9384670				
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF			350 €	
	(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus) LPPR 9384551					
EQUIPEMENT ROUTE						
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"				590 €	
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe				410 €	
ROUES						
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 12,5"				-	
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 12,5"				-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14"				-	
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"				200 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant bandages 5" et arrière bandages noires 6"				-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis (uniquement pour roues 14")				-	
SYSTÈME D'ASSISE TRU BALANCE 4						
REGLAGES DE L'ASSISE						
		Largeur				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	14" (35,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REGLAGES DU DOSSIER																																																																											
		Largeur																																																																									
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)																																																																				
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																							
	15" (38cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																				
	17" (43,2cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																				
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																				
DOSSIER TUBE																																																																											
<input type="checkbox"/> Interface d'adaptation dossier SSAPT B4							495 €																																																																				
<input type="checkbox"/> Livraison et montée à la place du dossier TruBalance 4 <input type="checkbox"/> Livraison non montée en plus du dossier TruBalance 4																																																																											
DOSSIERS ADI QBACK 2																																																																											
<input type="checkbox"/> Dossier Stealth ADI QBack 2							890 €																																																																				
<input type="checkbox"/> Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4 <input type="checkbox"/> Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4																																																																											
Type :	<input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Aluminium Flat Top																																																																										
Largeur :	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22"																																																																										
Hauteur :	<input type="checkbox"/> Medium 13" (non dispo en Flat Top) <input type="checkbox"/> Standard 16" <input type="checkbox"/> Tall 18" <input type="checkbox"/> Extra Tall 20" <input type="checkbox"/> Extra Extra Tall 22"																																																																										
Contour :	<input type="checkbox"/> Active 2,5" <input type="checkbox"/> Deep 4" <input type="checkbox"/> Extra Deep 6"																																																																										
<input type="checkbox"/> Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :																																																																											
COUSSINS D'ASSISE																																																																											
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP						ST-TC2SPP	-																																																																				
<i>Épaisseur : 11,4cm Poids du coussin : 1,81kg Capacité de poids : 204kg</i>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TRU COMFORT 2 SPP</th> <th colspan="7">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Profondeur (en pouces)</th> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>17</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>18</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>19</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>20</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		TRU COMFORT 2 SPP	Largeur (en pouces)							14	15	16	17	18	19	20	Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					15	<input type="checkbox"/>							16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TRU COMFORT 2 SPP	Largeur (en pouces)																																																																										
	14	15	16	17	18	19	20																																																																				
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																																																							
	15	<input type="checkbox"/>																																																																									
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																																																			
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP						ST-SPCFSP	390 €																																																																				
<i>Épaisseur : 7,6cm Poids du coussin : 1,36kg Capacité de poids : 272kg</i>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SPECTRUM FOAM SPP</th> <th colspan="5">Largeur (pouces)</th> </tr> <tr> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="6">Profondeur (en pouces)</th> <th>15</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>17</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>18</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>19</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>20</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SPECTRUM FOAM SPP	Largeur (pouces)					16	17	18	19	20	Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>					16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
SPECTRUM FOAM SPP	Largeur (pouces)																																																																										
	16	17	18	19	20																																																																						
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>																																																																									
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																						
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP						ST-SPCGSPP	390 €																																																																				
<i>Épaisseur : 7,6cm Poids du coussin : 1,60kg Capacité de poids : 250kg</i>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SPECTRUM GEL SPP</th> <th colspan="6">Largeur (pouces)</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="6">Profondeur (en pouces)</th> <th>15</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>17</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>18</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>19</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>20</th> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SPECTRUM GEL SPP	Largeur (pouces)						14	16	17	18	19	20	Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>				16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
SPECTRUM GEL SPP	Largeur (pouces)																																																																										
	14	16	17	18	19	20																																																																					
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>																																																																								
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																					

Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire) Montage <input type="checkbox"/> bas (20 à 30,5cm) <input type="checkbox"/> haut (30,5 à 40,6cm)		
<input type="checkbox"/>	Manchettes mousse (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128 DGN142014 DGN1801530	- - -
<input type="checkbox"/>	Manchettes gel (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409 ARM136408	130 € 130 €
<input type="checkbox"/>	Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	MEC133331 MEC133331	110 € 110 €
<input type="checkbox"/>	Rebord d'accoudoir (à l'unité) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q	130 € 130 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support	-
RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS		Non compatible Pack mémoires et Proclive	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 322 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :			
<input checked="" type="radio"/>	Tubes		
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
<input checked="" type="radio"/>	Palettes		
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 16" et ></i>	MEC8008388	
RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1 820 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 160 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :			
<input checked="" type="radio"/>	Appui-mollet <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019	Préciser UL =	cm
<input checked="" type="radio"/>	Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212		Réglage plaque d'assise 28 à 43cm
<input checked="" type="radio"/>	Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508		Réglage plaque d'assise 34 à 50cm
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	75 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire) <input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm) <input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152510 RIG152516	55 € 55 €
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133717 RIG133719	165 € 165 €
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) <input type="checkbox"/> 5"x8" <input type="checkbox"/> 5"x11" <input type="checkbox"/> 6,5"x8" <input type="checkbox"/> 7"x11"	FPG5008T-Q FPG5011T-Q FPG6508T-Q FPG7011T-Q	290 € 290 € 290 € 290 €

POSITIONNEMENT		UniLink			
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"		UIMBK1125, UIPFS1100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5), ULP546050320 (4x6)		280 €
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"		UIMBK1125, UIPFS1100, ULS2510F-R (droit), ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5), ULP546050320 (4x6)		280 €
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"		UT16A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4), UTP548056100 (4x8), UTP54D056100(4x12)		230 €
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"		UT16A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4), UTP548056100 (4x8), UTP54D056100(4x12)		230 €
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"		UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		230 €
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"		UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		230 €
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"		UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		210 €
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"		UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		210 €
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit		KN1ADD-TRK+KN1ADD4		235 €
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche		KN1ADD-TRK+KN1ADD4		235 €
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand		CUS122169 / SET123465		-
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction				515 €



Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse | Taille des coussins : 8x13cm | Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)

AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE																																								
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur		IFRB5350		195 €																																			
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224		110 €																																			
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244		130 €																																			
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104		145 €																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																																
M	24	38	5	14	28	13	13	7																																
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104		145 €																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																																
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																																
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104		145 €																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																							
cm	A	B	C																																					
S	48	20	5																																					
M	56	23	6																																					
L	63.5	28	6																																					

Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement

CONTACTEURS					
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert Quantité :		ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite		ML210		190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24		MC210		190 €
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge		Force de poussée requise : 30g P005-79-P005-75-P005-76		170 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur		ES-EXT		20 €

Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs

EMBOUTS DE JOYSTICK			
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	PLSKNCP1008	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	PLSKNCP1006	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	60 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005	60 €
			
ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098	100 €
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853	145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (<i>rajouter rail support</i>)	ACC125006	165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (<i>rajouter rail NC poignées de poussée</i>)	ACC136791	380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (<i>montage côté opposé au manipulateur</i>)	ACC125003	45 €
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010	250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670	35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (<i>NC support respirateur</i>)	ACC1902104	-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)	149 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	99 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773	275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD1000060 ARM240-T	450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114	395 €
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13C 13" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15C 15" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17C 17" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19C 19" transparente
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBK MEC1907331	590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3 <i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>	DWR1111H068	550 €
			
COMMENTAIRES			

FICHES JOINTES

<input type="checkbox"/> Commandes spéciales	<input type="checkbox"/> ATP positionnement
<input type="checkbox"/> Assise modulaire	<input type="checkbox"/> Instructions de montage
<input type="checkbox"/> ATP appui-tête	<input type="checkbox"/> Autre (préciser) :

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)