


PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

Q
QUANTUM
#1 FOR REHAB POWER

Q6 EDGE 3
Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System

EDGE 3



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Autonomie** : jusqu'à 28km
- Suspensions SRS
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

*à partir de 30,5cm en version KID **résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Lift iLevel électrique 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

Base assise fixe TRU BALANCE Q6 EDGE 3

9 175 €

Combiné d'assise électrique TB3

4 187 €



- ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique PTOINDV3443
- ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180° PTOINDV3444
- ✗ Lift électrique iLevel de 30,5cm PTOINDV3773

✓ Ensemble Q6 EDGE 3 Q6 EDGE3.0 3MP-SS 13 362 €
 LPP 9178202 - 3938,01€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : 44,5cm 47cm 49,5cm

<input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1 120 €
<input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)	<i>voir conditions auprès du conseiller technique</i>	2 500 €
<input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>PACK TB4</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)		3 000 €

PREPARATION DAHL

Préparation châssis pour Station d'ancrage DAHL DAHL-READY 950 €

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

Pack mémoires de positions et proclive à 30° 3 070 €
 Activation proclive usine








Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus 2 160 €
 Tarif de l'option

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER


<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	●	DGN1801101-PBK1	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	●	DGN1801101-PRD1	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	●	DGN1801101-PGN11	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	●	DGN1801101-PBU9	-
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	●	DGN1801101-PYL4	-

COLORIS OPTIONNEL

<input type="checkbox"/> Bleu Blue Jean	●	DGN1801101-PBU11	450 €
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	●	DGN1801101-PBK3	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret	●	DGN1900199-PPK4	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street	●	DGN1900199-PSL3	450 €
<input type="checkbox"/> Violet Deep Purple	●	DGN1801101-PPR5	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green	●	DGN1801101-PGN8	450 €
<input type="checkbox"/> Evolution Orange	●	DGN1801101-POR7	450 €

ELECTRONIQUE										
<input checked="" type="checkbox"/>	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth									
	<input type="checkbox"/>	Avec touches 1 et 2	CTL143976							-
	<input type="checkbox"/>	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977							-
	<input type="checkbox"/>	Infra-rouge sur boitier standard								280 €
	<input type="checkbox"/>	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670						715 €
		Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)								
	<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156							200 €
PANTOGRAPHE										
	<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698							-
		<input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche								
	<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM							149 €
IACCESS										
	<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010							690 €
	<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009							690 €
		<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage au dossier								
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL										
	<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988							650 €
	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446							1 590 €
		(Montage côté opposé au manipulateur)								
	<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033							45 €
COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER										
	<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862							715 €
		<input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	LPPR 9384670							
	<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF							350 €
		(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus) LPPR 9384551								
EQUIPEMENT ROUTE										
	<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise Non compatible largeur d'assise <14"								590 €
	<input type="checkbox"/>	Equipement route sur châssis Non compatible largeur d'assise <14"								590 €
	<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe								410 €
ROUES										
	<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034							-
	<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525							-
	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940							-
	<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599							430 €
	<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601							430 €
	<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur insert roue centrale identique châssis								-
FONCTIONS ELECTRIQUES										
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443							-
	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444							-
	<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique iLevel 30,5cm								-
		Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 44,5cm <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49,5cm								
SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 4										
REGLAGES DE L'ASSISE										
		Largeur module A					Largeur module B			
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	20" (50,8cm)	22" (55,9cm)	24" (61cm)	
Profondeur	14" (35,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REGLAGES DU DOSSIER

		Largeur						
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	15" (38cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17" (43,2cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


DOSSIER TUBE

- Interface d'adaptation dossier SSAPTB4  495 €
- Livraison et montée à la place du dossier TruBalance 4
- Livraison non montée en plus du dossier TruBalance 4

DOSSIERS ADI QBACK 2

- Dossier Stealth ADI QBack 2  890 €
- Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4
- Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4

Sélection en page suivante

- Type : Aluminium  Aluminium Flat Top

Largeur : 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22"

Hauteur : Medium 13" (non dispo en Flat Top) Standard 16" Tall 18" Extra Tall 20" Extra Extra Tall 22"

Contour : Active 2,5" Deep 4" Extra Deep 6"

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :

COUSSINS D'ASSISE

- Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP
Épaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)										
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
	15	<input type="checkbox"/>										
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



- Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP 390 €
Épaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (en pouces)						
		16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>						
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP ST-SPCGSP 390 €

Épaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>						
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS

Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)
Montage bas (20 à 30,5cm) haut (30,5 à 40,6cm)

ACCOUDOIRS

Manchettes mousse (à l'unité)
 25cm : droit gauche DGN142128 -
 35cm : droit gauche DGN142014 -
 43cm : droit gauche DGN1801530 -

Manchettes gel (à l'unité)
 25cm : droit gauche ARM136409 130 €
 35cm : droit gauche ARM136408 130 €

Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)
 droit MEC133331 110 €
 gauche MEC133331 110 €

Rebord d'accoudoir (à l'unité)
 droit ASF6X2C-S-Q 130 €
 gauche ASF6X2C-S-Q 130 €

APPUI-TÊTE

Appui-tête Stealth Confort Plus CP250+support -

RELEVE-JAMBES SEPARÉS Non compatible Pack mémoires et Proclive

Relève-jambes manuels avec vérins à gaz MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878 -
 Relève-jambes électriques séparés MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHCS1322 +FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878 1 322 €

Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :




























Tubes
 29-43 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
 Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
 37-56 cm Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
 Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique
 Palettes
 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeurs 14"-16"* MEC2008389
 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeurs 16" et >* MEC8008388

RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz* MEC166037 *Non compatible Pack mémoires et Proclive* -
 Relève-jambes électrique central à compensation* RIG131138 1 820 €
 Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)* RIG131108_FR 2 160 €

Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :

Appui-mollet 6"x6" RIGASMB7120018 8"x8" RIGASMB7120019 | Préciser UL = cm
 Potences 10"-16" Palettes 5"x6" RIG150206 5"x8" RIG150203 5"x11" RIG150212 *Réglage plaque d'assise 28 à 43cm*
 Potences 13"-19" Palettes 5"x6" RIG151505 5"x8" RIG151506 5"x11" RIG151508 *Réglage plaque d'assise 34 à 50cm*

<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																																
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																																
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104		145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																							
cm	A	B	C																																					
S	48	20	5																																					
M	56	23	6																																					
L	63.5	28	6																																					
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																								
CONTACTEURS																																								
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €																																				
	Quantité :																																							
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210		190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210		190 €																																				
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-79-P005-75-P005-76		170 €																																				
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT		20 €																																				
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs																																								
EMBOUTS DE JOYSTICK																																								
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	PLSKNCP1008		60 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009		45 €																																				
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	PLSKNCP1006		80 €																																				
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007		35 €																																				
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004		50 €																																				
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005		50 €																																				
ACCESSOIRES																																								
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098		100 €																																				
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €																																				
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €																																				
<input type="checkbox"/>	Support respirateur (rajouter rail NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €																																				
<input type="checkbox"/>	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €																																				
<input type="checkbox"/>	Boite range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €																																				
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €																																				
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €																																				
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €																																				
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €																																				
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-																																				
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)		149 €																																				
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		99 €																																				
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €																																				
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	MEC1809930		275 €																																				
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €																																				
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €																																				

