


**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST\*

**Q**  
**QUANTUM**<sup>®</sup>  
#1 FOR REHAB POWER

**QUANTUM**<sup>®</sup>  
**R-TRAK**

**Q-LOGIC 3**  
Advanced Drive Control System



### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 30,5cm à 61cm\*
- Profondeur d'assise : 30,5cm à 61cm\*
- Suspensions SRS
- Garde au sol : 10,1cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 88,4cm
- Largeur hors-tout : 61,6cm
- Autonomie\* : jusqu'à 26,3km
- Vitesse max\* : 10 km/h
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 9"
- Rayon de braquage : 65,3cm
- Moteurs 2 x 4 pôles
- Batteries 2 x 75Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

### DE SERIE

- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Lift électrique 25cm
- Dossier électrique biomécanique 180°
- QLOGIC 3 avec Bluetooth



### DESIGNATION

### REFERENCE

### PREX PUBLIC TTC

**Base assise fixe TRU BALANCE R-TRAK**

**9 175 €**

**Combiné d'assise électrique TB3**

**4 187 €**

✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique

PTOINDV3443

✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°

PTOINDV3444

✗ Lift électrique 25cm

✓ **Ensemble R-TRAK**

**RTRAK**

**13 362 €**

LPP 9178202 - 3938,01€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : 44,5cm 47cm 49,5cm



### EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)	<i>voir conditions auprès du conseiller technique</i>	2 500 €
--	---	---------

### COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	-
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	450 €
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green	450 €

### ELECTRONIQUE

✗ Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			
<input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2	CTL143976		
<input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977		
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boitier standard			280 €
<input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €
Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 €

<b>PANTOGRAPHE</b>			
<input type="checkbox"/>	Pantographe escamotable réversible droite/gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite <input type="checkbox"/> Montage à gauche	MEC1801698	-
<input type="checkbox"/>	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM	149 €
<b>IACCESS</b>			
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier iAccess boutons poussoirs <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	CTL144009	690 €

<b>INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL</b>			
<input type="checkbox"/>	Boitier SCIM	CTL143988	650 €
<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Montage côté opposé au manipulateur)	CTL143979+DWR1010D446	1 590 €
<input type="checkbox"/>	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45 €

<b>COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER</b>			
<input type="checkbox"/>	Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite	ELE167862 LPPR 9384670	715 €
<input type="checkbox"/>	Déplacement du boitier principal à l'arrière (Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	SOF LPPR 9384551	350 €

<b>EQUIPEMENT ROUTE</b>			
<input type="checkbox"/>	Equipement route sur rail d'assise <b>Non compatible largeur d'assise &lt;14"</b>		590 €

<b>ROUES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues motrices pneumatiques 14"		-
<input type="checkbox"/>	Roues motrices bandages 14"		200 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant bandages 9"		-

<b>FONCTIONS ELECTRIQUES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique 25cm		-
Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49cm			

<b>SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 3</b>			
<b>REGLAGES DE L'ASSISE</b>			

Module 1 : 14"-16"		Largeur								
Module 2 : 16"-20"		14" (35,5cm)	15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	22" (55,9cm)	24" (61cm)
Module 3 : 20"-24"										
Profondeur	14" (35,5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22" (55,9cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24" (61cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>REGLAGES DU DOSSIER</b>							
		Largeur					
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Hauteur	13" (33cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15" (38cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>DOSSIER TUBE</b>			
<input type="checkbox"/>	Interface d'adaptation dossier <input type="checkbox"/> Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 3 <input type="checkbox"/> Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 3	SSAPT4	495 €

**DOSSIERS ADI QBACK 2**

Dossier Stealth ADI QBack 2 890 €

Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3

Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3



Type :  Aluminium  

Aluminium Flat Top

Largeur :  14"  15"  16"  17"  18"  19"  20"  21"  22"

Hauteur :  Medium 13" (non dispo en Flat Top)  Standard 16"  Tall 18"  Extra Tall 20"  Extra Extra Tall 22"

Contour :  Active 2,5"

Deep 4"

Extra Deep 6"

Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez : .....

**COUSSINS D'ASSISE**

Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP

Epaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)												
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24			
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
	15	<input type="checkbox"/>												
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (en pouces)							
		16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>							
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>











Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP ST-SPCGSP






Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>						
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire) Montage <input type="checkbox"/> bas (20 à 30,5cm) <input type="checkbox"/> haut (30,5 à 40,6cm)		
<input type="checkbox"/>	Manchettes mousse (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	DGN142128 DGN142014 DGN1801530	- - -
<input type="checkbox"/>	Manchettes gel (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ARM136409 ARM136408	130 € 130 €
<input type="checkbox"/>	Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	MEC133331 MEC133331	 110 € 110 €
<input type="checkbox"/>	Rebord d'accoudoir (à l'unité) <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q	 130 € 130 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support	-
RELEVÉ-JAMBES SEPARES		Non compatible Pack mémoires et Proclive	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 322 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :			
<b>OTubes</b>			
<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
<b>OPalettes</b>			
<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 14"-16"</i>	MEC2008389	
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm <i>Conseillé pour assises largeurs 16" et &gt;</i>	MEC8008388	
RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	<i>Non compatible Pack mémoires et</i> -
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	<i>Proclive</i> 1 820 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 160 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :			
<b>OPappui-mollet</b> <input type="checkbox"/> 6"x6" RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" RIGASMB7120019   Préciser UL = cm			
<b>OPotences 10"-16" Palettes</b> <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212 <i>Réglage plaque d'assise 28 à 43cm</i>			
<b>OPotences 13"-19" Palettes</b> <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508 <i>Réglage plaque d'assise 34 à 50cm</i>			
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES			
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	 75 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	 75 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	 75 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	 45 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire) <input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm) <input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152510 RIG152516	 55 € 55 €
<input type="checkbox"/>	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire) <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133717 RIG133719	 165 € 165 €

ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES (suite)																																							
<input type="checkbox"/>	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)																																						
<input type="checkbox"/>	5"x8"	FPG5008T-Q	290 €																																				
<input type="checkbox"/>	5"x11"	FPG5011T-Q	290 €																																				
<input type="checkbox"/>	6,5"x8"	FPG6508T-Q	290 €																																				
<input type="checkbox"/>	7"x11"	FPG7011T-Q	290 €																																				
<b>POSITIONNEMENT </b>																																							
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink droit <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	280 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Unilink gauche <input type="checkbox"/> 3"x5" <input type="checkbox"/> 4"x6"		280 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink droit <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"	UTT6A1260000 + UT8000000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	230 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse Unilink gauche <input type="checkbox"/> 4"x4" <input type="checkbox"/> 4"x8" <input type="checkbox"/> 4"x12"		230 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	230 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"		230 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	210 €																																				
<input type="checkbox"/>	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"		210 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	235 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	235 €																																				
<input type="checkbox"/>	Cales latérales de dossier Adulte <input type="checkbox"/> petit <input type="checkbox"/> grand	CUS122169 / SET123465	-																																				
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		515 €																																				
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse   Taille des coussins : 8x13cm   Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)																																							
AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE																																							
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	195 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 €																																				
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9		
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9		
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																															
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																															
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																															
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																						
cm	A	B	C																																				
S	48	20	5																																				
M	56	23	6																																				
L	63.5	28	6																																				
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																							
CONTACTEURS																																							
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	110 €																																				
Quantité : .....																																							

<b>CONTACTEURS (suite)</b>			
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210	190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210	190 €
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	<i>Force de poussée requise : 30g</i> P005-79-P005-75-P005-76	170 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20 €
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs			
<b>EMBOUS DE JOYSTICK</b>			
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	PLSKNCP1008	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	PLSKNCP1006	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	35 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	50 €
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	PLSKNCP1005	50 €
<b>ACCESSOIRES</b>			
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098	100 €
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853	145 €
<input type="checkbox"/>	Support obus oxygène ( <i>rajouter rail support</i> )	ACC125006	165 €
<input type="checkbox"/>	Support respirateur ( <i>rajouter rail   NC poignées de poussée</i> )	ACC136791	380 €
<input type="checkbox"/>	Support gobelet ( <i>montage côté opposé au manipulateur</i> )	ACC125003	45 €
<input type="checkbox"/>	Boîte range gant sur accoudoir	ACC125011	60 €
<input type="checkbox"/>	Bidon système d'hydratation	ACC125010	250 €
<input type="checkbox"/>	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	60 €
<input type="checkbox"/>	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	60 €
<input type="checkbox"/>	Kit Réflecteur	ACC124670	35 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire) ( <i>NC support respirateur</i> )	ACC1902104	-
<input type="checkbox"/>	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)	149 €
<input type="checkbox"/>	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	99 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240 €
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert amovibles (la paire)	MEC1809930	275 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T	450 €
<input type="checkbox"/>	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 +	114
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11B 11" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-11C 11" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13B 13" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-13C 13" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15B 15" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-15C 15" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17B 17" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-17C 17" transparente
<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19B 19" fumée	<input type="checkbox"/>	MEC1904891-19C 19" transparente
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365   MEC1906270   ELE2000271 ELE1907290   ELE2000270   ESBLK   MEC1907331	590 €
<input type="checkbox"/>	Câble de programmation Q-LOGIC 3 <i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>	DWR1111H068	550 €
<b>COMMENTAIRES</b>			

**FICHES JOINTES**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Commandes spéciales | <input type="checkbox"/> ATP positionnement      |
| <input type="checkbox"/> Assise modulaire    | <input type="checkbox"/> Instructions de montage |
| <input type="checkbox"/> ATP appui-tête      | <input type="checkbox"/> Autre (préciser) :      |

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)