



# ASPEN AA1



# ASPEN

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex                     | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h                  | <input type="radio"/> 2 batteries 62Ah         |
| <input type="radio"/> Inclinaison manuelle du dossier   | <input type="radio"/> Electronique QLNeS                      | <input type="radio"/> 2 moteurs 350w/4 pôles   |
| <input type="radio"/> Dossier toile réglable en tension | <input type="radio"/> Coussin d'assise Sitrite                | <input type="radio"/> Garde boue               |
| <input type="radio"/> Largeur d'assise : 15"-20"        | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20" | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 58cm |
| <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg     | <input type="radio"/> Longueur hors-tout : 91cm (hors RP)     |  |

 choix possible pré-sélection de configuration

CODE PROMO: \_\_\_\_\_

## BASE

## REFERENCE

## CODE LPP

## PP TTC

<input checked="" type="checkbox"/>	ASPEN TBFLEX AA1	ASPEN	9178219	3 487,95 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-

## BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/>	BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL		160,00 €
--------------------------	--	------	--	----------

## EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/>	Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique			1 200,00 €
--------------------------	---	--	--	------------

## ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/>	Assise de positionnement Stealth standard	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>		838,47 €
<input type="checkbox"/>	Assise de positionnement Stealth Full	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>		1 050,00 €

## COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/>	Gris	Les coloris proposés sont susceptibles d'être modifiés selon les stocks disponibles au moment de la commande	-
<input type="checkbox"/>	Noir		-
<input type="checkbox"/>	Bleu		-

## BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/>	Pantographe standard TBFlex	ACC2201042 / ACC2201041		-
	Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/>	Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		189 €
	Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne	NC NE+ CTLDC1597 (VR2) / CTL143981 (QLogic)	9384670	715 €
<input type="checkbox"/>	Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €

## ELECTRONIQUE



<input checked="" type="checkbox"/>	QLnes (compatible 2 vérins)	ELE2403335 / ELE2404822 (éclairage) // Avec vérins => ELE2403334 / ELE2404821 (éclairage)	-
<input type="checkbox"/>	QLOGIC 3 lite (possibilité d'ajouter 5 vérins, obligatoire si plus de 2 vérins)	CTL1810671 (idem avec kit route)	565 €
<input type="checkbox"/>	Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635	98 €
<input type="checkbox"/>	QLOGIC 3 (possibilité d'ajouter 5 vérins, obligatoire si plus de 2 vérins)	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	995 €

## ROUES

<input checked="" type="checkbox"/>	Roues arrière pneumatiques 14" noires	WHL1704507	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avant bandages 9" noires	WHL1703592	-
	<i>Non compatible RP et RJ centraux</i>		
<input type="checkbox"/>	Roues arrière bandages 14" noires	WHL1703588	200 €
<input type="checkbox"/>	Roues avant bandages 8" noires	WHLASMB7110016	200 €

## DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686	-
<input type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.STB Galbe du dossier : 7cm	150 €
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857	220 €

<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)		ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €		
<b>DOSSIER (suite)</b>							
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)		ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090		540 €		
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 12cm		330 €		
<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST		
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST		
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST		
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM		Galbe : 18 cm		430 €		
<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	PRO.511.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)	PRO.511.146.ST		
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	PRO.511.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)	PRO.511.148.ST		
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	PRO.511.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)	PRO.511.150.ST		
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM				748 €		
<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm)	PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST		
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST		
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 15"				ST-OBCASMS-Q		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tete pour dossier 16" et plus				ST-OBCASMM-Q		
<b>TAILLE D'ASSISE</b>							
		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)		UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €		
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)		UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €		
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard				-		
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP		TC2SPP		390 €		
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore		SOLSPP		390 €		
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore		ESSSPP		390 €		
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore		SPCGSPP		390 €		
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore		GLSP		390 €		
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en dernière que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles		<a href="#">Fiche de mesure coussins</a>				
Référence du coussin ou housse :		_____		Tarif: _____ €			
<b>APPUI-TÊTE</b>							
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex (barre d'accessoires + support appui-tête inclus)				325 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"		HMO475-17M + CP08CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509€		380 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"		HMO475-17M + CP10CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509€		380 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"		HMO475-17M + CP14CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509€		380 €		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)		ACP150M + HMO475-17M + rail accessoires MEC125098		530 €		
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:						
<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique</i>							
puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		<a href="#">Fiche mesure appui tête</a>					

OPTIONS ELECTRIQUES		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/>	Lift électrique avec bascule d'assise électrique 45° (Compatible Qlnes, 2 vérins)		2 100 €
<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique de 0 à 45° (1 vérin)		420 €
<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique du dossier de 85° à 125° (1 vérin)		350 €
<b>HAUTEUR D'ASSISE</b>			
	Assise sans lift : <input checked="" type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 30°)		
	Assise avec lift : <input checked="" type="checkbox"/> 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
<b>REPOSE-PIEDS SEPARES</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	RIG1610270 + RIG1702200	-
<b>RELEVES-JAMBES SEPARES</b>			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	490 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés* (Compatible Qlnes, 2 verins)	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 290 €
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)</b>			
<b>obligatoire</b>	<input type="radio"/> Tubes		
	<input type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
<input type="radio"/> Palettes			
<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389	
<input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Pour assises 18" et plus	MEC8008388	
<b>RELEVES-JAMBES CENTRAUX</b>			
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	490 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation** Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg (Compatible Qlnes, 1 verin)	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	1 770 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** (indisponible sans lift) <b>Important: incompatible Qlness</b> Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	2 100 €
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)</b>			
<b>obligatoire</b>	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet <input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019   Préciser UL = cm		
	<input checked="" type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212		
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm		
<input checked="" type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508			
	réglage plaque d'assise 34 à 50cm		
<b>EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX</b>			
<b>Spécifique central</b>	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	70 €
	<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	40 €
	<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	50 €
<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" ( h 2,5cm)	RIG152516	50 €	
<b>OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3</b>			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible Montage côté opposé au manipulateur	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €





**Qlogic lite ou 3 obligatoire si plus de 2 vérins**

**Qlnes compatible, QI3 / 3 lite si plus de 2 vérins**

**Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire**

Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise




**QLogic 3 obligatoire**

<input type="checkbox"/>	Caméra de recul		MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	<b>Fonctionnement automatique recul disponible QLogic 3/3lite</b>	590 €
<input type="checkbox"/>	Montage écran caméra sur manipulateur		MEC2106123		En remplacement du montage sur flexible
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009	<b>QLogic 3 obligatoire</b>	690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G		CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Montage i access au joystick		MEC1905500		





**OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite)**

<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur <b>QLogic 3 obligatoire</b>	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670	715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages				







**AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES**

<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue	DGN2106044		410 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route avec clignotants	CTL143986 (QL3/QL3e)		590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudeurs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables MEC1906768 & MEC1906767	240 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudeurs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68	260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526		450 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB NE+	ELE124122		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €

**CONTACTEURS**

<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : .....		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210			190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210			190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €
<input type="checkbox"/>	Autres contacteurs et supports disponibles		<a href="#">Fiche de mesure contacteurs</a> 		
Référence du contacteur ou support : _____ Tarif: _____ €					

**EMBOUS DE JOYSTICK**

<input type="checkbox"/>	Champignon B	PLSKNCP1008		60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton C	PLSKNCP1009		45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T D	PLSKNCP1006		80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique E	PLSKNCP1007		45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse F	PLSKNCP1004		60 €
<input type="checkbox"/>	Barre G	PLSKNCP1005		60 €

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES,PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections standards seront validées en production.
- Toute modification post-production sera à votre charge.
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

**COMMENTAIRES:**

---



---



---



---



---

TRU COMFORT 2		Largeur					
SPP		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
	15	<input type="checkbox"/>					

Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire