



EDGE 2.0 AA1

edge<sup>®</sup>  
2.0**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

**CARACTERISTIQUES**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex                     | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h                  | <input type="radio"/> Rayon de giration : 65cm |
| <input type="radio"/> Inclinaison manuelle du dossier   | <input type="radio"/> Coussin d'assise Sitrite                | <input type="radio"/> Garde au sol : 8cm       |
| <input type="radio"/> Dossier toile réglable en tension | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 15"-20"              | <input type="radio"/> Garde boue               |
| <input type="radio"/> 2 batteries 68Ah                  | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 15"-20" | <input type="radio"/> Electronique NE+         |
| <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg     | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 62cm                |  |
| <input type="radio"/> 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles     | <input type="radio"/> Longueur hors-tout : 76cm (hors RP)     |  |

 choix possible pré-sélection de configuration

CODE PROMO: \_\_\_\_\_

**BASE****REFERENCE****CODE LPP****PP TTC**

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> EDGE 2.0 AA1	Q6EDGE2.0 ATO	9178219	3 487,95 €
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport		42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905		-

**EXTENSION DE GARANTIE**
 Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) *voir conditions auprès du conseiller technique* 1 200,00 €
**MOTEURS ACCU-TRAC***Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire*
 Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC MOT155715-01 / MOT155716-01 1 095 €
**PREPARATION DAHL**
 Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL DAHL-PREP  950 €
**BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS**
 BATTERIES LEOCH, performance et durabilité HRCL 160,00 €
**ASSISE STEALTH**
 Assise de positionnement Stealth standard [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std](#)  838,47 €

 Assise de positionnement Stealth Full [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full](#)  1 050,00 €
**COLORIS CHASSIS**
 Rouge Red Corvette DGN153201-PRD1 -

 Bleu Electric blue DGN153201-PBU9 -

 Blanc White satin DGN152445-PWT2 -

 Evolution Orange DGN153201-POR7 -

 Noir Back in black DGN152440-PBK1 -
**BOITIER DE COMMANDE**
 Pantographe standard TBFlex ACC2201042 / ACC2201041  -
Montage pantographe  à droite  à gauche
 Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne MEC2101689  189 €
Montage pantographe  à droite  à gauche
 Commande tierce-personne CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLogic3) 9384670 715 €

 Déplacement boîtier principal au dossier SOF 9384551 290 €
**ELECTRONIQUE**
 Qlnes (*compatible 2 vérins*) ELE2402134 / ELE2403688 (éclairage) // Avec vérins => ELE2402133 / ELE2403687 (éclairage) -

 QLOGIC 3 lite (*possibilité d'ajouter 5 vérins, obligatoire si plus de 2 vérins*) CTL1810671 (idem avec kit route) 565 €

 Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite ELE2103635 98 €

 QLOGIC 3 (*possibilité d'ajouter 5 vérins, obligatoire si plus de 2 vérins*) CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) 995 €

ROUES MOTRICES							
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507		-			
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"	WHL1703588		200 €			
DOSSIER							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension	MEC160684/MEC160685/MEC160686		-			
<input type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST <small>Galbe du dossier : 7cm</small>		150 €			
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857		220 €			
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090		540 €			
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090		540 €			
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	<small>Galbe : 12cm</small>		330 €			
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.315.146.ST					
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.315.148.ST					
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.315.150.ST					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	<small>Galbe : 18 cm</small>		430 €			
	<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.511.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.511.146.ST					
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.511.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.511.148.ST					
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.511.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.511.150.ST					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM			748 €			
	<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>						
	<input type="checkbox"/> 15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/> 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST					
	<input type="checkbox"/> 16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/> 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST					
	<input type="checkbox"/> 17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/> 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST					
	<input type="checkbox"/> Support d'appui tete pour dossier 15" ST-OBCASMS-Q						
	<input type="checkbox"/> Support d'appui tete pour dossier 16" et plus ST-OBCASMM-Q						
TAILLE D'ASSISE		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
COUSSIN D'ASSISE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin standard						-
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP					390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP					390 €
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné (dernière page)</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	<a href="#">Fiche de mesure coussins</a>					
	Référence du coussin ou housse :	_____		Tarif: _____	€		
APPUI-TÊTE							
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex (barre d'accessoires + support appui-tête inclus)						325 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509€					380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509€					380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q + rail accessoires MEC12509€					380 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M + rail accessoires MEC125098					530 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête:						
<i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique</i>							

puis noter ci-dessous la référence et le tarif public

**Fiche mesure appui tête**



### OPTIONS ELECTRIQUES

<input type="checkbox"/>	Lift électrique avec bascule d'assise électrique 45° (Compatible Qlnes, 2 vérins)	2 100 €
<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique de 0 à 45° (1 vérin)	420 €
<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique du dossier de 85° à 125° (1 vérin)	350 €

### HAUTEUR D'ASSISE

Assise sans lift :  42cm  44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)  
 Assise avec lift :  45,7cm  48,2cm  50,7cm

### REPOSE-PIEDS SEPARES

<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	-
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm	Sélection obligatoire tubes+palettes ci-dessus pour Relève-jambes	

### RELEVES-JAMBES SEPARES

<input type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMASMB7878	490 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés* (Compatible Qlnes, 2 verins)	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 290 €

**Qlogic lite ou 3 obligatoire si plus de 2 vérins**

### INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)

Obligatoire

#### ○Tubes

<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
<input type="checkbox"/>		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
<input type="checkbox"/>		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

#### ○Palettes

<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389
<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm	Pour assises 18" et plus	MEC8008388

### RELEVES-JAMBES CENTRAUX

<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	490 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation** Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg (Compatible Qlnes, 1 verin)	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	1 770 €
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** (indisponible sans lift)	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	2 100 €

**Qlnes compatible, Q13 / 3 lite si plus de 2 vérins**

**Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire**

#### Important: incompatible Qlness

Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg

### INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)

Obligatoire

<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-mollet	<input checked="" type="checkbox"/> 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019	Préciser UL = cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Potences 10"-16" Palettes	<input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 <input checked="" type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212	réglage plaque d'assise 28 à 43cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Potences 13"-19" Palettes	<input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508	réglage plaque d'assise 34 à 50cm

Spécifique central

### EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX

<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise	70 €
<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		70 €
<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518		70 €
<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		40 €
<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510		50 €
<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516		50 €

### OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3

Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM

<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible Montage côté opposé au manipulateur	 CTL143979 + DWR1010D446	<b>QLogic 3 obligatoire</b>	1 590 €
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626		650 €

OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite)			
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
<input type="checkbox"/>	Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123	En remplacement du montage sur flexible
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs	Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G	CTL144009
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule	Montage c D c G	CTL144010
<input type="checkbox"/>	Montage i access au joystick	MEC1905500	
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur <b>QLogic 3 obligatoire</b>	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	9384670 715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages			
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue	DGN2106044	410 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route avec clignotants	CTL143986 (QL3/QL3e)	590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudeurs relevables 120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess 95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767	95 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables MEC1906768 & MEC1906767 240 €
<input type="checkbox"/>	Accoudeurs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur 500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudeurs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68 260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063 195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526	450 €
<input type="checkbox"/>	Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3 & 3 lite	ELE168070	234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791	49 €
CONTACTEURS			
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : ..... 110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210	190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210	190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20 €
<input type="checkbox"/>	Autres contacteurs et supports disponibles	<a href="#">Fiche de mesure contacteurs</a>	
Référence du contacteur ou support : _____		Tarif: _____	€
EMBOUS DE JOYSTICK			
<input type="checkbox"/>	Champignon B	PLSKNCP1008	60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton C	PLSKNCP1009	45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T D	PLSKNCP1006	80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique E	PLSKNCP1007	45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse F	PLSKNCP1004	60 €
<input type="checkbox"/>	Barre G	PLSKNCP1005	60 €

## Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections standards seront validées en production.
- Toute modification post-production sera à votre charge.
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm
- La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>  
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)



Fauteuil roulant approuvé

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

**COMMENTAIRES:**


TRU COMFORT 2		Largeur					
SPP		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15						
	16						<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Essence SPP		Largeur				
		15	16	17	18	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spectrum Gel SPP		Largeur				
		16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>				
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glacial SP		Largeur					
		15	16	17	18	19	20
Profondeur	15	<input type="checkbox"/>					
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	20			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire