



SPARKY AA1



SPARKY

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Electronique QLogic 3
- Inclinaison du dossier par vérin à gaz
- Inclinaison manuelle de l'assise
- O2 batteries 40Ah
- Poids max utilisateur : 56,7kg
- Bluetooth
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Dossier tension réglable, revêtement nid d'abeille
- Largeur d'assise : 10"-14"
- Profondeur d'assise modulable : 10"-14"

choix possible pré-sélection de configuration CODE PROMO: _____

| BASE | REFERENCE | CODE LPP | PP TTC |
|---|-------------------|----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SPARKY AA1 | QR40PED | 9178219 | 3 487,95 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison | Forfait transport | | 42,00 € |

| EXTENSION DE GARANTIE | REFERENCE | PP TTC |
|---|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) <i>voir conditions auprès du conseiller technique</i> | | 1 200,00 € |

COLORIS CHASSIS

Blanc (et un kit stickers) -

BOITIER DE COMMANDE

| | | | |
|---|--------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir droit | FRMASMB16152 | | - |
| <input type="checkbox"/> Pantographe en bout d'accoudoir gauche | FRMASMB16151 | | - |
| <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne | CTL143981 | 9384670 | 715 € |
| <input type="checkbox"/> Déplacement boitier principal au dossier | SOF | 9384551 | 290 € |

ELECTRONIQUE

QLOGIC 3 CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) -

ROUES

Roues avant pneumatiques 8" noires TIRPNEU1090 -
 Roues arrière pneumatiques 12" noires TIRPNEU1091 -

DOSSIER

Dossier réglable en tension avec revêtement nid d'abeille -

TAILLE D'ASSISE

| | | Largeur | | |
|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 10" (25,4cm) | 12" (30,5cm) | 14" (35,6cm) |
| Profondeur | 10" (25,4cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 12" (30,5cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 14" (35,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

APPUI-TÊTE

Appui-tête Stealth Pédiatrique 200 €

COUSSIN D'ASSISE

Coussin d'assise standard -
 Solution SPP Coolcore (*indispo : 10"x14"*) SOLSPP 390 €
 Glacial SP Coolcore GLSP 390 €
 Zen SP Coolcore ZENSP 390 €







La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées.

REPOSE-PIEDS ET RELEVÉS-JAMBES

Repose-pieds séparés FRMASMB17563 /65 /66 -
 Repose-jambes séparés FRMASMB17564/67/68/69/70 280 €

HAUTEUR D'ASSISE

43,2cm 47,6cm


| OPTIONS ET COMMANDES ALTERNATIVES | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <i>Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM</i> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Contrôle d'environnement + flexible <i>Montage côté opposé au manipulateur</i> |  | CTL134180+ DWR1010D446 | 1 590 € |
| <input type="checkbox"/> | Boîtier SCIM | | CTL137626 | 650 € |
| <input type="checkbox"/> | Boîtier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G | | CTL144009 | 690 € |
| <input type="checkbox"/> | Boîtier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G |  | CTL144010 | 690 € |
| <input type="checkbox"/> | Equipement route | | | 590 € |
| <input type="checkbox"/> | Ceinture à enrouleur | | IFRB5350 | 195 € |
| <input type="checkbox"/> | Protège vêtements (la paire) | | ACC125007 | 240 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB QLOGIC 3 | | ELE168070 | 234 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB sur prise XLR | | ACC1704791 | 49 € |
| <input type="checkbox"/> | Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready' | | MEC1909905 | - |
| CONTACTEURS | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert | | ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN | Quantité :  110 € |
| <input type="checkbox"/> | Microlite | | ML210 |  190 € |
| <input type="checkbox"/> | Mini Cup 24 | | MC210 |  190 € |
| <input type="checkbox"/> | Extension de câble pour contacteur | | ES-EXT | 20 € |
| EMBOUS DE JOYSTICK | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Champignon | | PLSKNCP1008 |  60 € |
| <input type="checkbox"/> | Cupule menton | | PLSKNCP1009 | 45 € |
| <input type="checkbox"/> | Poignée T | | PLSKNCP1006 | 80 € |
| <input type="checkbox"/> | Boule plastique | | PLSKNCP1007 | 45 € |
| <input type="checkbox"/> | Balle mousse | | PLSKNCP1004 | 60 € |
| <input type="checkbox"/> | Barre | | PLSKNCP1005 | 60 € |
| AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES <i>(consulter la fiche ATP pour plus de choix)</i> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Appui-tête confort plus taille S | | HMO400 + CP450 + rail accessoires MEC125098 | 380 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" | | UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q | 540 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" | | UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q | 540 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" | | ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090 | 540 € |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" | | ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090 | 540 € |

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boîtier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boîtier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)



Coussin Solution SPP



Coussin Glacial SP



Coussin Zen SP