



EDGE 2.0



edge 2.0

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Assise TBFlex
- Dossier ProSeating
- Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°
- Inclinaison électrique de l'assise 0°- 30°
- 2 batteries 68Ah
- 2 moteurs 200-1200w / 2 pôles
- Vitesse jusqu'à 10km/h
- Electronique QInes
- Largeur d'assise : 38-51cm
- Profondeur d'assise modulable : 38-51cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Longueur hors-tout : 90,2cm (hors RP)
- Garde boue
- Poids max utilisateur : 136kg
- Rayon de giration : 65cm
- Garde au sol : 8cm

choix possible pré-sélection de configuration CODE PROMO: _____

| BASE | REFERENCE | | PP TTC |
|------|-----------|--|--------|
|------|-----------|--|--------|

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EDGE 2.0 AA2 | Q6EDGE2.0 ATO | LPP : 9178202 | 3 938,01 € |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|

| | | | |
|---|---------------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> EDGE 2.0 TBFLEX AA2 VERSION EXTENDED (voir ci-dessous) | Q6EDGE2.0 ATO | LPP : 9178202 | 3 938,01 € |
|---|---------------|---------------|------------|

La version EXTENDED implique la sélection d'une ou plusieurs options payantes signalées par l'icône à côté du tarif

| | | | |
|---|-------------------|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison | Forfait transport | | 42,00 € |
|---|-------------------|--|---------|

| | | | |
|--|------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready' | MEC1909905 | | - |
|--|------------|--|---|

BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

| | | | |
|---|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité | HRCL | | 160,00 € |
|---|------|--|----------|

EXTENSION DE GARANTIE

| | | | |
|--|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique | | | 1 200,00 € |
|--|--|--|------------|

ASSISE STEALTH

| | | | |
|--|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard | Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std | | 838,47 € |
|--|---|--|----------|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full | Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full | | 1 050,00 € |
|--|--|--|------------|

MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire

| | | | |
|--|----------------------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC | MOT155715-01 /MOT155716-01 | | 1 095 € |
|--|----------------------------|--|---------|

PREPARATION DAHL

| | | | |
|--|-----------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Préparation châssis pour Station d'encrage DAHL | DAHL-PREP | | 950 € |
|--|-----------|--|-------|

COLORIS CHASSIS

| | | | |
|---|----------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Rouge Red Corvette | DGN153201-PRD1 | | - |
|---|----------------|--|---|

| | | | |
|---|----------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue | DGN153201-PBU9 | | - |
|---|----------------|--|---|

| | | | |
|---|----------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Evolution Orange | DGN153201-POR7 | | - |
|---|----------------|--|---|

| | | | |
|---|----------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black | DGN152440-PBK1 | | - |
|---|----------------|--|---|

BOITIER DE COMMANDE

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pantographe standard TBFlex | ACC2201042 / ACC2201041 | | - |
|---|-------------------------|--|---|

Montage pantographe à droite à gauche

| | | | |
|---|------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne | MEC2101689 | | 189 € |
|---|------------|--|-------|

Montage pantographe à droite à gauche

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne | CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLogic3) | 9384670 | 715 € |
|---|--------------------------------------|---------|-------|

| | | | |
|---|-----|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier | SOF | 9384551 | 290 € |
|---|-----|---------|-------|



ELECTRONIQUE

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> QInes (compatible 2 vérins) | ELE2402133 / ELE2403687 (éclairage) | | - |
|---|-------------------------------------|--|---|















| | | | |
|---|----------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (possibilité d'ajouter 3 vérins) | CTL1810671 (idem avec kit route) | | 565 € |
|---|----------------------------------|--|-------|

| | | | |
|--|------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite | ELE2103635 | | 98 € |
|--|------------|--|------|

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> QLOGIC 3 (possibilité d'ajouter 3 vérins) | CTL143976 ; CTL143977 (éclairage) | | 995 € |
|--|-----------------------------------|--|-------|

| ROUES MOTRICES | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Roues centrales pneumatiques 14" WHL1704507 - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Roues centrales bandages 14" WHL1703588 200 € | | | | | | |
| DOSSIER | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore PRO.211.XXX.ST <i>Galbe du dossier : 7cm</i> - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires MEC160684/MEC160685/MEC143975 190 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Dossier ajustable en largeur DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 235 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm) ULP535050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090 560 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm) ULP546050320 +ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBK1090 560 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM <i>Galbe : 12cm</i> 330 € | | | | | | |
| <i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i> | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15" (38cm) PRO.315.138.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 16" (40,6cm) PRO.315.140.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 17" (43,2cm) PRO.315.144.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 18" (45,7cm) PRO.315.146.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19" (48,3cm) PRO.315.148.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20" (50,8cm) PRO.315.150.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM <i>Galbe : 18cm</i> 430 € | | | | | | |
| <i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i> | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15" (38cm) PRO.511.138.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 16" (40,6cm) PRO.511.140.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 17" (43,2cm) PRO.511.144.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 18" (45,7cm) PRO.511.146.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19" (48,3cm) PRO.511.148.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20" (50,8cm) PRO.511.150.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM 748 € | | | | | | |
| <i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i> | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 15" (38cm) PRO.345.138.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 16" (40,6cm) PRO.345.140.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 17" (43,2cm) PRO.345.144.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 18" (45,7cm) PRO.345.146.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19" (48,3cm) PRO.345.148.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 20" (50,8cm) PRO.345.150.ST | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Support d'appui tete pour dossier 15" ST-OBCASMS-Q | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Support d'appui tete pour dossier 16" et plus ST-OBCASMM-Q | | | | | | |
| TAILLE D'ASSISE | | | | | | | |
| | | Largeur | | | | | |
| | | 15" (38cm) | 16" (40,6cm) | 17" (43,2cm) | 18" (45,7cm) | 19" (48,3cm) | 20" (50,8cm) |
| Profondeur | 15" (38cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 16" (40,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 17" (43,2cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 18" (45,7cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 19" (48,3cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 20" (50,8cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm) UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q 540 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm) UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q 540 € | | | | | | |
| COUSSIN D'ASSISE | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Coussin d'assise standard - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | TruComfort 2 SPP TC2SPP 390 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Solution SPP Coolcore SOLSPP 390 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Essence SPP Coolcore ESSSPP 390 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Spectrum Gel SPP Coolcore SPCGSPP 390 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Glacial SP Coolcore GLSP 390 € | | | | | | |
| <i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné</i> | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins  | | | | | | |
| Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____ € | | | | | | | |
| APPUI-TÊTE | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Appui-tête Stealth TBFlex - | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Appui-tête confort plus taille S 8" HMO475-17M + CP08CCFPM-Q 360 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Appui-tête confort plus taille M 10" HMO475-17M + CP10CCFPM-Q 360 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Appui-tête confort plus taille L 14" HMO475-17M + CP14CCFPM-Q 360 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13) ACP150M + HMO475-17M 530 € | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Autres appui-tête: <i>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public</i> Fiche mesure appui tête  | | | | | | |

| OPTIONS ELECTRIQUES | | | | |
|---|--|---|--|------|
| <input type="checkbox"/> | Lift électrique (bascule à 45° incluse) (compatible Qlogic 3/3lite) | | 2 100 € | |
| <input type="checkbox"/> | Bascule électrique d'assise à 45° au lieu de 30° (sans lift) | MOT1810050-1 | 195 € | |
| HAUTEUR D'ASSISE | | | | |
| | Assise sans lift : | ✓ 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°) | | |
| | Assise avec lift : | ✓ 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm | | |
| RELEVES-JAMBES SEPARES | | | | |
| ✓ | Relève-jambes manuels avec vérins à gaz* | MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878 | - | |
| <input type="checkbox"/> | Relève-jambes électriques séparés* | MOT1800941 + MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 | 1 322 € | |
| | Non compatible QLNES (2 verins) | | | |
| | QLogic Lite ou 3 obligatoire | | | |
| INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques) | | | | |
| obligatoire | Tubes | | | |
| | <input type="checkbox"/> 29-43 cm | Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel | | |
| | <input type="checkbox"/> 37-56 cm | Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique | | |
| | | Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel | | |
| | | Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique | | |
| | Palettes | | | |
| <input type="checkbox"/> | 12 x 17,5cm | Pour assises largeur 15"-17" | MEC2008389 | |
| <input type="checkbox"/> | 15 x 17,5cm | Pour assises 18" et plus | MEC8008388 | |
| REPOSE-PIEDS SEPARES | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Repose-pieds escamotables | RIG1610270 + RIG1702200 | 210 € | |
| | Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u> | | | |
| RELEVES-JAMBES CENTRAUX | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz** | MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift) tubes+palettes pour Relève-jambes | - | |
| <input type="checkbox"/> | Relève-jambes électrique central à compensation** | RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift | 1 820 € | |
| | Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg | | | |
| <input type="checkbox"/> | Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** (indisponible sans lift) | AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift | 2 160 € | |
| | Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg | | | |
| | Qlogic Lite ou 3 obligatoire | | | |
| obligatoire | INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique) | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> | Appui-mollet 6"x6"(15cm x15cm) RIGASMB7120018 | <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Préciser UL = cm | |
| | <input checked="" type="radio"/> | Potences 10"-16" Palettes 5"x6" (13x15cm) RIG150206 | <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 | |
| | <input checked="" type="radio"/> | Potences 13"-19" Palettes 5"x6" (13x15cm) RIG151505 | <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 | |
| | | <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG150212 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508 | | |
| | | réglage plaque d'assise 28 à 43cm | | |
| | | réglage plaque d'assise 34 à 50cm | | |
| EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX | | | | |
| Spécifique central | <input type="checkbox"/> | Extensions latérales de palettes (la paire) 8" | RIG152517 | |
| | | | Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise | |
| | <input type="checkbox"/> | Extensions latérales de palettes (la paire) 11" | RIG152518 | 75 € |
| | <input type="checkbox"/> | Extensions de palettes avant (la paire) | RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518 | 75 € |
| | <input type="checkbox"/> | Connecteur de palettes central | RIGASMB7120023 | 45 € |
| | <input type="checkbox"/> | Rebords latéraux externes (la paire) | | |
| | | <input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm) | RIG152510 | 55 € |
| | <input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm) | RIG152516 | 55 € | |
| OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 | | | | |
| | Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM | | | |
| <input type="checkbox"/> | Contrôle d'environnement + flexible | CTL143979 + DWR1010D446 | 1 590 € | |
| | Montage côté opposé au manipulateur | | | |
| <input type="checkbox"/> | Boîtier SCIM | CTL137626 | 650 € | |
| <input type="checkbox"/> | Caméra de recul | MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387 | 590 € | |
| | <input type="checkbox"/> | Montage écran caméra sur manipulateur | MEC2106123 | |
| | | | Fonctionnement automatique recul disponible Qlogic 3/3lite | |
| | | | En remplacement du montage sur flexible | |

| OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite) | | | | |
|--|--|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G |  | CTL144009 | 690 € |
| <input type="checkbox"/> | Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G |  | CTL144010 | 690 € |
| | <input type="checkbox"/> Montage i access au joystick | | MEC1905500 | |
| <input type="checkbox"/> | Kit commande spéciale 1 interrupteur LPPR 9384670 | ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210 | | 715 € |
| Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudeur. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montage | | | | |
| AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Eclairage Fender sur garde-boue | | | 410 € |
| <input type="checkbox"/> | Equipement route avec clignotants | CTL143986 (QL3/QL3e) | | 590 € |
| <input type="checkbox"/> | Elargisseurs d'accoudeurs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm) | MEC1701630 x2 | Non compatible accoudeurs relevables | 120 € |
| <input type="checkbox"/> | Accoudeur relevable droit, réglable en hauteur | MEC1906768 | Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess | 95 € |
| <input type="checkbox"/> | Accoudeur relevable gauche, réglable en hauteur | MEC1906767 | | 95 € |
| <input type="checkbox"/> | Protège vêtements (la paire) | ACC125007 | Disponible uniquement avec les accoudeurs relevables MEC1906768 & MEC1906767 | 240 € |
| <input type="checkbox"/> | Accoudeurs relevables et amovibles (la paire) | FRMASMB7062+FRMASMB7063 | Non compatible ceinture à enrouleur | 500 € |
| <input type="checkbox"/> | Manchettes d'accoudeurs 35cm gel (la paire) | ARM136408 x2 | Non compatible accoudeurs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68 | 260 € |
| <input type="checkbox"/> | Ceinture à enrouleur | IFRB5350 | n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063 | 195 € |
| <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche | SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526 | | 450 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB NE+ | ELE124122 |  | 234 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB QLOGIC 3 | ELE168070 |  | 234 € |
| <input type="checkbox"/> | Chargeur USB sur prise XLR | ACC1704791 |  | 49 € |
| CONTACTEURS | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert | ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN | Quantité : | 110 € |
| <input type="checkbox"/> | Microlite | ML210 |  | 190 € |
| <input type="checkbox"/> | Mini Cup 24 | MC210 |  | 190 € |
| <input type="checkbox"/> | Extension de câble pour contacteur | ES-EXT | | 20 € |
| <input type="checkbox"/> | Autres contacteurs et supports disponibles | Fiche de mesure contacteurs  | | |
| | Référence du contacteur ou support : _____ | Tarif: _____ | € | |
| EMBOUS DE JOYSTICK | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Champignon B | PLSKNCP1008 |  | 60 € |
| <input type="checkbox"/> | Cupule menton C | PLSKNCP1009 |  | 45 € |
| <input type="checkbox"/> | Poignée T D | PLSKNCP1006 |  | 80 € |
| <input type="checkbox"/> | Boule plastique E | PLSKNCP1007 |  | 45 € |
| <input type="checkbox"/> | Balle mousse F | PLSKNCP1004 |  | 60 € |
| <input type="checkbox"/> | Barre G | PLSKNCP1005 |  | 60 € |

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

● LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

● LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

● LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

● Eco-participation : 7€ HT

● Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

● Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

● Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

● La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

● La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable

● La sélection des accoudeurs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm

● La sélection des accoudeurs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm

● Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse

● La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

● Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

COMMENTAIRES:

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

| TRU COMFORT 2 SPP | | Largeur | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 15" (38cm) | 16" (40,6cm) | 17" (43,2cm) | 18" (45,7cm) | 19" (48,3cm) | 20" (50,8cm) |
| Profondeur | 15" (38cm) | | | | | | |
| | 16" (40,6cm) | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 17" (43,2cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 18" (45,7cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 19" (48,3cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 20" (50,8cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Solution SPP | | Largeur | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 16" (40,6cm) | 17" (43,2cm) | 18" (45,7cm) | 19" (48,3cm) | 20" (50,8cm) |
| Profondeur | 16" (40,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 17" (43,2cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 18" (45,7cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 19" (48,3cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 20" (50,8cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Essence SPP | | Largeur | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 15" (38cm) | 16" (40,6cm) | 17" (43,2cm) | 18" (45,7cm) | 20" (50,8cm) |
| Profondeur | 15" (38cm) | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 16" (40,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 17" (43,2cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 18" (45,7cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 20" (50,8cm) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Spectrum Gel SPP | | Largeur | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 16" (40,6cm) | 17" (43,2cm) | 18" (45,7cm) | 19" (48,3cm) | 20" (50,8cm) |
| Profondeur | 15" (38cm) | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 16" (40,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 17" (43,2cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 18" (45,7cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 19" (48,3cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 20" (50,8cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Glacial SP | | Largeur | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 15" (38cm) | 16" (40,6cm) | 17" (43,2cm) | 18" (45,7cm) | 19" (48,3cm) | 20" (50,8cm) |
| Profondeur | 15" (38cm) | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 16" (40,6cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | 17" (43,2cm) | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | 18" (45,7cm) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 19" (48,3cm) | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | 20" (50,8cm) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire