



# R-TRAK AA2

AVEC VERSION EXTENDED



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

## CARACTERISTIQUES

<input type="checkbox"/> Assise TBFlex	<input type="checkbox"/> 2 moteurs 2 Pôles	<input type="checkbox"/> Vitesse jusqu'à 10km/h
<input type="checkbox"/> Dossier Pro Seating	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise : 38-51cm	<input type="checkbox"/> Electronique QLnes
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125°	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise modulable : 38-51cm	<input type="checkbox"/> Garde boue
<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-30°	<input type="checkbox"/> Largeur hors-tout : 62cm	<input type="checkbox"/> Poids max utilisateur : 136kg
<input type="checkbox"/> 2 batteries 75Ah	<input type="checkbox"/> Longueur hors-tout : 88cm (hors RP)	

choix possible

pré-sélection de configuration

CODE PROMO: \_\_\_\_\_

BASE	REFERENCE	CODE LPP	PP TTC
<input type="checkbox"/> R-TRAK TBFFLEX AA2	RTRAK	9178202	3 938,01 €
<input type="checkbox"/> R-TRAK TBFFLEX AA2 VERSION EXTENDED (voir ci-dessous)	RTRAK	9178202	3 938,01 €

La version EXTENDED implique la sélection d'une ou plusieurs options payantes signalées par l'icône à côté du tarif

<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-

## BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

<input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité	HRCL	160,00 €
---	------	----------

## EXTENSION DE GARANTIE

<input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique		1 200,00 €
--	--	------------

## PACK OUTDOOR

<input type="checkbox"/> PACK OUTDOOR : Electronique Qlogic 3 + 2 moteurs 4 Pôles (en remplacement des 2 pôles) + Kit Fender	MOT2101599-05 // MOT2101598-05 // DGN2106044 // CTL143976 ou CTL143977 (éclairage)		1 830,00 €
--	--	--	------------

## ASSISE STEALTH

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>	838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>	1 050,00 €

## MOTEURS

<input type="checkbox"/> 2 moteurs 4 Pôles (en remplacement des 2 pôles)	MOT2101599-05 // MOT2101598-05		900,00 €
--	--------------------------------	--	----------

## COLORIS CHASSIS

<input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant)	-
<input type="checkbox"/> Rouge Red corvette	-
<input type="checkbox"/> Vert Green Machine	-
<input type="checkbox"/> Bleu Electric blue	-
<input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)	450 €
<input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush	450 €
<input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret	450 €
<input type="checkbox"/> Gris Grey Street	450 €
<input type="checkbox"/> Vert Military Green	450 €

## BOITIER DE COMMANDE

<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe standard TBFlex	ACC2201042 / ACC2201041		-
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne	MEC2101689		189 €
Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche			
<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne	CTL143981 (QL3e) CTL143981 (QLogic3)	9384670	715 €
<input type="checkbox"/> Déplacement boîtier principal au dossier	SOF	9384551	290 €

## ELECTRONIQUE

<input checked="" type="checkbox"/> Qlnes (compatible 2 verins)	2 pôles: ELE2402164 / ELE2403713 (éclairage) // 4 pôles: BLE2402162/ ELE2403711 (éclairage)	-
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique)	CTL1810671 (idem avec kit route)	565 €
<input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite	ELE2103635	98 €
<input type="checkbox"/> QLOGIC 3 (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique)	CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)	995 €



OPTIONS ELECTRIQUES			
<input type="checkbox"/>	Lift électrique (bascule à 45° incluse)	Sélection obligatoire de la Qlogic 3 / 3 Lite	2 100 €
<input type="checkbox"/>	Bascule électrique d'assise à 45° au lieu de 30° (sans lift)	MOT1810050-1	195 €
HAUTEUR D'ASSISE			
	Assise sans lift :	✓ 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)	
	Assise avec lift :	✓ 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm	
RELEVES-JAMBES SEPARES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +	<b>Qlogic lite ou 3 obligatoire</b> 1 322 €
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)			
<b>obligatoire</b>	Tubes		
	<input type="checkbox"/>	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
	<input type="checkbox"/>	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique
	Palettes		
	<input type="checkbox"/>	12 x 17,5cm Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389
	<input type="checkbox"/>	15 x 17,5cm Pour assises 18" et plus	MEC8008388
REPOSE-PIEDS SEPARES			
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	210 €
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u> Sélection obligatoire tubes+palettes ci-dessus pour Relève-jambes		
RELEVES-JAMBES CENTRAUX			
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	-
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	<b>Qlogic lite ou 3 obligatoire</b> 1 820 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm/ Poids max utilisateur : 100kg		
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)**	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	<b>Qlogic lite ou 3 obligatoire</b> 2 160 €
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg		
INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du releve jambes central (manuel ou électrique)			
<b>obligatoire</b>	<input checked="" type="radio"/> Appui-mollet ✓ 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018 <input type="checkbox"/> 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019   Préciser UL = cm <input checked="" type="radio"/> Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 ✓ 5"x11" (13x28cm) RIG150212 réglage plaque d'assise 28 à 43cm		
	<input checked="" type="radio"/> Potences 13"-19" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" (13x28cm) RIG151508 réglage plaque d'assise 34 à 50cm		
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX			
<b>Spécifique central</b>	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517 <b>Conflit possible avec les roues avant selon le réglage de l'assise</b> 75 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518 75 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519 n.c.: RIG152517 & RIG152518 75 €
	<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023 45 €
	<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)	
		<input type="checkbox"/> Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510 55 €
	<input type="checkbox"/> Pour palettes longueurs 8" et 11" (h 2,5cm)	RIG152516 55 €	
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3			
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM			
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	<b>QLogic 3 obligatoire</b> 1 590 €
	Montage côté opposé au manipulateur 		
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €
	<input type="checkbox"/>	Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123 
	<b>Fonctionnement automatique recul disponible Qlogic 3/3lite</b>		

**OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite)**

<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009	<b>QLogic 3 obligatoire</b>		690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage c D c G		CTL144010			690 €
<input type="checkbox"/>	Montage i access au joystick		MEC1905500			
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur LPPR : 9384670		ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210			715 €

Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages

**AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES**

<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue	DGN2106044		410 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route avec clignotants	CTL143986 (QL3/QL3e)		590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables	120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess	95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767		95 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables MEC1906768 & MEC1906767	240 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur	500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68	260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	n.c. : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526		450 €
	Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche			
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB NE+	ELE124122		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070		234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791		49 €

**CONTACTEURS**

<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : .....		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210			190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210			190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €
<input type="checkbox"/>	Autres contacteurs et supports disponibles	<a href="#">Fiche de mesure contacteurs</a> 			
	Référence du contacteur ou support : _____	Tarif: _____	€		

**EMBOUS DE JOYSTICK**

<input type="checkbox"/>	Champignon B	PLSKNCP1008		60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton C	PLSKNCP1009		45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T D	PLSKNCP1006		80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique E	PLSKNCP1007		45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse F	PLSKNCP1004		60 €
<input type="checkbox"/>	Barre G	PLSKNCP1005		60 €

**Notes et informations utiles à lire avant de passer commande**

●LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

●LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

●LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

●Eco-participation : 7€ HT

●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

●Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

●Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

●La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

●La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm

●La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm

●Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse

●La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

●Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**COMMENTAIRES:**

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

<b>TRU COMFORT 2 SPP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>					
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>					
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>					
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>					

<b>Solution SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

<b>Essence SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>				
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Spectrum Gel SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>				
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>				
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>				

<b>Glacial SP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>				
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>				

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli entrainera un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire