



STRETTO AA2



Stretto

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Contact commercial + email et ligne directe :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

## CARACTERISTIQUES

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Assise TBFlex  | <input type="radio"/> Largeur d'assise : 38-51cm                  | <input type="radio"/> Garde boue                  |
| <input type="radio"/> Dossier Pro Seating                                  | <input type="radio"/> Profondeur d'assise modulable : 38-51cm     | <input type="radio"/> Vitesse jusqu'à 10km/h      |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de dossier 40°, de 85° à 125° | <input type="radio"/> Largeur hors-tout : 51,9cm (avec roues 12") | <input type="radio"/> Electronique NE+            |
| <input type="radio"/> Inclinaison électrique de l'assise 0°-30°            | <input type="radio"/> Longueur hors-tout : 82,6cm (hors RP)       | <input type="radio"/> 2 moteurs 200-1200w/2 pôles |
| <input type="radio"/> 2 batteries 45Ah (62Ah avec lift)                    | <input type="radio"/> Poids max utilisateur : 136kg               |   |

 choix possible pré-sélection de configuration

CODE PROMO:

BASE	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> STRETTO TBFLEX AA2	Q6EDGE 3 STRETTO TBFLEX	LPP : 9178202 3 938,01 €
<input checked="" type="checkbox"/> Forfait acheminement et livraison	Forfait transport	42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-

## BATTERIES LEAD CARBON - USAGE INDIQUÉ POUR LES DÉPLACEMENTS INTENSIFS

- |   |      |          |
|---|------|----------|
| <input type="checkbox"/> BATTERIES LEOCH, performance et durabilité | HRCL | 160,00 € |
|---|------|----------|

## EXTENSION DE GARANTIE

- |  |  |            |
|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique |  | 1 200,00 € |
|--|--|------------|

## ASSISE STEALTH

- |  |  |            |
|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard | <a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>  | 838,47 €   |
| <input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full     | <a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a> | 1 050,00 € |

## MOTEURS ACCU-TRAC Qlogic 3 ou 3 lite obligatoire

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC | MOT1908423-02 / 25-02 (roues 12,5") / MOT1908423-01/25-01 (roues 14") | 1 095 € |
|--|---|---------|

## COLORIS CHASSIS


- |  |   |                  |       |
|--|---|------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Noir Back in black (brillant) | ● | DGN1905007-PBK1  | -     |
| <input type="checkbox"/> Rouge Red corvette            | ● | DGN1905007-PRD1  | -     |
| <input type="checkbox"/> Bleu Electric blue            | ● | DGN1905007-PBU9  | -     |
| <input type="checkbox"/> Vert Green Machine            | ● | DGN1905007-PGN11 | 150 € |
| <input type="checkbox"/> Noir Night train (mat)        | ● | DGN1905007-PBK3  | 150 € |
| <input type="checkbox"/> Rose Raspberry beret          | ● | DGN1905007-PPK4  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Gris Grey Street              | ● | DGN1905007-PSL3  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Bleu Jean - Blue Jean         | ● | DGN1905007-PBU11 | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Jaune Lemon crush             | ● | DGN1905007-PYL4  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Violet Deep Purple            | ● | DGN1905007-PPR5  | 450 € |
| <input type="checkbox"/> Vert Military Green           | ● | DGN1905007-PGN8  | 450 € |




## BOITIER DE COMMANDE














- |  |                         |               |       |
|--|-------------------------|---------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pantographe standard TBFlex                                    | ACC2201042 / ACC2201041 |               |       |
| Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche |                         |               |       |
| <input type="checkbox"/> Pantographe réversible et escamotable droite/gauche à chaîne              | MEC2101689              |               | 189 € |
| Montage pantographe <input checked="" type="checkbox"/> à droite <input type="checkbox"/> à gauche |                         |               |       |
| <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne  | CTL143981 (QLogic)      | LPP : 9384670 | 715 € |
| <input type="checkbox"/> Déplacement boitier principal au dossier                                  | SOF                     | LPP : 9384551 | 290 € |

## ELECTRONIQUE

- |   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Qlnes (compatible 2 verins)                                   | 12" ELE2402125 / ELE2403678 (éclairage) // 14" ELE2402126 / ELE2403679 (éclairage) |  | -     |
| <input type="checkbox"/> QLOGIC 3 lite (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique) | CTL1810671 (idem avec kit route)   |  | 565 € |
| <input type="checkbox"/> Option : Adaptateur magnétique pour prise XLR manipulateur QL3 Lite      | ELE2103635   |  | 98 €  |
| <input type="checkbox"/> QLOGIC 3 (Obligatoire pour l'ajout de fonction d'assise électrique)      | CTL143976 ; CTL143977 (éclairage)  |  | 995 € |

ROUES							
<input type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 12,5"	WHL1806954 -					
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 12,5"	WHL1807050 200 €					
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues centrales pneumatiques 14"	WHL1704507 -					
<input type="checkbox"/>	Roues centrales bandages 14"	WHL1703588 200 €					
DOSSIER							
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ProSeating, Standard Contour Back, Stealth Coolcore	PRO.211.XXX.ST <small>Galbe du dossier : 7cm</small> -					
<input type="checkbox"/>	Dossier souple réglable en tension + barre d'accessoires	MEC160684/MEC160685/MEC143975 190 €					
<input type="checkbox"/>	Dossier ajustable en largeur	DGN152403 + CUS163855 / 856 / 857 235 €					
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 3"x5" (7,6 cm x 12,5cm)	ULP535050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090 540 €					
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-tronc Stealth Unilink, 4"x6" (10cmx14cm)	ULP546050320 + ULS2510F-L, ULS2510F-R + UIMBKI090 540 €					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	<small>Galbe : 12cm</small> 330 €					
<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.315.138.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.315.140.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.315.144.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.315.146.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.315.148.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.315.150.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, EXTRA DEEP CONTOUR COOLCORE HAUTEUR 50CM	<small>Galbe : 18 cm</small> 430 €					
<i>Dossier rigide avec galbe profond. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.511.138.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.511.140.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.511.144.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.511.146.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.511.148.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.511.150.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Dossier PROSEATING, ACTIVE FLEX COOLCORE HAUTEUR 50CM	748 €					
<i>Dossier semi rigide avec galbe ajustable. largeur identique à la taille d'assise</i>							
<input type="checkbox"/>	15" (38cm) PRO.345.138.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	16" (40,6cm) PRO.345.140.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	17" (43,2cm) PRO.345.144.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	18" (45,7cm) PRO.345.146.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	19" (48,3cm) PRO.345.148.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	20" (50,8cm) PRO.345.150.ST	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 15"	ST-OBCASMS-Q					
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête pour dossier 16" et plus	ST-OBCASMM-Q					
TAILLE D'ASSISE							
Sélection obligatoire		Largeur					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Profondeur	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x4" (10cmx10cm)	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
<input type="checkbox"/>	Paire de cale-cuisses Stealth Unilink, 4"x8" (10cmx20cm)	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q					540 €
COUSSIN D'ASSISE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard	-					
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP 390 €					
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP 390 €					
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP 390 €					
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP 390 €					
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP 390 €					
<i>La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur choisies. Vérifier en dernière page que la taille existe pour le coussin sélectionné</i>							
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	<a href="#">Fiche de mesure coussins</a> 					
Référence du coussin ou housse : _____		Tarif: _____ €					
APPUI-TÊTE							
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Stealth TBFlex	-					
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille S 8"	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q 360 €					
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille M 10"	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q 360 €					
<input type="checkbox"/>	Appui-tête confort plus taille L 14"	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q 360 €					
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Tri confort plus taille L (3 x 13x13)	ACP150M + HMO475-17M 530 €					

OPTION ELECTRIQUE				
<input type="checkbox"/>	Lift électrique	Sélection obligatoire de la Qlogic 3 / 3 lite	2 100 €	
HAUTEUR D'ASSISE				
	Assise sans lift :	✓ 42cm <input type="checkbox"/> 44,5cm (inclinaison de -5° à 25°)		
	Assise avec lift :	✓ 45,7cm <input type="checkbox"/> 48,2cm <input type="checkbox"/> 50,7cm		
RELEVES-JAMBES SEPARES				
✓	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz*	MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322+FRMASMB7879+FRMAMSMB7878	-	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques séparés*	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 290 €	
<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci-dessous la taille des relève-jambes séparés (manuels ou électriques)</b>				
obligatoire	Tubes			
	<input type="checkbox"/> 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel		
	<input type="checkbox"/> 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique		
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel		
	Palettes			
	<input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm	Pour assises largeur 15"-17"	MEC2008389	
	<input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm	Pour assises 18" et plus	MEC8008388	
REPOSE-PIEDS SEPARES				
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	RIG1610270 + RIG1702200	210 €	
	Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm <u>livré non monté</u>			
RELEVES-JAMBES CENTRAUX				
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz**	MEC2001948 (sans lift) RIG1710345 (avec lift)	-	
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation**	RIGASMB7120030 ou RIG131138 avec lift	1 770 €	
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électrique central à compensation et réglable électriquement en hauteur (ASL)** (indisponible sans lift)	AFP-TBFLEX16-18 ou AFP-TB3LIFT avec lift	2 100 €	
	Hauteur palette/plaque réglable de 27 à 42 cm / Poids max utilisateur : 100kg			
obligatoire	<b>INDISPENSABLE: veuillez choisir ci dessous la taille du relève-jambes central (manuel ou électrique)</b>			
	Appui-mollet			
	✓	6"x6"(15cm x15cm) RIGASMB7120018   Préciser UL = cm		
	Potences et palettes			
	Potences 10"-16" Palettes <input type="checkbox"/> 5"x6" (13x15cm) RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" (13x20cm) RIG150203 a 5"x11" (13x28cm) RIG150212			
	réglage plaque d'assise 28 à 43cm			
EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX				
Spécifique central	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	70 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	70 €
	<input type="checkbox"/>	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	70 €
	<input type="checkbox"/>	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	40 €
	<input type="checkbox"/>	Rebords latéraux externes (la paire)		
	<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueur 8" (h 2,5cm)	RIG152510	50 €
	<input type="checkbox"/>	Pour palettes longueurs 8" et 11" ( h 2,5cm)	RIG152516	50 €
OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3				
Si commande spéciale, sélectionner le contrôle d'environnement ou le boîtier SCIM				
<input type="checkbox"/>	Contrôle d'environnement + flexible	CTL143979 + DWR1010D446	1 590 €	
	Montage côté opposé au manipulateur 			
<input type="checkbox"/>	Boîtier SCIM	CTL137626	650 €	
<input type="checkbox"/>	Caméra de recul	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387	590 €	
				
<input type="checkbox"/>	Montage écran caméra sur manipulateur	MEC2106123		
				

OPTIONS ET INTERFACES COMPATIBLES Q-LOGIC 3 (suite)					
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess boutons poussoirs Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144009	<b>QLogic 3 obligatoire</b>	690 €
<input type="checkbox"/>	Boitier 4 fonctions iAccess interrupteurs à bascule Montage <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G		CTL144010		690 €
<input type="checkbox"/>	Montage i access au joystick		MEC1905500		
<input type="checkbox"/>	Kit commande spéciale 1 interrupteur - LPPR 9384670	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SL266, MI 210			715 €
Permet l'utilisation du fauteuil et de ses fonctionnalités à l'aide d'une simple pression sur 1 contacteur. La commande peut être montée et actionnée, au genou, à la tête, ou à l'accoudoir. Le kit comprend l'ensemble des éléments de montages					
AUTRES OPTIONS ET ACCESSOIRES					
<input type="checkbox"/>	Eclairage Fender sur garde-boue				410 €
<input type="checkbox"/>	Equipement route avec clignotants		_____ (qlnes) CTL143986 (QL3/QL3e)		590 €
<input type="checkbox"/>	Elargisseurs d'accoudoirs TB Flex (la paire) (+1,5 à +8cm)	MEC1701630 x2	Non compatible accoudoirs relevables		120 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable droit, réglable en hauteur	MEC1906768	Non compatibles tablette escamotable / NC iAccess		95 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable gauche, réglable en hauteur	MEC1906767			95 €
<input type="checkbox"/>	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	Disponible uniquement avec les accoudoirs relevables MEC1906768 & MEC1906767		240 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et amovibles (la paire)	FRMASMB7062+FRMASMB7063	Non compatible ceinture à enrouleur		500 €
<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs 35cm gel (la paire)	ARM136408 x2	Non compatible accoudoirs relevables FRMASMB7062/63 et MEC1906767/68		260 €
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	IFRB5350	N/C : FRMASMB7062 & FRMASMB7063		195 €
<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable Escamotage côté : <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526			450 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB NE+	ELE124122			234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB QLOGIC 3	ELE168070			234 €
<input type="checkbox"/>	Chargeur USB sur prise XLR	ACC1704791			49 €
CONTACTEURS					
<input type="checkbox"/>	Egg - coloris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	Quantité : .....		110 €
<input type="checkbox"/>	Microlite	ML210			190 €
<input type="checkbox"/>	Mini Cup 24	MC210			190 €
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €
<input type="checkbox"/>	Autres contacteurs et supports disponibles	<a href="#">Fiche de mesure contacteurs</a>			
Référence du contacteur ou support : _____ Tarif: _____ €					
EMBOUTS DE JOYSTICK					
<input type="checkbox"/>	Champignon B	PLSKNCP1008			60 €
<input type="checkbox"/>	Cupule menton C	PLSKNCP1009			45 €
<input type="checkbox"/>	Poignée T D	PLSKNCP1006			80 €
<input type="checkbox"/>	Boule plastique E	PLSKNCP1007			45 €
<input type="checkbox"/>	Balle mousse F	PLSKNCP1004			60 €
<input type="checkbox"/>	Barre G	PLSKNCP1005			60 €

## Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

● LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC

● LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC

● LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC

● Eco-participation : 7€ HT

● Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil

● Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

● Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

● La sélection d'un relève-jambes électrique implique la sélection obligatoire de la QLogic

● La sélection d'un repose/relève-jambes se fait en remplacement du repose-pied escamotable

● La sélection des accoudoirs relevables MEC1906768 et MEC1906769 augmente la largeur hors-tout de 7,5cm

● La sélection des accoudoirs relevables et amovibles FRMASMB7062+FRMASMB7063 augmente la largeur hors-tout de 3cm

● Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés (hors assise modulaire) sauf demande expresse

● La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

● Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**COMMENTAIRES:**

Vérifiez ci-dessous les tailles existantes pour votre coussin d'assise :

<b>TRU COMFORT 2 SPP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Solution SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Essence SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Spectrum Gel SPP</b>		<b>Largeur</b>				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>				
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20" (50,8cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Glacial SP</b>		<b>Largeur</b>					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
<b>Profondeur</b>	15" (38cm)	<input type="checkbox"/>					
	16" (40,6cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17" (43,2cm)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	18" (45,7cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19" (48,3cm)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	20" (50,8cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire