



**INFORMATIONS DE COMMANDE**

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_

**CARACTERISTIQUES**

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 6 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-basculé dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier souple à 5 sangles réglables en tension
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

| BASE  | REFERENCE | PP HT    | PP TTC               |
|---|-----------|----------|----------------------|
| ✓ SIXI                                      | FMS1019/S | 961,11 € | 1 206,00 €           |
| ✓ Association code LPPR soit <b>884,97€</b> |           |          | <b>LPPR: 884,97€</b> |

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT  
 9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€  
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€  
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 €

| TAILLE D'ASSISE   |         | Quantité |
|---|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 40cm / Profondeur d'assise 42cm | FMS1125 |          |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 45cm / Profondeur d'assise 44cm | FMS1235 |          |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 50cm / Profondeur d'assise 44cm | FMS1335 |          |

**EQUIPEMENTS STANDARD**








|   |         |   |
|---|---------|---|
| ✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir   | FAS5000 | - |
| ✓ Roues arrière 4" x 1-1/4" avec bandage noir   | FAS5010 | - |
| ✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes  | FAS5072 |   |
| <input type="checkbox"/> Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées         | FAS5070 |   |
| ✓ Dossier ajustable en tension, 5 sangles de réglages, Réglable en hauteur  | FAS6050 | - |
| ✓ Coussin standard  | SAP50XX | - |
| ✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar  | FAS1070 | - |
| ✓ Repose-jambe articulé Gauche SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur | FAS3014 | - |
| ✓ Repose-jambe articulé Droit SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur  | FAS3015 | - |

**Options (livrées en plus de l'équipement standard)**

| COUSSIN D'ASSISE ET DOSSIER  |         | Quantité           |
|--|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Coussin visco plat classe II a<br>1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise 38 à 45 cm - 69€<br>1285690 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise supérieure à 45 - 81€<br><i>Attention : TVA 20% - un seul coussin peut bénéficier d'une prise en charge</i> | SAP51XX | 69 €<br>Ou<br>81 € |
| <input type="checkbox"/> Coussin Equilibre II - <i>Attention : TVA 20%</i>   | SAP80XX | 311 €              |
| <input type="checkbox"/> Cales tronc réglables avec fixation par velcro (paire)  | SAP3603 | 134 €              |

**ACCOUDOIRS**

|  |         |  |       |
|--|---------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€ | FAS2050 |  | 170 € |
| <input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€ | FAS2051 |  | 170 € |
| <input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté gauche ( <i>incompatible gouttière gauche</i> )<br>9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€  | FAS2070 |  | 188 € |
| <input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté droit ( <i>incompatible gouttière droite</i> )<br>9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€   | FAS2071 |  | 188 € |

| APPUI-TETE                    |   |  | Quantité  |            |
|-------------------------------|---|--|---|------------|
| <input type="checkbox"/>      | Appui-tête Essentiel<br><i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>  |  FAS4011  |   | 63 €       |
| <input type="checkbox"/>      | Appui-tête Contour<br><i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>  |  FAS4012  |   | 155 €      |
| <input type="checkbox"/>      | Appui-tête Original<br><i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>   |  FAS4010  |   | 155 €      |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS |   |  |   |            |
| <input type="checkbox"/>      | Repose-pied Gauche SIXI<br><i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>  | FAS3052  |   | 107 €      |
| <input type="checkbox"/>      | Repose-pied Droit SIXI<br><i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>   | FAS3053  |   | 107 €      |
| AUTRE OPTIONS                 |   |  |   |            |
| <input type="checkbox"/>      | Roues rayonnées à bandage avec frein tambour 22"  | FAS5075  |   | 510 €      |
| <input type="checkbox"/>      | Pédale de franchissement d'obstacles  | FAS6100  |   | 73 €       |
| LIVRAISON DIFFEREE            |   |  |   |            |
| <input type="checkbox"/>      | Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles <a href="#">Fiche de mesure coussins</a>   |  | Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____ € |            |
|                               | 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI ».  |  |   |            |
| <input type="checkbox"/>      | Assise de positionnement Stealth standard   | <a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>   |   | 838,47 €   |
| <input type="checkbox"/>      | Assise de positionnement Stealth Full   | <a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>  |   | 1 050,00 € |
| <input type="checkbox"/>      | Autres appui-tête:<br>Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public <a href="#">Fiche mesure appui tête</a>  |  |   |            |

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)