



SIXI configuré



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 6 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-basculé dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier souple à 5 sangles réglables en tension
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

BASE

	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ SIXI	FMS1019	1 143,13 €	1 206,00 €
✓ Association code LPPR soit 884,97€			LPPR: 884,97€

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€

9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 €

CONFIGURATION D'ASSISE

Etape 1: Hauteur d'assise distance sol/siege

	Référence	
<input type="checkbox"/> 40,5	FMS11 __	-
<input type="checkbox"/> 43	FMS12 __	-
<input type="checkbox"/> 45,5	FMS13 __	-
<input type="checkbox"/> 48	FMS14 __	-

Etape 2: Largeur d'assise

<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 40cm	1	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 45cm	2	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 50cm	3	-

Etape 2: Profondeur d'assise

<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 40cm	1	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 42cm	2	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 44cm	3	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 46cm	4	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 48cm	5	-
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 50cm	6	-

EQUIPEMENTS STANDARD

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000	-
✓ Roues arrière 4" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5010	-
✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes	FAS5072	-
<input type="checkbox"/> Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées	FAS5070	-
✓ Dossier ajustable en tension, 5 sangles de réglages, Réglable en hauteur	FAS6050	-
✓ Coussin standard	SAP50XX	-
✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar	FAS1070	-
✓ Repose-jambe articulé Gauche SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3014	-
✓ Repose-jambe articulé Droit SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3015	-

COUSSIN D'ASSISE ET DOSSIER

		Quantité	
<input type="checkbox"/> Coussin visco plat classe II a	SAP51XX		69 €
1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise 38 à 45 cm - 69€			
1285690 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise supérieure à 45 - 81€			Ou
Attention : TVA 20% - un seul coussin peut bénéficier d'une prise en charge			81 €

