

**PRIDE®**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST®

**RUPIANI**  
vers l'autonomie

**SIXI**  
HYBRID

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_

Référence de commande : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

### CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise ajustable : 40 à 50 cm
- Profondeur d'assise : 42 à 50 cm
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Distance sol/siège: de 45 ou 48 cm
- Longueur hors-tout (Prof. 46 cm sans RP) : 77 cm
- Largeur hors-tout (L.45) : 71 cm
- Roues pneumatiques 22" 3-spoke electric wheels
- Rayon de giration : 90 cm
- Batteries lithium 12 Ah, Chargeur 2 amp.
- Electronique VR2
- Autonomie\* : jusqu'à 17 km
- Vitesse max\* : 8 km/h
- Poids max utilisateur : 125 kg

\*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.



**SIXI**  
HYBRID



### BASE

|               | REFERENCE | PP HT      | PP TTC     |
|---------------|-----------|------------|------------|
| ✓ SIXI HYBRID | FEH1024   | 3 679,70 € | 3 882,08 € |

**LPPR: 3487,95€**

9169491 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, RUPIANI, 3487,95€ TTC

### CONFIGURATION D'ASSISE

#### Etape 1: Largeur d'assise

|                                  |         |   |
|----------------------------------|---------|---|
| <input type="checkbox"/> 40,0 cm | FEH11__ | - |
| <input type="checkbox"/> 45,0 cm | FEH12__ | - |
| <input type="checkbox"/> 50,0 cm | FEH13__ | - |

#### Etape 2: Profondeur d'assise

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 42 cm | 2 | - |
| <input type="checkbox"/> 44 cm | 3 | - |
| <input type="checkbox"/> 46 cm | 4 | - |
| <input type="checkbox"/> 48 cm | 5 | - |
| <input type="checkbox"/> 50 cm | 6 | - |

#### Etape 3: Hauteur d'assise distance sol/siege

|                                                       |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 45                           | 3 | - |
| <input type="checkbox"/> 48 (inclinaison d'assise 5°) | 4 | - |

### ROUES

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| ✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir               | FAS5000 |
| ✓ Roues arrières pneumatiques 22" 3-spoke electric wheels | FEH5072 |
| ✓ Mains courantes composites ergonomiques                 | FEH5013 |



**DOSSIER (suite)**☐ ADI AL SERIE CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm

690 €



|                                |            | Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) |      | Largeur |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|
|                                |            |                                   |      | POUCES  |  |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |      | CM      |  |  |  |  |  |
| Hauteur<br>+6,5cm de<br>cousin | MEDIUM     | 13                                | 33,0 |         |  |  |  |  |  |
|                                | STANDARD   | 16                                | 40,6 |         |  |  |  |  |  |
|                                | TALL       | 18                                | 45,7 |         |  |  |  |  |  |
|                                | EXTRA TALL | 20                                | 50,8 |         |  |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |      |         |  |  |  |  |  |

☐ ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP

Galbe de 15cm

690 €



|                                |            | Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) |       | Largeur |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|
|                                |            |                                   |       | POUCES  |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |       | CM      |  |  |  |  |
| Hauteur<br>+6,5cm de<br>cousin | STANDARD   | 16                                | 40,64 |         |  |  |  |  |
|                                | TALL       | 18                                | 45,72 |         |  |  |  |  |
|                                | EXTRA TALL | 20                                | 50,8  |         |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |       |         |  |  |  |  |

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR ACTIVE

Galbe de 6,3cm, compatible cale tronc.

690 €



|                                |            | Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) |       | Largeur |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|
|                                |            |                                   |       | POUCES  |  |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |       | CM      |  |  |  |  |  |
| Hauteur<br>+6,5cm de<br>cousin | STANDARD   | 16                                | 40,64 |         |  |  |  |  |  |
|                                | TALL       | 18                                | 45,72 |         |  |  |  |  |  |
|                                | EXTRA TALL | 20                                | 50,8  |         |  |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |       |         |  |  |  |  |  |

☐ Cale tronc escamotable 4"x6" (10cm x 15cm) l'unité. Quantité: \_\_\_\_\_

ADI-LATADJSWXLG

110 €

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm

690 €



|                                |            | Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) |       | Largeur |  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------|--|--|
|                                |            |                                   |       | POUCES  |  |  |
|                                |            |                                   |       | CM      |  |  |
| Hauteur<br>+6,5cm de<br>cousin | STANDARD   | 16                                | 40,64 |         |  |  |
|                                | TALL       | 18                                | 45,72 |         |  |  |
|                                | EXTRA TALL | 20                                | 50,8  |         |  |  |
|                                |            |                                   |       |         |  |  |

☐ ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible juillet 2025)

Galbe de 15cm

690 €



|                                |            | Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm) |       | Largeur |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|
|                                |            |                                   |       | POUCES  |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |       | CM      |  |  |  |  |
| Hauteur<br>+6,5cm de<br>cousin | STANDARD   | 16                                | 40,64 |         |  |  |  |  |
|                                | TALL       | 18                                | 45,72 |         |  |  |  |  |
|                                | EXTRA TALL | 20                                | 50,8  |         |  |  |  |  |
|                                |            |                                   |       |         |  |  |  |  |

☒ Fixations du dossier☐ BR1114

4 Points (30° d'inclinaison)

Hauteur dossier Standard

☐ BR1114T

4 Points (30° d'inclinaison)

Hauteur dossier TALL / EXTRA TALL

☒ BR1102 - Quick Release

2 Points (20° d'inclinaison)

Facilement  
démontables  
d'une seule main.  
Ajustables en  
angle, largeur et☐ BR6006

Kit pour transport

Fix. 4 points

☐ BR6005

Kit pour transport

Quick Release

