



SIXI POSIT by Stealth



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____



CARACTERISTIQUES

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 6 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-bascule dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier rigide ADI
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
<input type="checkbox"/> SIXI QUATRO	FMS3022/S-STEALTH	1 653,64 €	1 567,43 €	1 653,64 €
<input type="checkbox"/> SIXI 6 ROUES	FMS1019/S-STEALTH	1 653,64 €	1 937,89 €	2 044,47 €
✓ Association code LPPR soit 1653,64€				

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€

9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 € (x2)

6284731 - VHP, SIEGE DE SERIE, MODULABLE ET EVOLUTIF, tout modèle et adjonctions (ancien code 1269336) : 838.47€

TAILLE D'ASSISE

<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 40cm	FMS11(_)(_) -
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 45cm	FMS12(_)(_) -
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 50cm	FMS13(_)(_) -
Profondeur d'assise: <input type="checkbox"/> 42(2) / <input type="checkbox"/> 44(3) / <input type="checkbox"/> 46(4) / <input type="checkbox"/> 48(5) / <input type="checkbox"/> 50(6)	
Hauteur sol siège: <input type="checkbox"/> 40(3) / <input type="checkbox"/> 43(4) / <input type="checkbox"/> 45(5) / <input type="checkbox"/> 48(6)	

ROUES AVANT ET ARRIERE

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000 -
✓ Roues arrière 4" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5010 -

ROUES CENTRALES

✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes	FAS5072 -
<input type="checkbox"/> Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées	FAS5070 -
<input type="checkbox"/> Roues radiales rayonnées 22", pneumatiques haute pression Schwalbe, jantes alu noires, mains courantes aluminium	FAS5071 179 €
<input type="checkbox"/> Supplément pour roues rayonnées à bandage avec frein tambour 22"	FAS5075 510 €

ACCOUDOIRS

✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar	FAS1070 -
<input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOULTIERE D/G : 119.39€	FAS2050 152 €
<input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOULTIERE D/G : 119.39€	FAS2051 152 €
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté gauche (incompatible gouttière gauche) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2070 188 €
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté droit (incompatible gouttière droite) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2071 188 €

COUSSINS D'ASSISE

TRU COMFORT 2 SPP
TC2SPP_____

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçu pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur.

Hauteur coussin : 11.5 cm | Poids coussin : 1.81 Kg | Poids max utilisateur : 207 Kg



POINTS FORTS
-Confort
-Stabilité
-Contrôle postural



POUCES		LARGEUR								
		14	15	16	17	18	19	20	21	22
PROFONDEUR	CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56
	15	38	□		□	□				
	16	41	□	□		□		□		
	17	43		□	□			□		
	18	46	□	□	□	□	□	□	□	□
	19	48				□	□	□	□	□
	20	51		□	□	□	□	□	□	□
	21	53			□		□			
	22	56			□		□		□	□
24	61								□	

SOLUTION SPP
SOLSPP_____

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque.

Hauteur coussin : 7.6cm | Poids coussin : 2.45Kg | Poids max utilisateur : 225 Kg



POINTS FORTS
-Protection cutanée
-Insert gel bi-cellulaire
-Mobilité
-Confort



POUCES		LARGEUR						
		14	15	16	17	18	19	20
PROFONDEUR	CM	36	38	41	43	46	48	51
	14	36	□					
	15	38						
	16	41		□	□	□		□
	17	43			□			
	18	46	□	□		□	□	□
	19	48			□		□	□
	20	51		□		□	□	□
	21	53						
22	56					□	□	
24	61							


GLACIAL
GLSP_____

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps

Hauteur coussin : 6,4 cm | Poids coussin : 1.15 Kg | Poids max utilisateur : 181 Kg



POINTS FORTS
-Décharge sacrée
-Gel carrelé
-Léger profil



POUCES		LARGEUR								
		14	15	16	17	18	19	20	21	22
PROFONDEUR	CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56
	14	36	□							
	15	38								
	16	41	□		□			□		
	17	43		□		□		□		
	18	46	□		□		□	□	□	□
	19	48				□		□		□
	20	51				□	□		□	□
	21	53								
22	56					□		□		

COUSSINS D'ASSISE (suite)

ESSENCE 200 €

ESSPP__


Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscosc. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

Hauteur coussin : 8,9 cm | Poids coussin : 1.6 - 2,3 Kg | Poids max utilisateur : 227 Kg



POINTS FORTS

- Modularité
- Mobilité
- Stabilité



		Largeur					
		POUCES	15	16	17	18	19
PROFONDEUR	CM	38	41	43	46	48	51
	16	41	□	□	□	□	□
	17	43	□	□	□	□	□
	18	46	□	□	□	□	□
	19	48	□	□	□	□	□
	20	51	□	□	□	□	□

ELEMENTS DE FORME A INSERER

Biseau anti effet hamac Choix de la taille: Taille 1: 505 x 405 x 25 (mm) SAP4101 49 €
 Taille 2: 505 x 405 x 50 (mm) SAP4151

Le biseau Anti Effet hamac s'installe sur le siège du fauteuil roulant ou dans le coussin d'assise, cet élément est utilisé pour contrer l'effet hamac. En transformant l'assise en surface plane, il aide à rétablir l'équilibre du bassin. Existe en 25 et 40mm



Biseau crural Choix de la taille: Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 28 €
 Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251

Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.



Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301 60 €

Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.



Butée d'abduction Choix de la taille: Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 45 €
 Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406

La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.



Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601 39 €

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.



Appui pelvien , la paire SAP4801 70 €

Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles

[Fiche de mesure coussins](#)

Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____

DOSSIER

CHOIX DU DOSSIER

ⓘ Version **AL SERIE**, coque avec découpe supérieure du dossier permettant de libérer les épaules.

ADI AL SERIE CONTOUR ACTIVE

Galbe de 6,3cm, compatible cale tronc.



		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)				
		27	29	31	33	
Hauteur +6,5cm de coussin	POUCES	15	16	17	18	
	CM	38,1	40,6	43,2	45,7	
	MEDIUM	13	33,0	□	□	□
	STANDARD	16	40,6	□	□	□
	TALL	18	45,7	□	□	□
EXTRA TALL	20	50,8	□	□	□	

Cale tronc escamotable 4"x6" (10cm x 15cm) l'unité. **Quantité:** _____ ADI-LATADJSWXLG 220 €

CHOIX DU DOSSIER (suite)

ADI AL SERIE CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm



			Largeur							
			Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		27	29	31	33	35	37
			POUCES		15	16	17	18	19	20
Hauteur +6,5cm de coussin	CM		38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8		
	MEDIUM	13	33,0	<input type="checkbox"/>						
	STANDARD	16	40,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	TALL	18	45,7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	EXTRA TALL	20	50,8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP

Galbe de 15cm



			Largeur						
			Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		29	31	33	35	37
			POUCES		16	17	18	19	20
Hauteur +6,5cm de coussin	CM		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8		
	STANDARD	16	40,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	TALL	18	45,72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	EXTRA TALL	20	50,8	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Version **AL FLAT TOP**, coque avec coupe supérieure du dossier droite permettant de soutenir les épaules.

ADI AL FLAT TOP CONTOUR ACTIVE

Galbe de 6,3cm, compatible cale tronc.



			Largeur				
			Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		29	31	33
			POUCES		16	17	18
Hauteur +6,5cm de coussin	CM		40,64	43,18	45,72		
	STANDARD	16	40,64	<input type="checkbox"/>			
	TALL	18	45,72		<input type="checkbox"/>		
	EXTRA TALL	20	50,8		<input type="checkbox"/>		

Cale tronc escamotable 4"x6" (10cm x 15cm) l'unité. **Quantité:** _____ ADI-LATADJSWXLG 110 €

ADI AL FLAT TOP CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm



			Largeur							
			Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		27	29	31	33	35	37
			POUCES		15	16	17	18	19	20
Hauteur +6,5cm de coussin	CM		38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8		
	STANDARD	16	40,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	TALL	18	45,72		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	EXTRA TALL	20	50,8			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible octobre 2024)






Galbe de 15cm




			Largeur						
			Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		29	31	33	35	37
			POUCES		16	17	18	19	20
Hauteur +6,5cm de coussin	CM		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8		
	STANDARD	16	40,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	TALL	18	45,72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	EXTRA TALL	20	50,8			<input type="checkbox"/>			

Fixations du dossier

Obligatoire	<input type="checkbox"/> BR1114 4 Points (30° d'inclinaison) Hauteur dossier Standard	<input type="checkbox"/> BR1114T 4 Points (30° d'inclinaison) Hauteur dossier TALL / EXTRA TALL	<input checked="" type="checkbox"/> BR1102 - Quick Release 2 Points (20° d'inclinaison) Facilement démontables d'une seule main. Ajustables en angle, largeur et profondeur.	<input type="checkbox"/> BR6006 Kit pour transport Fix. 4 points	<input type="checkbox"/> BR6005 Kit pour transport Quick Release

APPUI-TETE																																							
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Essentiel <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>	 FAS4011	63 €																																				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>	 FAS4012	155 €																																				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>	 FAS4010	155 €																																				
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête entre canne de dossier, largeur d'assise: <i>Pour fixation indépendante à la coque de dossier</i>	<input type="checkbox"/> jusqu'à 42cm <input type="checkbox"/> à partir de 42cm	ST-OBCASMS-Q 220 € ST-OBCASMM-Q 220 €																																				
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS <i>(si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_Q")</i>		440 €																																				
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Taille L <i>(incompatible swing away)</i> L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €																																				
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS <i>(si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_Q")</i>		T.L 586 € ou T.XL 621 €																																				
<input type="checkbox"/>	Taille L <i>(incompatible swing away)</i> A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Taille XL <i>(incompatible swing away)</i> A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €																																				
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONNING SERIES <i>(si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_Q")</i>		430 €																																				
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €																																				
<input type="checkbox"/>	COMBO <i>(si fixation indépendante de la coque de dossier, choisir option "ST-OBCASM_Q")</i>		570 €																																				
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200																																						
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €																																				
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i> Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public Réf: _____ Prix de l'ensemble: _____ €	Fiche mesure appui tête																																					
AIDE A LA POSTURE																																							
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAD</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>14</td> <td>4.5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>19</td> <td>6.3</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>24</td> <td>7</td> <td>5.7</td> </tr> </tbody> </table>	PAD	A	B	C	S	14	4.5	3	M	19	6.3	4.5	L	24	7	5.7	IFPB5112-IFPB6213-IFPB6214 																				
PAD	A	B	C																																				
S	14	4.5	3																																				
M	19	6.3	4.5																																				
L	24	7	5.7																																				
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L		IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244 35 €																																				
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1103 145 € 
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															

AIDE A LA POSTURE (suite)

<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	145 €																																			
	Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9	
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																														
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																														
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																														
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																														

<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €															
	Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6	
cm	A	B	C															
S	48	20	5															
M	56	23	6															
L	63.5	28	6															

<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaules style H	IFHH5201 - IFHH5202 - IFHH5203 - IFHH5203	145 €																			
	Taille <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>7</td> <td>22</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>8</td> <td>31</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>10</td> <td>35</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>11</td> <td>41</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	XS	7	22	4	S	8	31	5	M	10	35	6	L	11	41	7	
	A	B	C																			
XS	7	22	4																			
S	8	31	5																			
M	10	35	6																			
L	11	41	7																			

REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS

<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe articulé Gauche & Droite SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3014	-
		FAS3015	-
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Gauche SIXI <i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>	FAS3052	-
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Droit SIXI <i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>	FAS3053	-

AUTRE OPTIONS

<input type="checkbox"/>	Pédale de franchissement d'obstacles	FAS6100	73 €
<input type="checkbox"/>	Housse supplémentaire Coolcore pour coussin d'assise		110 €
<input type="checkbox"/>	Housse incontinence Polyuréthane coussin d'assise (se place sous la housse Coolcore)		60 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse