



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 4 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-basculé dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier souple à 5 sangles réglables en tension
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
✓ SIXI QUATTRO	FMS3022/S	884,97 €	838,83 €	884,97 €
✓ Association code LPPR soit 884,97€				

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT
 9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 €

TAILLE D'ASSISE

		Quantité
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 40cm / Profondeur d'assise 42cm	FMS1125	
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 45cm / Profondeur d'assise 44cm	FMS1235	
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 50cm / Profondeur d'assise 44cm	FMS1335	

EQUIPEMENTS STANDARD

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000	-
✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes	FAS5072	-
<input type="checkbox"/> Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées	FAS5070	-
✓ Dossier ajustable en tension, 5 sangles de réglages, Réglable en hauteur	FAS6050	-
✓ Coussin standard	SAP50XX	-
✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar	FAS1070	-
✓ Repose-jambe articulé Gauche SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3014	-
✓ Repose-jambe articulé Droit SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3015	-




Options (livrées en plus de l'équipement standard)

COUSSIN D'ASSISE ET DOSSIER

		Quantité	
<input type="checkbox"/> Coussin visco plat classe II a 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise 38 à 45 cm - 69€ 1285690 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise supérieure à 45 - 81€ <i>Attention : TVA 20% - un seul coussin peut bénéficier d'une prise en charge</i>	SAP51XX		69 € Ou 81 €
<input type="checkbox"/> Coussin Equilibre II - <i>Attention : TVA 20%</i>	SAP80XX		311 €
<input type="checkbox"/> Cales tronc réglables avec fixation par velcro (paire)	SAP3603		134 €

ACCOUDOIRS

<input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2050		
<input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2051		
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté gauche (<i>incompatible gouttière gauche</i>) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2070		188 €
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté droit (<i>incompatible gouttière droite</i>) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2071		188 €

APPUI-TETE				
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Essentiel <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>		FAS4011	63 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>		FAS4012	155 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>		FAS4010	155 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i> Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public Réf: _____ Prix de l'ensemble: _____ € Fiche mesure appui tête			
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS				
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Gauche SIXI <i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>		FAS3052	107 €
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Droit SIXI <i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>		FAS3053	107 €
AUTRE OPTIONS				
<input type="checkbox"/>	Roues rayonnées à bandage avec frein tambour 22"		FAS5075	510 €
<input type="checkbox"/>	Pédale de franchissement d'obstacles		FAS6100	73 €
<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec levier basculeur, la paire		FAS6101	84 €
LIVRAISON DIFFEREE				
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____ € Fiche de mesure coussins			
	6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI ».			
<input type="checkbox"/>	Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std		838,47 €
<input type="checkbox"/>	Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full		1 050,00 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public Fiche mesure appui tête			

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)