



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

Fauteuil roulant manuel pliant évolutif, longueur compacte, ajustable en hauteur, largeur et profondeur.

- Châssis 6 roues
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm.
- Système d'assise brevetée
- Roues avant 6" et arrière 4" à bandage
- Roues centrales 22" à démontage rapide.
- Système anti-basculé dynamique
- Repose-jambes articulés 0°-90°
- Freins à pousser.
- Dossier souple à 5 sangles réglables en tension
- Dossier inclinable de 80° à 110°
- Coussin d'assise
- Largeur d'assise ajustable
- Poids maxi utilisateur 125kg.

BASE	REFERENCE	PP HT	PP TTC
✓ SIXI	FMS1019/S	1 143,13 €	1 206,00 €
✓ Association code LPPR soit 884,97€			LPPR: 884,97€

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société PRIDE MOBILITY PRODUCT
 9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76 €

TAILLE D'ASSISE

		Quantité
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 40cm / Profondeur d'assise 42cm	FMS1125	
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 45cm / Profondeur d'assise 44cm	FMS1235	
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 50cm / Profondeur d'assise 44cm	FMS1335	

EQUIPEMENTS STANDARD

✓ Roues avant 6" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5000	-
✓ Roues arrière 4" x 1-1/4" avec bandage noir	FAS5010	-
✓ Roues rayonnées 22" pneumatiques noirs, avec mains courantes	FAS5072	
<input type="checkbox"/> Roues radiales rayonnées 22", jantes alu noires, bandages noirs, mains courantes aluminium anodisées	FAS5070	
✓ Dossier ajustable en tension, 5 sangles de réglages, Réglable en hauteur	FAS6050	-
✓ Coussin standard	SAP50XX	-
✓ Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur, ajustables av/ar	FAS1070	-
✓ Repose-jambe articulé Gauche SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3014	-
✓ Repose-jambe articulé Droit SIXI avec appui mollet et talonnière réglage en angle 0° - 90°, palettes réglables en angle et largeur	FAS3015	-








Options (livrées en plus de l'équipement standard)

COUSSIN D'ASSISE ET DOSSIER

		Quantité	
<input type="checkbox"/> Coussin visco plat classe II a	SAP51XX		69 €
1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise 38 à 45 cm - 69€			
1285690 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES Taille d'assise supérieure à 45 - 81€			
<i>Attention : TVA 20% - un seul coussin peut bénéficier d'une prise en charge</i>			
<input type="checkbox"/> Coussin Equilibre II - Attention : TVA 20%	SAP80XX		311 €
<input type="checkbox"/> Cales tronc réglables avec fixation par velcro (paire)	SAP3603		134 €

ACCOUDOIRS

<input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Gauche Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2050		170 €
<input type="checkbox"/> Gouttière multi réglable. Droite Réglage en rotation, hauteur et profondeur - 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€	FAS2051		170 €
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté gauche (incompatible gouttière gauche) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2070		188 €
<input type="checkbox"/> Demi-tablette, côté droit (incompatible gouttière droite) 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAS2071		188 €

APPUI-TETE		Quantité	
<input type="checkbox"/> Appui-tête Essentiel <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>		FAS4011	63 €
<input type="checkbox"/> Appui-tête Contour <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>		FAS4012	155 €
<input type="checkbox"/> Appui-tête Original <i>9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE- (ancien code 4325302) : 63.41€</i>		FAS4010	155 €
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS			
<input type="checkbox"/> Repose-pied Gauche SIXI <i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>		FAS3052	107 €
<input type="checkbox"/> Repose-pied Droit SIXI <i>Supprime l'application du code lppr 9369617 - soit -105.76 €</i>		FAS3053	107 €
AUTRE OPTIONS			
<input type="checkbox"/> Roues rayonnées à bandage avec frein tambour 22"		FAS5075	510 €
<input type="checkbox"/> Pédales de franchissement d'obstacles		FAS6100	73 €
LIVRAISON DIFFEREE			
<input type="checkbox"/> Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles Fiche de mesure coussins 		Réf: _____ Tarif: _____ €	
6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI ».			
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std 		838,47 €
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full 		1 050,00 €
<input type="checkbox"/> Autres appui-tête:	Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessousla référence et le tarif public Fiche mesure appui tête 		

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:
