



Tonicross Basic



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS BASIC est fabriqué en 5 tailles en fonction de l'entrejambe de l'utilisateur.
 Version XL : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité.
 Nouveaux thèmes disponibles
 Roues à bâtons (T0/1/2), Roues à rayons (TJ/4)
 3 coloris au choix : jaune, bleu ou rouge.
 Guidon standard.

DIMENSIONS (cm)

Hauteur d'entrejambe	de 32 à 42	de 38 à 45	de 45 à 57	de 60 à 80	66 et plus
Référence	T0	T1	T2	TJ	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	20	35	50	60	90
Poids (kg)	11	12	13	18	20

* en remplacement de l'équipement standard

BASE

TONICROSS BASIC LPPR 631,17 € PP HT 598,27 € PP TTC 631,17 €
 9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€

KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE **Joindre fiche de mesure spécifique**

TAILLE

TONICROSS BASIC Taille 0 Roues à bâtons PP TTC 67 €
 Jaune - TBA0021 - Bleu - TBA00D6 - Rouge - TBA00F3 -
 TONICROSS BASIC Taille 1 Roues à bâtons - €
 Jaune - TBA1021 - Bleu - TBA10D6 - Rouge - TBA10F3 -
 TONICROSS BASIC Taille 2 Roues à bâtons - €
 Jaune - TBA2021 - Bleu - TBA20D6 - Rouge - TBA20F3 -
 TONICROSS BASIC Taille junior surbaissé. Roues à rayons. - €
 Jaune - TBAJ021 - Bleu - TBAJ0D6 - Rouge - TBAJ0F3 -
 TONICROSS BASIC Taille 4. Roues à rayons 67 €
 Jaune - TBA4021 - Bleu - TBA40D6 - Rouge - TBA40F3 -

KITS DE PERSONNALISATION REFERENCE PP TTC

COURSE (C) GUEPARD (G) PAPILLON (P) REQUIN (R) SPLASH (S)

Kit complet de personnalisation TAT01.0 84 €
 Plaque d'adhésifs décoratifs TAT01.1 10 €
 Flasques de roues arrière avec plaque de guidon TAT01.2 48 €
 Fanion TAT01.3 41 €

TRANSMISSION (1 seul choix possible) PP TTC

UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE : Pignon Fixe - €
 UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE : Roue libre avec frein supplémentaire TAT0090 86 €

OPTIONS DE TRANSMISSION PP TTC

Supplément montage à gauche de la poignée de frein TAT0020 27 €
 Frein enfant + frein parking (T0/1/2) * TAT0022 45 €
 Frein V Brake + frein parking sur roue avant (TJr-4) * TAP0021 45 €

ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page PP TTC

Appui dos avec dossière Taille 0,1,2 (TAT0040) Taille Jr et 4 (TAT0041) 204 €
 Double appui dos avec dossière Taille 0,1,2 (TAT0042) Taille Jr et 4 (TAT0043) 302 €
 Sabots réglables en largeur (paire) Taille 0,1 (TAT0051) Taille 2 (TAT0052) Taille Jr et 4 (TAT0053) 196 €
 Sabots réglables en largeur (paire) *Compatible uniquement avec un tricycle taille 4* TAT0054 206 €
 Cales pieds avec sangles TAP0055 29 €
 Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) T0/1 (TAT0061) T2 (TAT0062) TJr/4 (TAT0063) 166 €
 (nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)


GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/> Guidon cadre *	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0071) <input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0072)	100 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/> Réglage de la selle antéro-postérieur	TAT0032	108 €
PANIER		PP TTC
<input type="checkbox"/> Panier avant	TAT0011	51 €
ACCESSOIRES DIVERS		PP TTC
<input type="checkbox"/> Largeur XL (T4 UNIQUEMENT)	TBA4521	60 €
<input type="checkbox"/> Eclairage LED AV/AR sur piles	TAT0015	45 €
<input type="checkbox"/> Butées directionnelles	TAT0017	75 €
<input type="checkbox"/> Ressort de rappel (incompatible avec les garde-boue)	TAT0019	45 €
<input type="checkbox"/> Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064	205 €
<input type="checkbox"/> Canne à pousser (T0/1/2/Jr)	TAT0074	112 €
<input type="checkbox"/> Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine	TAT0025	17 €
<input type="checkbox"/> Rétroviseur, unitaire	TACSP220	50 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



Caractéristiques dimensionnelles (cm)

TONICROSS

L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (P1).

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	61	61	67	67	77
Y	59	65	65	72	72	82
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR						
hors tout	94	115	126	140	160	160

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A - Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B - Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C - Course de réglage de la selle	9	7	12	18	24	24

* La mise en place du support d'appui-dos rallonge les cotes A de 5 cm

TONICROSS PLUS plié

	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence

