



Tonicross City



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS CITY est notre gamme de tricycles de rééducation, surbaissée pour une installation et une utilisation confortable. Extrêmement maniable et résistant (châssis garanti 5 ans), il dispose en série* de garde-boues ; ainsi que d'une selle confort avec panier arrière large et d'un guidon standard (pour la version adulte), d'une selle large avec panier arrière d'un guidon standard (pour la version Junior).

Versions XL/XP : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, Version XP : pour utilisateurs jusqu'à 135kg

Le TONICROSS CITY existe en 3 couleurs de cadre

* en remplacement de l'équipement standard

TAILLES		
Hauteur d'entrejambes en cm	de 56 à 80	de 66 à 90
Références	JUNIOR	ADULTE/XP

BASE	LPPR	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> TONICROSS CITY 9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€	631,17 €	867,30 €	915,00 €
<input type="checkbox"/> KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE			

Joindre fiche de mesure spécifique

TAILLE	REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY JUNIOR	<input type="checkbox"/> Onyx - TYJ30ON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYJ30JA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYJ30QU -	- €
<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY ADULTE <input type="checkbox"/> Largeur XL (pour City Adulte uniquement)	<input type="checkbox"/> Onyx - TYA40ON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYA40JA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYA40QU TBA4521	106 € 60 €
<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY ADULTE XP	<input type="checkbox"/> Onyx - TYAXPON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYAXPJA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYAXPQL	324 €

COULEURS

REFERENCE

PP TTC

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		
ON Noir Onyx	JA Jaspe Cuivre	QU Gris Quartz

TRANSMISSION (1 seul choix possible)

PP TTC

UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE		PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Pignon Fixe		- €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)	TAP0097	379 €
UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE		PP TTC
<input type="checkbox"/> Roue libre avec frein supplémentaire	TAT0090	86 €
<input type="checkbox"/> Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)	TAT0091	227 €
<input type="checkbox"/> Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAT0092	221 €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAT0093	284 €
<input type="checkbox"/> Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAL0106	444 €
OPTIONS DE TRANSMISSION		PP TTC
<input type="checkbox"/> Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4)	TAP0020	166 €
<input type="checkbox"/> Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106)	TAP0096	249 €
<i>Incompatible avec le City Adulte XP</i>		
<input type="checkbox"/> Supplément montage à gauche de la poignée de frein	TAT0020	27 €
<input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant (compatible toute version) *	TAP0021	45 €

ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/>	Cales pieds avec sangles	TAP0055 29 €
<input type="checkbox"/>	Appui dos avec dossière	TAT0041 204 €
<input type="checkbox"/>	Double appui dos avec dossière	TAT0043 302 €
<input type="checkbox"/>	Appui ventral	TAT0047 233 €
<input type="checkbox"/>	Sabots réglables en largeur (paire)	TAT0053 196 €
<input type="checkbox"/>	Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement avec un tricycle taille adulte</i>	TAT0054 206 €
<input type="checkbox"/>	Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) <input type="checkbox"/> T0/1 (TAT0061) <input type="checkbox"/> T2 (TAT0063) (nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)	TAT0063 166 €
GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/>	Guidon cadre *	TAT0072 100 €
<input type="checkbox"/>	Guidon papillon *	TAP0074 107 €
<input type="checkbox"/>	Guidon corne de bœuf T3/Jr/4 *	TAT0073 156 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/>	Réglage de la selle antéro-postérieur	TAT0032 137 €
<input type="checkbox"/>	Selle MONOCYCLE *	DAT0136 95 €
<input type="checkbox"/>	Selle Confort Gel à suspensions (T3/Jr/4uniquement) *	TACSP30 43 €
Panier avant		PP TTC
<input type="checkbox"/>	Panier avant	TAT0011 51 €
<input type="checkbox"/>	Panier arrière large (CITY JUNIOR uniquement) *	TAJ0019 49 €
<input type="checkbox"/>	Panier arrière en osier *	TAJ0020 140 €
ACCESSOIRES DIVERS		PP TTC
<input type="checkbox"/>	Supplément autre couleur	TAP010 192 €
<input type="checkbox"/>	Eclairage LED AV/AR sur piles	TAT0015 45 €
<input type="checkbox"/>	Butées directionnelles	TAT0017 75 €
<input type="checkbox"/>	Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064 205 €
<input type="checkbox"/>	Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine	TAT0025 17 €
<input type="checkbox"/>	Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *	TAC0080 53 €
<i>Incompatible avec l'option sabots</i>		
<input type="checkbox"/>	Rétroviseur, unitaire	TACSP220 50 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande


●Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.

●Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

●Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



Caractéristiques dimensionnelles (cm)

TONICROSS
L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	61	61	67	67	77
Y	59	65	65	72	72	82
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors tout	94	115	126	140	160	160

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A	33	40	43,5	59	67	67
B	10	10	12,5	15	15	15
C	9	7	12	18	24	24

A-Entre selle et pédale au point bas*
B-Longueur de la manivelle
C-Course de réglage de la selle

* La mise en place du support d'appui dos rallonge les cotés A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié

	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence