



# Tonicross Plus



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_  
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

## CARACTERISTIQUES

TONICROSS PLUS est la version de tricycle de rééducation pliable conçue pour vous apporter la solution du transport et du rangement. La simplicité, la rapidité du pliage et du démontage des roues permettent de le transporter dans un coffre de voiture et élargissent ses possibilités d'utilisation.

Panier arrière offert sur les TONICROSS PLUS JUNIOR et T4.  
 Version XL : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité.

## DIMENSIONS (cm)

	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 73	60 à 80	66 et plus
Hauteur entrejambes					
Référence	T1	T2	T3	TJ	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	60	95
Poids (kg)	12	13	17	18	20

\* en remplacement de l'équipement standard

BASE	LPPR	PP HT	PP TTC
------	------	-------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> TONICROSS PLUS	631,17 €	1 497,63 €	1 580,00 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€			

KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE **Joindre fiche de mesure spécifique**

TAILLE	PP TTC
--------	--------

<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T1	TPU10..(..référence couleur)	67 €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T2	TPU20..	- €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T3	TPU30..	- €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS JUNIOR (SURBAISSE avec panier arrière offert)	TPUJ0..	145 €
<input type="checkbox"/> TONICROSS PLUS T4 (SURBAISSE avec panier arrière offert)	TPU40..	145 €

COULEURS	REFERENCE	PP TTC
----------	-----------	--------

couleur du cadre      couleur de la fourche et de la déco

Légende

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KITS DE PERSONNALISATION		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> COURSE (C)	<input type="checkbox"/> GUEPARD (G)	<input type="checkbox"/> PAPILLON (P)	<input type="checkbox"/> REQUIN (R)
<input type="checkbox"/> SPLASH (S)			
			
<input type="checkbox"/> Kit complet de personnalisation		TAT01.0	84 €
<input type="checkbox"/> Planche d'adhésifs décoratifs		TAT01.1	10 €
<input type="checkbox"/> Flasques de roues arrière avec plaque de guidon		TAT01.2	48 €
<input type="checkbox"/> Fanion		TAT01.3	41 €
			
TRANSMISSION (1 seul choix possible)			PP TTC
UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE			
<input checked="" type="checkbox"/> Pignon Fixe			- €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)		TAP0097	379 €
UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE			
<input type="checkbox"/> Roue libre avec frein supplémentaire		TAT0090	86 €
<input type="checkbox"/> Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)		TAT0091	227 €
<input type="checkbox"/> Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAT0092	221 €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAT0093	284 €
<input type="checkbox"/> Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAL0106	444 €
OPTIONS DE TRANSMISSION			PP TTC
<input type="checkbox"/> Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4)		TAP0020	166 €
<input type="checkbox"/> Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106)		TAP0096	249 €
<i>Uniquement pour TONICROSS PLUS T4</i>			
<input type="checkbox"/> Supplément montage à gauche de la poignée de frein		TAT0020	27 €
<input type="checkbox"/> Frein enfant + frein parking (T0/1/2) *		TAT0022	45 €
<input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant (TJr-4) *		TAP0021	45 €
ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page			PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Cales pieds avec sangles		TAP0055	-
<input type="checkbox"/> Appui dos avec dossière	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0040)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0041)	204 €
<input type="checkbox"/> Double appui dos avec dossière	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0042)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0043)	302 €
<input type="checkbox"/> Appui ventral		TAT0047	233 €
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire)	<input type="checkbox"/> Taille 0,1 (TAT0051)	<input type="checkbox"/> Taille 2 (TAT0052)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0053)
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement avec un tricycle taille 4</i>		TAT0054	196 €
<input type="checkbox"/> Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire)	<input type="checkbox"/> T0/1 (TAT0061)	<input type="checkbox"/> T2 (TAT0062)	<input type="checkbox"/> TJr/4 (TAT0063)
(nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)			206 €
			166 €
GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page			PP TTC
<input type="checkbox"/> Guidon cadre *	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAT0071)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAT0072)	100 €
<input type="checkbox"/> Guidon papillon *	<input type="checkbox"/> Taille 0,1,2 (TAP0076)	<input type="checkbox"/> Taille Jr et 4 (TAP0074)	107 €
<input type="checkbox"/> Guidon corne de bœuf T3/Jr/4 *		TAT0073	156 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page			PP TTC
<input type="checkbox"/> Réglage de la selle antéro-postérieur		TAT0032	137 €
<input type="checkbox"/> Selle MONOCYCLE *		DAT0136	95 €
<input type="checkbox"/> Selle large (en série sur T3/Jr/4) *		TAT0031	28 €
<input type="checkbox"/> Selle Confort Gel à suspensions (T3/Jr/4uniquement) *		TACSP30	43 €
ACCESSOIRES DIVERS			PP TTC

<input type="checkbox"/>	Panier avant	TAT0011	51 €
<input type="checkbox"/>	Largeur XL (T4 UNIQUEMENT)	TBA4521	60 €
<input type="checkbox"/>	Supplément autre couleur	TAP010	192 €
<input type="checkbox"/>	Eclairage LED AV/AR sur piles	TAT0015	45 €
<input type="checkbox"/>	Butées directionnelles	TAT0017	75 €
<input type="checkbox"/>	Ressort de rappel (incompatible avec les garde-boue)	TAT0019	45 €
<input type="checkbox"/>	Gardes boue avec support AV/AR	TAP016	198 €
<input type="checkbox"/>	Système anti-équiu (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064	205 €
<input type="checkbox"/>	Canne à pousser (T0/1/2/Jr)	TAT0074	112 €
<input type="checkbox"/>	Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine	TAT0025	17 €
<input type="checkbox"/>	Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *	TAC0080	53 €

*Incompatible avec l'option sabots*

ACCESSOIRES DIVERS (suite)			PP TTC
<input type="checkbox"/>	HOME TRAINER	TACSP220	639 €
<input type="checkbox"/>	Rétroviseur, unitaire	TACSP220	50 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

**Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement**

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire



**Caractéristiques dimensionnelles (cm)**

TONICROSS

L'incombement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y)

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	61	61	67	67	77
Y	59	65	65	72	72	82
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors tout	94	115	126	140	160	160

  

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A - Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B - Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C - Course de réglage de la selle	9	7	12	18	24	24

\* La mise en place du support d'appui des réglages les cotés A et B

TONICROSS PLUS plié





	T1	T2	T3	T4	XL
<b>Longueur</b>	65	65	65	70	70
<b>Largeur</b>	50	50	60	60	70
<b>Hauteur*</b>	50	50	60	65	65

\* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence

