



WEELY DYSTONIQUE

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°. Longueur compacte et largeur réglable de -3 à +4.
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13 cm, activation par levier par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140 kg

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
------	-----------	------	-------	--------

<input checked="" type="checkbox"/>	WEELY DYSTONIQUE	WEELY / FMW8021	948,38 €	2 247,35 €	2 370,95 €
-------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-------------------

Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz

Montant total association code LPPR 948,38€

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

- Assise de positionnement Stealth standard [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std](#) Selon fdm
- Assise de positionnement Stealth Full [Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full](#) Selon fdm

COLORIS

- Blanc -
- Noir et Rouge -

TAILLE D'ASSISE

- 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) FMW6039 -
- 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) FMW6044 -
- 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) FMW6049 -
- 55 cm (réglable de 52 à 59 cm) livré sans coussin d'assise FMW6055 1 646 €

Suppression du code 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€









- Profondeur: 41 43 46 48 49 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire

COUSSINS D'ASSISE

- Coussin standard Galbé SAP50XX -
- Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard) SAP51XX Supplément de 34,10 €
Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€
- Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard) SAP51XX Supplément de 34,10 €
Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€
- Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard) SAP51XX Supplément de 46,10 €
Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€
- Coussin Equilibre II (en remplacement du coussin standard) 184 €
- TruComfort 2 SPP TC2SPP 390 €
- Solution SPP Coolcore SOLSPP 390 €
- Essence SPP Coolcore ESSSPP 390 €
- Spectrum Gel SPP Coolcore SPCGSPP 390 €
- Glacial SP Coolcore GLSP 390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

- Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles [Fiche de mesure coussins](#)
- Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____ €

DOSSIER			
<input checked="" type="checkbox"/>	Technologie verin dynamique	FAW1086	
	Niveau de résistance: <input type="checkbox"/> Souple <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Dur (Obligatoire) - Pour des précisions, veuillez contacter votre conseiller secteur.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Symbiose	FAW6050	-
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide dartex OFFERT	FAW6055	-
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide nid d'abeilles	FAW6056	-
ACCOUDOIRS			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW2020	-
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2050	170 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2051	170 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2030	119,39 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2031	119,39 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles	FAW2080	199 €
ROUES CENTRALES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Paire de freins levier long	FAW1042	-
<input type="checkbox"/>	Paire de freins levier court	FAW1043	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues rayonnées 22"	FAW1035	-
<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège pré-réglée à 45cm	FAW5075	510 €
<input type="checkbox"/>	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages	FAW1038	649 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Essentiel	FAW4011	-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour	FAW4012	76 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T	99 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original	FAW4010	95 €
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS		440 €
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS		
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille XL (<i>incompatible swing away</i>) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONNING SERIES		430 €
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	COMBO		570 €
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		
		Fiche mesure appui tête 	

REPOSE-JAMBES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Gauche Ergonomique déverouillé	FAW1020 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Droit Ergonomique déverouillé	FAW1021 -
<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	FAW1024 175 €
ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/>	Tablette amovible <i>9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€</i>	FAW7010 199 €
<input type="checkbox"/>	Support porte sérum	FAW7011 225 €
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	FAW6040 133 €
<input type="checkbox"/>	Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation velcro)	SAP3603 134 €
<input type="checkbox"/>	Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation par outil)	SAP3601 134 €
<input type="checkbox"/>	Cales-tronc réglables pour Dossier rigide, la paire (fixation par outil)	SAP3608 230 €
<input type="checkbox"/>	Suppression des bagues élastomères sur les 4 roues directionnelles	FAW7012 270 €

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire