



# WEELY DYSTONIQUE

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_  
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

## CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°. Longueur compacte et largeur réglable de -3 à +4.
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13 cm, activation par levier par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140 kg

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
------	-----------	------	-------	--------

<input checked="" type="checkbox"/>	WEELY DYSTONIQUE	WEELY / FMW8021	<b>948,38 €</b>	2 247,35 €	<b>2 370,95 €</b>
<b>Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant total association code LPPR 948,38€				

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€  
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€  
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€  
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

## ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

<input type="checkbox"/>	Assise de positionnement Stealth standard	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>		Selon fdm
<input type="checkbox"/>	Assise de positionnement Stealth Full	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>		Selon fdm

## COLORIS

<input type="checkbox"/>	Blanc	-
<input type="checkbox"/>	Noir et Rouge	-

## TAILLE D'ASSISE





<input type="checkbox"/>	39 cm (réglable de 36 à 43 cm)	FMW6039	-
<input type="checkbox"/>	44 cm (réglable de 41 à 48 cm)	FMW6044	-
<input type="checkbox"/>	49 cm (réglable de 46 à 53 cm)	FMW6049	-
<input type="checkbox"/>	55 cm (réglable de 52 à 59 cm) livré sans coussin d'assise	FMW6055	1 646 €
<i>Suppression du code 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Profondeur: <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire		

## COUSSINS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin standard Galbé	SAP50XX	-
<input type="checkbox"/>	Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>			
<input type="checkbox"/>	Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>			
<input type="checkbox"/>	Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 46,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€</i>			
<input type="checkbox"/>	Coussin Equilibre II (en remplacement du coussin standard)		184 €
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	<a href="#">Fiche de mesure coussins</a>	
Référence du coussin ou housse : _____		Tarif: _____	€

DOSSIER			
<input checked="" type="checkbox"/>	Technologie verin dynamique	FAW1086	
	Niveau de résistance: <input type="checkbox"/> Souple <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Dur ( <b>Obligatoire</b> )		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Symbiose	FAW6050	-
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide dartex OFFERT (en remplacement du dossier Symbiose)	FAW6055	89 €
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide nid d'abeilles OFFERT (en remplacement du dossier Symbiose)	FAW6056	89 €
ACCOUDOIRS			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW2020	-
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2050	170 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2051	170 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2030	119,39 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2031	119,39 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles	FAW2080	199 €
ROUES CENTRALES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Paire de freins levier long	FAW1042	-
<input type="checkbox"/>	Paire de freins levier court	FAW1043	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues rayonnées 22"	FAW1035	-
<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège pré-réglée à 45cm	FAW5075	510 €
<input type="checkbox"/>	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages	FAW1038	649 €
APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Essentiel	FAW4011	-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour	FAW4012	76 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T	99 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original	FAW4010	95 €
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS		440 €
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille L ( <i>incompatible swing away</i> ) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS		
<input type="checkbox"/>	Taille L ( <i>incompatible swing away</i> ) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille XL ( <i>incompatible swing away</i> ) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONNING SERIES		430 €
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	COMBO		570 €
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		
		<a href="#">Fiche mesure appui tête</a> 	

