



## WEELY ESSENTIEL

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Contact commercial + email et ligne directe : \_\_\_\_\_  
 Référence de commande : \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison : \_\_\_\_\_  
 Date de commande : \_\_\_\_\_  
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

### CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage ra
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activation par levier par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140kg

BASE	REFERENCE	LPPR	PP TTC
<input type="checkbox"/> <b>WEELY ESSENTIEL</b>	WEELY / FMW6016	<b>948,38 €</b>	<b>948,38 €</b>
Code lppr: 9169479 + 9369540 + 9369617 (x2) + 9369652 (x2)			
<input type="checkbox"/> <b>WEELY ESSENTIEL PLUS</b>		<b>1 187,16 €</b>	<b>1 187,16 €</b>
Configuration standard "weely essentiel" + Paire d' accoudoirs gouttière confort mousse avec appui pelvien FAW2030 & FAW2031 Code lppr: 9169479 + 9369540 + 9369617 (x2) + 9369652 (x2) + 9369563 (x2)			
<input type="checkbox"/> <b>WEELY ESSENTIEL PLUS by Stealth</b>		<b>1 955,83 €</b>	<b>1 955,83 €</b>
Configuration standard "weely essentiel plus" + dossier postural avec cale tronc + coussin de positionnement Code lppr: 9169479 + 9369540 + 9369617 (x2) + 9369563 (x2) + 6284731 <b>Voir fiche dédiée</b>			

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€  
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€  
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€  
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€  
 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€  
 6284731 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODULAIRE ET EVOLUTIF TOUT MODELE ET ADJONCTIONS: 838,47€

### ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std</a>	Selon fdm
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	<a href="#">Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full</a>	Selon fdm

### COLORIS

<input type="checkbox"/> Blanc	-
<input type="checkbox"/> Noir et Rouge	-

### TAILLE D'ASSISE












<input type="checkbox"/> 39 cm (réglable de 36 à 43 cm)	FMW6039	-
<input type="checkbox"/> 44 cm (réglable de 41 à 48 cm)	FMW6044	-
<input type="checkbox"/> 49 cm (réglable de 46 à 53 cm)	FMW6049	-
<input type="checkbox"/> 55 cm (réglable de 52 à 59 cm)	FMW6055	1 646 €

*Livraison sans coussin d'assise et sans surpalette centrale*

✓ Profondeur:  41  43  46  48  49  51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire

### COUSSINS D'ASSISE

✓ Coussin standard Galbé	SAP50XX	-
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 46,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€</i>		

<b>COUSSINS D'ASSISE (suite)</b>		
<input type="checkbox"/>	TruComfort 2 SPP	TC2SPP 390 €
<input type="checkbox"/>	Solution SPP Coolcore	SOLSPP 390 €
<input type="checkbox"/>	Essence SPP Coolcore	ESSSPP 390 €
<input type="checkbox"/>	Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP 390 €
<input type="checkbox"/>	Glacial SP Coolcore	GLSP 390 €
La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. <u>Attention</u> , vérifiez en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné		
<input type="checkbox"/>	Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	<a href="#">Fiche de mesure coussins</a> 
	Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____ €
<b>DOSSIER</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier Symbiose	FAW6050 -
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide dartex	FAW6055 -
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide nid d'abeilles	FAW6056 -
<b>ACCOUDOIRS</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW2020 -
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2050 170 € <i>Si essentiel plus +50€</i>
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2051 170 € <i>Si essentiel plus +50€</i>
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2030 119,39 € <i>Inclus essentiel plus</i>
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2031 119,39 € <i>Inclus essentiel plus</i>
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles	FAW2080 199 €
<b>ROUES CENTRALES</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Paire de freins levier long	FAW1042 -
<input type="checkbox"/>	Paire de freins levier court	FAW1043 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues rayonnées 22'	FAW1035 -
<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège préréglée à 45cm	FAW5075 510 €
<input type="checkbox"/>	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages	FAW1038 649 €
<b>APPUI-TÊTE</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Essentiel	FAW4011 -
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour	FAW4012 76 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T 99 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original	FAW4010 95 €
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS	440 €
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille L ( <i>incompatible swing away</i> ) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS	
<input type="checkbox"/>	Taille L ( <i>incompatible swing away</i> ) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200	 <b>Adjustable Head Positioning</b>  <b>T.L</b> 585 €
<input type="checkbox"/>	Taille XL ( <i>incompatible swing away</i> ) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200	 <b>Adjustable Head Positioning</b>  <b>T.XL</b> 621 €
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONING SERIES	430 €
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200	 <b>Contours to the Head</b>  <b>Flexible</b>
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €

APPUI-TÊTE (suite)		
<input type="checkbox"/> COMBO	<input type="checkbox"/> Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200  <input type="checkbox"/> Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200	570 €
<input type="checkbox"/> Support d'appui tête <b>escamotable</b> "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/> Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public <a href="#">Fiche mesure appui tête</a>		
REPOSE-JAMBES		
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014	-
<input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015	-
<input type="checkbox"/> Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020	99 €
<input type="checkbox"/> Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021	99 €
<input type="checkbox"/> Repose-pied Gauche Essentiel <i>(Supprime LPPR: 9369617)</i>	FAW3052	-105,76 €
<input type="checkbox"/> Repose-pied Droit Essentiel <i>(Supprime LPPR: 9369617)</i>	FAW3053	-105,76 €
<input type="checkbox"/> Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020	30 €
<input type="checkbox"/> Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085	-
<input type="checkbox"/> Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024	175 €
ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/> Tablette amovible <i>9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€</i>	FAW7010	199 €
<input type="checkbox"/> Support porte sérum	FAW7011	225 €
<input type="checkbox"/> Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur <i>Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)</i>	FAW6010	99 €
<input type="checkbox"/> Dossier Dynamique <i>Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz</i>	FAW1086	<b>voir version dystonique</b>
<input type="checkbox"/> Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique ( <b>Délai nous consulter</b> )	FAW1160	1 275 €
<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique ( <b>Délai nous consulter</b> )	FAW1019	875 €
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction	FAW6040	146 €
<input type="checkbox"/> Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation velcro)	SAP3603	134 €
<input type="checkbox"/> Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation par outil)	SAP3601	230 €
<input type="checkbox"/> Cales-tronc réglables pour Dossier rigide, la paire (fixation par outil)	SAP3608	270 €

#### Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

#### COMMENTAIRES:

#### Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire