



WEELY ESSENTIEL by STEALTH

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°.
- **Chassis basculant pour aide au repositionnement +17°**
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activation par levier par la tierce personne
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140kg
- **Dossier postural réglage en tension asymétrique**
- **Cale tronc D & G ajustables**
- **Accoudoirs réglables en hauteur avec gouttière mousse**
- **Coussin postural TRUCONFORT ou SOLUTION**
- **Ceinture 2 pts stealth**

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
✓ WEELY ESSENTIEL PLUS by STEALTH	WEELY / FMW6016 // FAW2030 & FAW2031	1 955,83 €	1 853,87 €	1 955,83 €
✓ Montant total association code LPPR 1955,83€				

- 9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
- 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
- 6284731 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODULAIRE ET EVOLUTIF TOUT MODELE ET ADJONCTIONS: 838,47€
- 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUITIERE D/G : 119.39€
- 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€

COLORIS

- Blanc -
- Noir et Rouge -

TAILLE D'ASSISE

- 39 cm (réglable de 36 à 43 cm) FMW6039 -
- 44 cm (réglable de 41 à 48 cm) FMW6044 -
- 49 cm (réglable de 46 à 53 cm) FMW6049 -
- ✓ Profondeur: 41 43 46 48 49 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire


COUSSINS D'ASSISE

- TRU COMFORT 2 SPP TC2SPP____
- Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important, et une limitation du risque de glissement. La partie avant est conçu pour optimiser la charge crurale et favoriser le maintien postural La base est recouverte d'une couche de viscoélastique pour apporter une protection cutanée et une sensation agréable à l'utilisateur.

Hauteur coussin : 11.5 cm | Poids coussin : 1.81 Kg | Poids max utilisateur : 207 Kg



POINTS FORTS
 -Confort
 -Stabilité
 -Contrôle postural



POUCES		LARGEUR									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PROFONDEUR	CM	36	38	41	43	46	48	51	53	56	
	15	38	□	□	□	□	□	□	□	□	
	16	41	□	□	□	□	□	□	□	□	
	17	43	□	□	□	□	□	□	□	□	
	18	46	□	□	□	□	□	□	□	□	
	19	48	□	□	□	□	□	□	□	□	
	20	51	□	□	□	□	□	□	□	□	
	21	53	□	□	□	□	□	□	□	□	
	22	56	□	□	□	□	□	□	□	□	
	24	61	□	□	□	□	□	□	□	□	

COUSSINS D'ASSISE (suite)

SOLUTION SPP
SOLSPP__

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque.

Hauteur coussin : 7.6cm | Poids coussin : 2.45Kg | Poids max utilisateur : 225 Kg



		LARGEUR						
POUCES	CM	14	15	16	17	18	19	20
		36	38	41	43	46	48	51
PROFONDEUR	14	36	□					
	15	38						
	16	41		□	□	□		□
	17	43			□			
	18	46	□	□		□	□	□
	19	48			□		□	□
	20	51		□		□	□	□
	21	53						
	22	56					□	□
	24	61						

GLACIAL
GLSP__

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum et accentue le soutien du coccyx. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau (efficace si risque de cisaillement). Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps

Hauteur coussin : 6,4 cm | Poids coussin : 1.15 Kg | Poids max utilisateur : 181 Kg



		LARGEUR									
POUCES	CM	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		36	38	41	43	46	48	51	53	56	
PROFONDEUR	14	36	□								
	15	38									
	16	41	□		□			□			
	17	43		□		□		□			
	18	46	□		□		□	□		□	
	19	48				□		□		□	
	20	51				□	□		□	□	
	21	53									
	22	56					□		□		

ESSENCE
ESSSP__

200 €

Ce coussin est composé d'une première base rigide en ABS sur laquelle les biseaux fessiers peuvent être mis en place puis une deuxième moulée de haute densité. Le profil modulable offre ainsi une correction latérale personnalisée. La cuvette ischiatique peut être accentuée pour limiter le glissement. Les éléments de formes déchargent la zone du sacrum. La couche supérieure est en viscosse. Une pochette avec fermeture éclair permettent le rangement d'un smartphone ou d'un portefeuille.

Hauteur coussin : 8,9 cm | Poids coussin : 1.6 - 2,3 Kg | Poids max utilisateur : 227 Kg



		Largeur					
POUCES	CM	15	16	17	18	19	20
		38	41	43	46	48	51
PROFONDEUR	16	41	□	□		□	□
	17	43					□
	18	46		□		□	□
	19	48					
	20	51				□	□

COUSSINS D'ASSISE (suite)

ELEMENTS DE FORME A INSERER

<input type="checkbox"/> Biseau crural	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201 <input type="checkbox"/> Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251		28 €
Le biseau crural s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise, l'alignement des fémurs et réduit le glissement du patient. Existe en 25 et 50mm. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.			
<input type="checkbox"/> Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm)		SAP4301	60 €
Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.			
<input type="checkbox"/> Butée d'abduction	Choix de la taille: <input type="checkbox"/> Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401 <input type="checkbox"/> Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406		45 €
La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.			
<input type="checkbox"/> Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm)		SAP4601	39 €
La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressions sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.			
<input type="checkbox"/> Appui pelvien, la paire		SAP4801	70 €
<input type="checkbox"/> Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins		
Référence du coussin ou housse : _____ Tarif: _____			

DOSSIER

- ✓ Dossier Symbiose FAW6050
 - ✓ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire SAP3600
- Le Dossier Symbiose, réglable en tension, offre un grand confort de maintien et répond également aux personnes présentant des courbures dorsales prononcées. Il est conçu avec un double jeu de 7 sangles réparties de part et d'autre de la ligne médiane. Les boucles de serrages à deux passants permettent un serrage efficace et stable. Il est garni d'un coussin de dossier en mousse HR, housé d'un tissu nid d'abeilles respirant. La partie inférieure du dossier est équipée d'une sangle plus large, ajustable en hauteur, favorisant le maintien de la zone sacro-lombaire nécessaire au redressement du tronc. Le Dossier Symbiose est équipé deux cales tronc rigides, réglables en hauteur, et en largeur, ils ont une possibilité d'extension pour un réglage supplémentaire en profondeur. Ils constituent de véritables accessoires de maintien, et/ou correctifs. Ils sont habillés d'une mousse viscoélastique, housés d'un tissu néoprène.



ⓘ Version **AL FLAT TOP**, coque avec coupe supérieure du dossier droite permettant de soutenir les épaules.

ADI AL SERIE CONTOUR DEEP

Galbe de 10cm



		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur					
		POUCES		27	29	31	33	35	37
		CM		38,1	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Hauteur +6,5cm de coussin	MEDIUM	13	33,0	<input type="checkbox"/>					
	STANDARD	16	40,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	TALL	18	45,7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	EXTRA TALL	20	50,8		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

ADI AL SERIE CONTOUR EXTRA DEEP

Galbe de 15cm



		Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)		Largeur				
		POUCES		29	31	33	35	37
		CM		40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Hauteur +6,5cm de coussin	STANDARD	16	40,64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	TALL	18	45,72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	EXTRA TALL	20	50,8	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOSSIER (suite)

ADI AL FLAT TOP CONTOUR EXTRA DEEP (disponible octobre 2024)

Galbe de 15cm



Hauteur +6,5cm de coussin	Largeur thoracique +/-1,5cm :(Cm)	Largeur					
		POUCES					
		29	31	33	35	37	
			16	17	18	19	20
		CM	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
STANDARD	16	40,64	<input type="checkbox"/>				
TALL	18	45,72	<input type="checkbox"/>				
EXTRA TALL	20	50,8	<input type="checkbox"/>				

AIDE A LA POSTURE


Ceinture de maintien 2 points

Taille S M L

PAD	A	B	C
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7


IFPB5112-IFPB6213-IFPB6214

93 €



Ceinture de maintien 4 points

Taille S M L



IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244

35 €

Harnais classique Textile dynamique Homme

Taille S M L

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9

IFPS1102-IFPS1103-IFPS1103

145 €




Harnais contour Textile dynamique Femme

Taille S M L

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9

IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104

145 €



Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique

Taille S M L

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	63.5	28	6

IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104

145 €



Harnais d'épaules style H

Taille S M L

	A	B	C
XS	7	22	4
S	8	31	5
M	10	35	6
L	11	41	7

IFHH5201 - IFHH5202 - IFHH5203 - IFHH5203

145 €



ACCODOIRS

Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche

FAW2030

-

Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit

FAW2031

-

Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche

FAW2050

50 €

Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit

FAW2051

50 €

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements Gauch

FAW2020

-119,39 €

Suppression du code 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements Droit

FAW2020

-119,39 €

Suppression du code 9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€

Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles

FAW2080

180 €

ROUES CENTRALES

Paire de freins levier long

FAW1042

-

Paire de freins levier court

FAW1043

-

Roues rayonnées 22"

FAW1035

-

Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour

FAW5075

510 €

avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège pré réglée à 45cm

Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages

FAW1038

649 €

APPUI-TÊTE

Appui-tête Essentiel

FAW4011

-

Appui-tête Contour

FAW4012

76 €

Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"


FAW4012T

99 €

Appui-tête Original

FAW4010

95 €

APPUI-TÊTE STEALTH		
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS	440 €
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS	T.L 586 € ou T.XL 621 €
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille XL (<i>incompatible swing away</i>) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONNING SERIES	430 €
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	COMBO	570 €
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public Fiche mesure appui tête 	
REPOSE-JAMBES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015 -
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020 91 €
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021  91 €
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Gauche Essentiel (<i>Supprime LPPR: 9369617</i>)	FAW3052 -105,76 €
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Droit Essentiel (<i>Supprime LPPR: 9369617</i>)	FAW3053 -105,76 €
<input type="checkbox"/>	Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020 22 €
<input type="checkbox"/>	Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085 -
<input type="checkbox"/>	Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024 159 €
ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/>	Tablette amovible <i>9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€</i>	FAW7010 199 €
<input type="checkbox"/>	Support porte sérum	FAW7011 225 €
<input type="checkbox"/>	Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur <i>Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)</i>	FAW6010 99 €
<input type="checkbox"/>	Dossier Dynamique	FAW1086 voir version dystonique
<input type="checkbox"/>	<i>Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz</i>	
<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique (Délai nous consulter)	FAW1160 1 275 €
<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019 875 €
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	FAW6040 146 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire