



WEELY ORIGINAL

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 35°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°. Longueur compacte et largeur réglable de -3 à +4.
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41cm à 51cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activation par levier par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140kg
- Couleur du châssis gris titane

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> WEELY ORIGINAL	WEELY / FMW2012	948,38 €	1 886,26 €	1 990,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Montant total association code LPPR 948,38€				

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std	Selon fdm
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	Selon fdm

TAILLE D'ASSISE

<input type="checkbox"/> 39 cm (réglable de 36 à 43 cm)	FAW1001	-
<input type="checkbox"/> 44 cm (réglable de 41 à 48 cm)	FAW1002	-
<input type="checkbox"/> 49 cm (réglable de 46 à 53 cm)	FAW1003	-
<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur: <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 <i>Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire</i>		

COUSSINS D'ASSISE

<input checked="" type="checkbox"/> Coussin standard Galbé	SAP50XX	-
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 46,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin Equilibre II (en remplacement du coussin standard)		184 €
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné













<input type="checkbox"/> Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€

DOSSIER

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier rigide en mousse visco-élastique		-
--	--	---

ACCOUDOIRS

<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW1070	-
<input type="checkbox"/> Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche	FAW1071	170 €
<i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>		
<input type="checkbox"/> Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit	FAW1071	170 €
<i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>		

ROUES AVANT ET ARRIERE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues 6" x 1-1/4" avec bandage	FAW1030	-
ROUES CENTRALES			
<input checked="" type="checkbox"/>	Paire de freins levier long	FAW1042	-
<input type="checkbox"/>	Paire de freins levier court	FAW1043	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues rayonnées 22"	FAW1035	-
<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège préréglée à 45cm	FAW5075	510 €
<input type="checkbox"/>	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages	FAW1038	649 €
APPUI-TÊTE STEALTH			
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête orientable multi-positions		-
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour	FAW4012	79 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T	99 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original	FAW4010	95 €
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS		440 €
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		86 €
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS		
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille XL (<i>incompatible swing away</i>) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200		T.L 586 € ou T.XL 621 €
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONNING SERIES		430 €
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200		Contours to the Head Flexible
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	COMBO		570 €
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200		
<input type="checkbox"/>	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200		Adjustable Lateral Support
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public		
		Fiche mesure appui tête 	
REPOSE-JAMBES			
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014	-
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021	-
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Gauche Essentiel (<i>Supprime LPPR: 9369617</i>)	FAW3052	-105,76 €
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Droit Essentiel (<i>Supprime LPPR: 9369617</i>)	FAW3053	-105,76 €
<input type="checkbox"/>	Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020	30 €
<input type="checkbox"/>	Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085	-
<input type="checkbox"/>	Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024	175 €
ACCESSOIRES			
<input type="checkbox"/>	Tablette amovible 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAW7010	199 €

