



WEELY PODAL

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 25°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°. Longueur compacte et largeur réglable de -3 à +4.
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41cm à 51cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm, activation par levier par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140kg

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
✓ WEELY	WEELY / FMW6016	948,38 €	1 658,77 €	1 750,00 €
✓ Montant total association code LPPR 948,38€				

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std		Selon fdm
<input type="checkbox"/> Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full		Selon fdm

COLORIS

<input type="checkbox"/> Blanc	-
<input type="checkbox"/> Noir et Rouge	-

TAILLE D'ASSISE

<input type="checkbox"/> 39 cm (réglable de 36 à 43 cm)	FMW6039	-
<input type="checkbox"/> 44 cm (réglable de 41 à 48 cm)	FMW6044	-
<input type="checkbox"/> 49 cm (réglable de 46 à 53 cm)	FMW6049	-
<input type="checkbox"/> 55 cm (réglable de 52 à 59 cm) livré sans coussin d'assise	FMW6055	1 646 €
<i>Suppression du code 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€</i>		
✓ Profondeur: <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire		

POSITONNEMENT D'ASSIE

✓ Proclive de 3° facilitant le déplacement Podal	-
✓ Hauteur d'assise sol / siège : <input checked="" type="checkbox"/> 37cm <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 43cm	-

COUSSINS D'ASSISE










✓ Coussin standard Galbé	SAP50XX	-
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 46,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€</i>		
<input type="checkbox"/> Coussin Equilibre II (en remplacement du coussin standard)		200 €
<input type="checkbox"/> TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
<input type="checkbox"/> Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
<input type="checkbox"/> Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €


La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné

<input type="checkbox"/> Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____ €	

DOSSIER

✓ Dossier Symbiose	FAW6050	-
<input type="checkbox"/> Dossier rigide dartex	FAW6055	-

DOSSIER (suite)		
<input type="checkbox"/>	Dossier rigide nid d'abeilles	FAW6056 -
ACCOUDOIRS		
<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW2020 -
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2050 170 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2051 170 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Gauche <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2030 119,39 €
<input type="checkbox"/>	Gouttière confort mousse avec appui pelvien, côté Droit <i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>	FAW2031 119,39 €
<input type="checkbox"/>	Accoudoirs avec protège-vêtements amovibles	FAW2080 199 €
ROUES AVANT ET ARRIERE		
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues 4" x 1-1/4" avec bandage	FAW5010 -
<input type="checkbox"/>	Roues 6" x 1-1/4" avec bandage (pour hauteur sol/siège de 46cm)	FAW5000 -
ROUES CENTRALES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Paire de freins levier long	FAW1042 -
<input type="checkbox"/>	Paire de freins levier court	FAW1043 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Roues rayonnées 20"x1 3/8" Bandages, jantes et mains courantes aluminium	FAW1034 -
<input type="checkbox"/>	Roues rayonnées 22"x1 3/8" Bandages, jantes et mains courantes aluminium	FAW1035 -
<input type="checkbox"/>	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège pré-réglée à 45cm	FAW5075 510 €
APPUI-TÊTE STEALTH		
<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Essentiel	FAW4011 -
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour	FAW4012 76 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T 99 €
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Original	FAW4010 95 €
<input type="checkbox"/>	CONFORT PLUS	440 €
<input type="checkbox"/>	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	86 €
<input type="checkbox"/>	AJUSTABLE CONFORT PLUS	
<input type="checkbox"/>	Taille L (<i>incompatible swing away</i>) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille XL (<i>incompatible swing away</i>) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	ALL POSITIONNING SERIES	430 €
<input type="checkbox"/>	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	COMBO	570 €
<input type="checkbox"/>	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200	
<input type="checkbox"/>	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"	85 €
<input type="checkbox"/>	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public	

[Fiche mesure appui tête](#) 

REPOSE-JAMBES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014 -
<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015 -
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020 99 €
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021 99 €
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Gauche Essentiel <i>(Supprime LPPR: 9369617)</i>	FAW3052 -105,76 €
<input type="checkbox"/>	Repose-pied Droit Essentiel <i>(Supprime LPPR: 9369617)</i>	FAW3053 -105,76 €
<input type="checkbox"/>	Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020 30 €
<input type="checkbox"/>	Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085 -
<input type="checkbox"/>	Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024 175 €
ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/>	Tablette amovible <i>9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€</i>	FAW7010 199 €
<input type="checkbox"/>	Support porte sérum	FAW7011 225 €
<input type="checkbox"/>	Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur <i>Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)</i>	FAW6010 99 €
<input type="checkbox"/>	Dossier Dynamique <i>Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz</i>	FAW1086 650 €
<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique (Délai nous consulter)	FAW1160 1 275 €
<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019 874,5
<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	FAW6040 146 €
<input type="checkbox"/>	Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose , la paire (fixation velcro)	SAP3603 134 €
<input type="checkbox"/>	Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation par outil)	SAP3601 230 €
<input type="checkbox"/>	Cales-tronc réglables pour Dossier rigide, la paire (fixation par outil)	SAP3608 270 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:

--

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire