






Pride Mobility France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45  Commande à transmettre par email Email : <a href="mailto:commande@quantum-rehab.fr">commande@quantum-rehab.fr</a>		Fauteuil roulant électrique d'intérieur et de voyage	Date et nom du distributeur :
		Prix public HT : 2561.90€ Prix public TTC : 2702.81€ LPPR : 2702.81€ Code LPP : 9178225	Référence :

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GO CHAIR</b>	GOCHAIREU1001	2702,81€	
Coloris standards	DGN163916 DGN163917 DGN163915	<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Rouge	- - -
Coloris en option	DGN163918 DGN163920 DGN168168	<input type="checkbox"/> Jaune <input type="checkbox"/> Rose <input type="checkbox"/> Orange	87 € 87 € 87 €
Coté de la commande	<input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		-
Assise : Largeur 46 cm x Profondeur 43 cm			
Dossier rabattable hauteur 35cm			
Accoudoirs relevables réglables en largeur et hauteur			
Siège pivotant à 180°			
Double compartiment de rangement sous assise			
Palette repose-pieds monobloc relevable			
Roues arrière motrices bandages 8"			
Roues avant pivotantes bandages 5"			
Batteries 18 Ah			
OPTIONS	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Bloc batteries supplémentaire 18Ah	BATLIQ1000 + ELE15864	329€	
<input type="checkbox"/> Sacoche de rangement sous accoudoir	DWR1020D010	49€	
<input type="checkbox"/> Porte gobelet	ACCASMB2288	22€	

### Démontage facile et rapide



Large palette monobloc