



PACK STEALTH - ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE KIDS

Pride Mobility Products France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45 Commande à transmettre par e-mail Email : commande@quantum-rehab.fr	Date de commande : Nom et cachet du distributeur : Référence de commande :
--	--

Assise modulaire et accessoires de positionnement livrés non montés

Code LPP : 6284731 – 838,47€ TTC

Désignation : Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions

Le pack « Assise modulaire et évolutive KIDS » est une proposition de solution de positionnement pour les enfants.

Il s'agit d'un récapitulatif de nos aides techniques à la posture disponibles en petite taille.

Le Diego Back Système bientôt disponible.....Bon de commande spécifique.

ASSISE MODULAIRE

Assise Modulaire Evolutive Kids
1038€

Comprend un coussin d'assise au choix, un dossier ADI, une paire de cales tronc fixes (uniquement dossier active), une butée lombaire.

En supplément :		
<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise supplémentaire Coolcore	110€
<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise anti-incontinence	60€
<input type="checkbox"/>	Housse de remplacement dossier ADI Coolcore	149€
<input type="checkbox"/>	Housses de coussin d'assise Tek ou Mesh	Sur devis
<input type="checkbox"/>	Bavette dossier Privacy Flap	179€
<input type="checkbox"/>	Cale tronc escamotable Droit <i>En remplacement des CT fixes</i>	110€
<input type="checkbox"/>	Cale tronc escamotable Gauche <i>En remplacement des CT fixes</i>	110€
<input type="checkbox"/>	Harnais Classic	
<input type="checkbox"/>	Harnais Classic Zipper	139€ 125€*
<input type="checkbox"/>	Harnais Contour	
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y straps	126€ 113€*
<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule Backpack	139€ 125€*
<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule Style H	
<input type="checkbox"/>	Ceinture thoracique Chest straps	94€ 85€*
<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne 2 points, avec pad simple boucle de serrage	91€ 82€*
<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne 2 points, avec pad double boucle de serrage	
<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne 4 points, verrouillage simple boucle de serrage	126€ 113€*
<input type="checkbox"/>	Ceinture pelvienne 4 points, verrouillage simple boucle, sangle secondaire ajustable	126€ 113€*
<i>Les appui-têtes ci-dessous sont des propositions de configurations. Les possibilités sont nombreuses. Pour un choix personnaliser veuillez-vous reporter au bon de commande spécifique appui tête</i>		
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Confort plus T.M	305€ 275€*
<input type="checkbox"/>	Appui-tête Posit séries T.M	280€ 252€*
TOTAL		

ETAPE 1 : CHOIX DU DOSSIER

Sans supplément

Supplément 60€

ALUMINIUM (ALBR) :

La rigidité du dossier Aluminium permet un maintien optimal de l'utilisateur en position assise. La découpe ergonomique libère la partie supérieure du dos et favorise ainsi la mobilité des membres supérieurs.

Les galbes **Active** et **Deep** stabilisent le haut du corps et libèrent latéralement l'utilisateur pour plus de mobilité. Il est possible d'associer au galbe actif des cales-tronc fixes ou escamotables afin de pouvoir répondre à des problématiques posturales particulières. Un réglage asymétrique est possible grâce aux lumières de réglage vertical et une correction importante pourra être réalisée.



Le galbe **Extra Deep** sera adapté aux patients nécessitant une correction et un maintien équivalent à droite et à gauche (petite possibilité d'ajustement sur la largeur thoracique). Il sera également utile pour absorber sur le long terme les contraintes latérales dues aux mouvements involontaires puissants.

Contour ACTIVE 2,5"								
Compatible cales-tronc			Pouces	10	11	12	13	14
			Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56
Hauteur			Largeur thoracique (cm)	17,8	20,3	22,9	25,4	27,3
Low	10"		25,4cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medium	13"		33,0 cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	16"		40,6 cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contour DEEP 4"								
			Pouces	10	11	12	13	14
			Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56
Hauteur			Largeur thoracique (cm)	17,8	20,3	22,9	25,4	27,3
Low	10"		25,4 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medium	13"		33,0 cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	16"		40,6 cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALUMINIUM FLAT TOP (AFTBR) :






La rigidité du dossier permet un maintien optimal de l'utilisateur en position assise. La découpe plate sur la partie haute du dossier apporte un support et un maintien adéquat sur toute la zone scapulaire. Deux fentes sur la partie haute du dossier sont prévues pour permettre la mise en place d'un éventuel harnais. Les galbes **Active** et **Deep** stabilisent le haut du corps lors de la propulsion et libèrent latéralement l'utilisateur pour plus de mobilité. Il est possible d'associer au galbe actif des cales-tronc fixes ou escamotables afin de pouvoir répondre à des problématiques posturales particulières. Le réglage asymétrique, l'ajustement du dossier sont possibles grâce aux doubles lumières de réglage vertical et une correction importante pourra

être réalisée. Le galbe **Extra Deep** sera adapté aux patients nécessitant une correction et un maintien équivalent (petit ajustement possible sur la largeur thoracique) à droite et à gauche. Il sera également utile pour absorber sur le long terme les contraintes latérales dues aux mouvements involontaires puissants

Contour ACTIVE 2,5"								
Compatible cales-tronc			Pouces	10	11	12	13	14
			Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56
Hauteur			Largeur thoracique (cm)	17,8	20,3	22,9	25,4	27,3
Low	10"		25,4cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medium	13"		33,0cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	16"		40,6 cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contour DEEP 4"								
			Pouces	10	11	12	13	14
			Cm	25,4	27,94	30,48	33,02	35,56
Hauteur			Largeur thoracique (cm)	17,8	20,3	22,9	25,4	27,3
Low	10"		25,4cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medium	13"		33,0cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard	16"		40,6 cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ETAPE 2 : CHOIX DES FIXATIONS POUR LE DOSSIER

<input type="checkbox"/> BR1114 <input type="checkbox"/> BR6006 kit pour transport	<input type="checkbox"/> BR1103 <input type="checkbox"/> BR6006 Kit pour transport	<input type="checkbox"/> BR1102 <input type="checkbox"/> BR6005 Kit pour transport
4 Points (30° d'inclinaison) (hauteur de la fixation 9cm) Poids 598 grammes	2 Points (20° d'inclinaison) 570 grammes possibilité de réglage en largeur et profondeur	Quick Release (20° d'inclinaison) (Possibilité de réglage en largeur et en profondeur) démontage rapide poids 590 grammes
		

ETAPE 3 : CHOIX DU COUSSIN D'ASSISE

Sans supplément

Supplément 50€



Tous nos coussins sont équipés d'une housse Coolcore :

Anti-transpirant | Limite la macération | Evite le cisaillement | Optimisation de l'immersion | Confort | Thermorégulation

ZEN SP ZENSP

Epaisseur : 7,6 cm
Poids du coussin : 1,60 kg
Capacité de poids : 204 kg

POINTS FORTS

- Léger
- Fonctionnel
- Décharge sacrée
- Protection

Ce coussin est composé d'une base moulée haute densité, la couche supérieure est en Sunmate XX soft. Le profil ne gêne pas la réalisation de transferts autonomes et procure une stabilité adéquate. La cuvette ischiatique permet une décharge importante du sacrum. La combinaison sunmate FRG et la housse Coolcore lui confère des qualités de régulation thermique et de gestion d'humidité participant à la protection de l'état cutané. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulé garantie une efficacité dans le temps.



		LARGEUR				
		Pouces	10	12	14	15
		Cm	25,4	30,48	35,56	38,1
PROFONDEUR	10	25,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12	30,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14	35,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15	38,1				<input type="checkbox"/>
	16	40,6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	43,2				<input type="checkbox"/>



GLACIAL SP

GLSP

Épaisseur : 6,4 cm

Poids du coussin : 1,15 kg

Capacité de poids : 181 kg

Le profil plat facilite les transferts autonomes. La découpe de la cuvette permet une décharge importante du sacrum. Le gel quadrillé qui recouvre l'ensemble optimise la protection de la peau en étant efficace sur les risques de cisaillement ainsi que par la fraîcheur qu'il apporte. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil. La base en mousse haute densité moulée garantit une efficacité dans le temps.

		LARGEUR				
		Pouces	10	12	14	15
		Cm	25,4	30,48	35,56	38,1
PROFONDEUR	10	25,4	□	□	□	
	12	30,5	□	□	□	
	14	35,6	□	□	□	
	15	38,1				□
	16	40,6			□	□



POINTS FORTS

- Décharge sacrée
- Gel carrelé
- Léger profil



SOLUTION SPP

SOLSPP


Épaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 2,45 kg

Capacité de poids : 227 kg

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche de viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque. Une poignée de préhension aidera l'utilisateur à positionner le coussin sur son fauteuil.

		LARGEUR			
		Pouces	10	12	14
		cm	25,4	30,48	35,56
PROFONDEUR	10	25,4	□	□	
	12	30,5	□	□	□
	14	35,6	□	□	□
	16	40,6			□



POINTS FORTS

- Protection cutanée
- Insert gel bi-cellulaire
- Mobilité
- Confort



CHOIX DES OPTIONS

Housse supplémentaire Coolcore



Housse incontinence Polyuréthane (se place sous la housse Coolcore)



Housse supplémentaire Mesh *sur devis*

Housse supplémentaire Tek *sur devis*

Housse de remplacement dossier ADI Coolcore



Bavette Privacy Flap à zipper en bas de la housse dossier ADI - BMD303

CHOIX DE LA TAILLE DES CALES TRONC FIXES COMPATIBLES DOSSIERS CONTOUR ACTIVE uniquement



Small 3" H x 3" D



Medium 3" H x 4" D



Large 4,5" H x 4,5" D



X Large 4" H x 6" D

Droite	Gauche
<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSTSM	<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSTSM
<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSTMD	<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSTMD
<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSLG	<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSLG
<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSTXLG	<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSTXLG



OPTION : CALES TRONC ESCAMOTABLES COMPATIBLES DOSSIERS CONTOUR ACTIVE uniquement



Droite	Gauche
<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSWSM	<input type="checkbox"/> Small - 3"x3" LATADJSWSM
<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSWMD	<input type="checkbox"/> Medium - 3"x4" LATADJSWMD
<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSWLG	<input type="checkbox"/> Large - 4,5"x4,5" LATADJSWLG
<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSWXLG	<input type="checkbox"/> Extra large - 4"x6" LATADJSWXLG





Matériau Respirant

Fabriqué à partir d'un textile unique à fibres ouvertes, permettant à l'air de circuler, et, qui ne retient pas l'humidité. Il contribue à la réduction de l'accumulation de la chaleur pour plus de confort.



Compensation

Un montage souple et détendu simplifiant le réglage en toute sécurité



Boucles pivotantes

Les boucles pivotantes sur les sangles de fixations inférieures permettent un ajustement automatique en conservant l'angle de fixation initial pour un confort optimal.



Textile Dynamique

Le matériau dynamique i-Fit offre plus de souplesse dans le positionnement. Il donne à l'utilisateur une liberté de mouvement, tout de même limitée, encourageant un retour à la position initiale.



Textile Structuré

Le matériau structuré i-Fit est plus résistant, il résiste aux tensions élevées et permet un maintien plus strict de la posture



Ajustement en longueur


Permet un réglage précis des boucles d'ajustements sur toute la longueur tout en assurant un maintien du positionnement

HARNAIS CLASSIC

Tableau de correspondance (cm)


	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	9	7,5	5
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7

Textile Dynamique		Textile Structuré	
<input type="checkbox"/> XS	IFPS1101	<input type="checkbox"/> XS	IFPS1201
<input type="checkbox"/> S	IFPS1102	<input type="checkbox"/> S	IFPS1202
<input type="checkbox"/> M	IFPS1103	<input type="checkbox"/> M	IFPS1203



HARNAIS CLASSIC ZIPPER



Textile Dynamique		Textile Structuré	
<input type="checkbox"/> S	IFPS3102	<input type="checkbox"/> S	IFPS3202
<input type="checkbox"/> M	IFPS3103	<input type="checkbox"/> M	IFPS3203
<input type="checkbox"/> L	IFPS3104	<input type="checkbox"/> L	IFPS3204




HARNAIS CONTOUR

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	32	5	9	19	2,5	9	3
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6



Textile Dynamique		Textile Structuré	
			
<input type="checkbox"/> XS	IFPS2101	<input type="checkbox"/> XS	IFPS2201
<input type="checkbox"/> S	IFPS2102	<input type="checkbox"/> S	IFPS2202
<input type="checkbox"/> M	IFPS2103	<input type="checkbox"/> M	IFPS2203



CEINTURE D'ÉPAULE Y STRAPS

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
S	48,3	20,3	5,08
M	55,9	22,9	6,35

Textile Dynamique		Textile Structuré	
			
<input type="checkbox"/> S	IFYS3102	<input type="checkbox"/> S	IFYS3202
<input type="checkbox"/> M	IFYS3103	<input type="checkbox"/> M	IFYS3203



HARNAIS D'ÉPAULES BACKPACK

Textile structuré

Tableau de correspondance (cm)

	A	B
XS	3,49	19,05
S	8,08	24,13
M	5,72	29,21

<input type="checkbox"/> XS	IFBP4201
<input type="checkbox"/> S	IFBP4202
<input type="checkbox"/> M	IFBP4203




HARNAIS D'ÉPAULES STYLE H

Textile structuré

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	6,99	22,23	4,45
S	8,29	31,12	5,08
M	9,53	34,93	6,35

<input type="checkbox"/> XS	IFHH5201
<input type="checkbox"/> S	IFHH5202
<input type="checkbox"/> M	IFHH5203




CEINTURE THORACIQUE CHEST STRAPS

Textile dynamique

Tableau de correspondance (cm)

	A	B	C
XS	35,5	7,11	8,9
S	40,4	7,11	9,5
M	45,7	7,87	10,1

<input type="checkbox"/> XS	IFCS4111
<input type="checkbox"/> S	IFCS4112
<input type="checkbox"/> M	IFCS4113



CEINTURE PELVIENNE A 4 POINTS BOUCLE DE VERROUILLAGE SIMPLE PRESSION SANGLE SECONDAIRE AJUSTABLE

<input type="checkbox"/> XS	IFPB5145
<input type="checkbox"/> S	IFPB5146
<input type="checkbox"/> M	IFPB5147
<input type="checkbox"/> L	IFPB5148



IFPB5145 Push Button, 1 in, 4-Point, Extra Small Pads (4.5 in)

1 1/2in Belts

IFPB5146 Push Button, 1.5 in, 4-Point, Small Pads (5.5 in)

IFPB5147 Push Button, 1.5 in, 4-Point, Medium Pads (7.5 in)



IFPB5148 Push Button, 1.5 in, 4-Point, Large Pads (9.5 in)

CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD DOUBLE BOUCLE DE SERRAGE (dual pull)

<input type="checkbox"/> XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5121
<input type="checkbox"/> S (C2.5cm et PAD S) PB	IFPB5122
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6223
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5223
<input type="checkbox"/> L (C3.8cm et PAD L) PB	IFPB5224

Correspondance taille des pads en cm

PAD taille en cm	A	B	C
XS	11	4.5	3
S	14	4.5	3
M	19	6.3	4.5
L	24	7	5.7




Taille ceinture : A 61cm / B 61cm / C soit 2.5cm 3.8cm 5cm Déverrouillage par bouton poussoir (PB) ou clip latéral (CL)

CEINTURE PELVIENNE A 2 POINTS AVEC PAD SIMPLE BOUCLE DE SERRAGE (single pull)

<input type="checkbox"/> XS (C2.5cm et PAD XS) PB	IFPB5111
<input type="checkbox"/> S (C2.5cm Pad S) PB	IFPB5112
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) PB	IFPB5213
<input type="checkbox"/> M (C3.8cm et PAD M) CL	IFPB6213

Taille ceinture : A 81cm/ B 68cm et C 2.5cm 3.8cm 5 cm déverrouillage par bouton poussoir Pb ou par clip latéral CL



OPTION : ENSEMBLES APPUIS-TÊTE COMPLETS

Visuels non contractuels

CONFORT PLUS T.M

Références : CPN350 / HMO475-17

POSIT SERIES T.M

Références : AP150 / HMO475-17



Pour concevoir un appui tête personnalisé, veuillez-vous référer au bon de commande correspondant ou contactez notre spécialiste produit.