



PACK STEALTH - ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE STANDARD

Pride Mobility Products France 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45 Commande à transmettre par e-mail Email : commande@quantum-rehab.fr	Date de commande : Nom et cachet du distributeur : Référence de commande :
--	--

Assise modulaire et accessoires de positionnement livrés non montés

Code LPP : 6284731 – 838,47€ TTC

Désignation : Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions

Le Pack Stealth assise modulaire évolutive standard est équipé de série d'un dossier ADI Flat top Extra Deep contour 15 cm avec fixations, et d'un coussin d'assise Tru Comfort 2 SPP ou d'un coussin d'assise Solution SPP. Possibilité de rajouter un appui tête Stealth en option (voir bon de commande ci-dessous).

Pour toutes autres demandes de ceintures ou harnais veuillez-vous reporter aux bons de commandes spécifiques ou la fiche Assise Modulaire Evolutive Full.

ASSISE MODULAIRE

<input checked="" type="checkbox"/> Assise modulaire Evolutive Standard
838,47€ TTC

INFORMATION SUR LE CHOIX DU DOSSIER

Le Dossier ADI Flat top (découpe plane de la partie haute du dossier) est équipé comme tous nos dossiers d'une housse Coolcore, la coque est munie de deux lumières de réglage sur la partie latérale qui permettent un ajustement précis lors de la mise en service, d'autre part deux lumières hautes sont disponibles afin de recevoir le montage de ceintures d'épaules et ou de harnais. Le Flat top est optimal pour des personnes ayant un besoin important de support et de maintien au niveau du tronc.

Informations sur la taille : Attention, la hauteur de référence des dossiers correspond à la hauteur sans le coussin, pour avoir la hauteur totale avec coussin de dossier, il faut rajouter aproximativement 6.35 cm. Ex :La hauteur réelle d'un dossier Tall 18' est de (45.7cm +6.35 soit 52 cm).

Vous trouverez au bas de la page les correspondances entre les largeurs du dossier, les largeurs de la coque et les largeurs de la coque avec coussin (correspondance thoracique pour les utilisateurs).

Cela vous aidera à trouver le meilleur compromis de taille pour votre utilisateur. Sur nos dossiers Extra deep contour les retours lateraux peuvent etre ajustés avec plus ou moins de cintrage, veuillez vous rapprocher de votre prestataire.

GUIDE DES TAILLES CONCERNANT LE DOSSIER

Pouces	16	17	18	19	20
Cm	40,64	43,18	45,72	48,26	50,8
Largeur thoracique (cm)	29cm +/-1.5	31cm +/-1.5	33cm +/-1.5	35cm +/-1.5	37cm +/-1.5
Largeur coque seule Contour Extra Deep (cm)	39,4	41,9	44,5	47	49,5
Hauteur avec coussin de dossier	Hauteur du dossier +6,5cm				
Adaptable sur largeur de fauteuil	Dossier AFT +5cm / -5cm				

ETAPE 1 : CHOIX DU DOSSIER

ADI FLAT TOP AFTBR			Largeur				
			16"	17"	18"	19"	20"
			40,6cm	43,2cm	45,7cm	48,3cm	50,8cm
Hauteur	Standard 16"	40,6cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tall 18"	45,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Extra Tall 20"	50,8cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ETAPE 2 : CHOIX DES FIXATIONS POUR LE DOSSIER

<input type="checkbox"/> BR1114	<input type="checkbox"/> BR1114T	<input type="checkbox"/> BR1103	<input type="checkbox"/> BR6006	<input type="checkbox"/> BR6005
4 Points (30° d'inclinaison) Hauteur dossier Standard (hauteur de la fixation 9cm)	4 Points (30° d'inclinaison) Hauteur dossier Tall ou Extra Tall : (hauteur de la fixation 14cm)	2 Points (20° d'inclinaison) (Possibilité de réglage en angle en largeur et en profondeur)	Kit pour transport en, véhicule option obligatoire	Kit pour transport en, véhicule option obligatoire / pour fixations Quick Release

ETAPE 3 : CHOIX DU COUSSIN D'ASSISE



Tous nos coussins sont équipés d'une housse Coolcore :

Anti-transpirant | Limite la macération |
Evite le cisaillement | Optimisation de l'immersion |
Confort | Thermorégulation

TRU COMFORT 2 SPP
TC2SPP



POINTS FORTS

- Confort
- Stabilité
- Contrôle postural

Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique profond qui permet un accueil postural optimal avec un confort très important. La base est recouverte d'une couche de viscoélastique qui apporte une protection et une sensation agréable à l'utilisateur.

Hauteur coussin : 11.5 cm | Poids coussin : 1.81 Kg | Poids max utilisateur : 207 Kg

Choix de la taille :

			Largeur		
		Pouces	16"	18"	20"
	Pouces	Cm	40,6cm	45,7cm	50,8cm
Profondeur	17"	43,2cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18"	45,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19"	48,3cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHOIX DU COUSSIN D'ASSISE (suite)

SOLUTION SPP
SOLSPP

POINTS FORTS

- Protection cutanée
- Insert gel bi-cellulaire
- Mobilité
- Confort



Coussin composé d'une base moulée haute densité avec un profilage anatomique et d'une couche viscoélastique sur la partie supérieure. Ce coussin assure une bonne répartition des pressions sur toute sa surface, son guidage anatomique léger permet à la fois une stabilité posturale mais offre également une fonctionnalité non négligeable. L'insert en double cellule de gel fluide assure une protection de qualité au niveau des zones à risque.

Hauteur coussin : 7.6cm | Poids coussin : 2.45Kg | Poids max utilisateur : 225 Kg

Choix de la taille :

		Largeur			
		Pouces	16"	18"	20"
		Cm	40,6cm	45,7cm	50,8cm
Profondeur	17"	43,2cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18"	45,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19"	48,3cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPTION PLAQUE ANTI EFFET HAMAC

PP TTC

- | | | |
|--|-----------|-----|
| <input type="checkbox"/> Plaque anti effet Hamac ACM ABS 16"/18" | SMDRGDSML | 95€ |
| <input type="checkbox"/> Plaque anti effet Hamac ACM ABS 18"/20" | SMDRGDMED | 95€ |
| <input type="checkbox"/> Plaque anti effet Hamac ACM ABS 20"/20" | SMDRGDLRG | 95€ |



Possibilité de couper les plaques (ex : 16x18 coupée en 16x16 ; 18x20 coupée en 18x18 ou 18x16, 20x20 en 20x18)

Correspondance pouces/cm :

POUCES	16	17	18	19	20
CM	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8

OPTION HOUSSES DE COUSSINS D'ASSISE		PP TTC
-------------------------------------	--	--------

Housse supplémentaire Coolcore

110€



Housse incontinence Polyuréthane (se place sous la housse Coolcore)

60€



D'autres types de housses sont disponibles (Mesh, Tek) sur demande et devis.

OPTIONS D'APPUI-TÊTE		PP TTC
----------------------	--	--------

Comfort plus taille M
(Hauteur : 15cm ; Largeur : 25cm)

HMO475-1 + CP250

305€

Comfort plus taille L
(Hauteur : 15cm ; Largeur : 36cm)

HMO475-1 + CP150

305€

Tri confort plus taille M
Retours latéraux 120° fixes (H : 15cm/L centrale : 17cm/largeur totale : 36cm)

HMO475-1 + TCP305

290€

Tri confort plus taille L
Retours latéraux 120° fixes (H : 15cm/L centrale : 20cm/largeur totale : 47cm)

HMO475-1 + TCP205

290€



Attention les montages des appuis tête sur les photos sont effectués avec des supports Unilink (TWB480-1 et non des HMO475-1 voir photos ci-dessus)

Pour concevoir un appui tête personnalisé, veuillez-vous référer au bon de commande correspondant ou contactez notre spécialiste produit.

OPTION : FABRICATION SPECIALE

Fournir un descriptif détaillé de votre besoin ainsi que des croquis si nécessaire.
Un devis vous sera transmis.
