

COUSSINS D'ASSISE STEALTH PRODUCTS

PRIDE MOBILITY PRODUCTS FRANCE 26 rue Monseigneur Ancel 69800 SAINT PRIEST Tel : 04 81 65 94 70 Commande à transmettre par e-mail Email : commande@quantum-rehab.fr	Date de commande : ... Nom et cachet du distributeur : ... Référence de commande : ...
--	--

Les tarifs indiqués sont les prix publics TTC, pièces détachées

Tous nos coussins sont équipés d'une housse Coolcore.

Bénéfices : Anti-transpirant | Limite la macération | Evite le cisaillement | Résultat journalier constant | Optimisation de l'immersion | Confort | Thermorégulation



Housse Coolcore
De série



Housse incontinence Polyuréthane (sous la housse Coolcore)
En option

DECOMPOSITION DES REFERENCES DE COUSSINS :

Ex : ST-TC2SPP1618

ST -	MODELE COUSSIN	SERIE	LARGEUR (XX)	PROFONDEUR (YY)
STEALTH	TC2 : TruComfort SOL : Solution SPCF : Spectrum Foam SPCG : Spectrum Gel GL : Glacial ZEN : Zen	G : General use P : Positioning SP : Skin protection SPP : Skin protection & positioning	Largeur en pouce	Profondeur en pouce

CORRESPONDANCES POUCES/CM :

POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

TRU COMFORT 2 SPP

390€

ST-TC2SPPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore TC2SPP-NBLKXXYY
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709080XXYY

110€

75€

		Largeur (en pouces)										
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
	15	<input type="checkbox"/>										
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Epaisseur : 11,4 cm

Poids du coussin : 1,81 kg

Capacité de poids : 204 kg

SOLUTION SPP

390€

ST-SOLSPPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore SOLSPP-NBLXXYY
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709030XXYY

110€

60€

		Largeur (en pouces)										
		10	12	14	16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	22						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 2,45 kg

Capacité de poids : 227 kg

SPECTRUM FOAM SPP

390€

ST-SPCFSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore SPCFSP-NBLKXXYY
 Housse incontinence Polyurethane PUL1709030XXYY

110€
60€

		Largeur (en pouces)										
		16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>										
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	22			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	24			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	26							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
28									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 1,36 kg

Capacité de poids : 272 kg

SPECTRUM GEL SPP

390€

ST-SPCGSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore SPCGSP-NBLKXXYY
 Housse incontinence Polyurethane PUL1709030XXYY

110€
60€

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>						
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26								<input type="checkbox"/>



Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 1,60 kg

Capacité de poids : 250 kg

ESSENCE SPP

390€

ST-ESSPPXXYY+S/M ou L si besoin de biseaux

- Housse supplémentaire Coolcore ESSPP-NBLKXXYY **110€**
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709080-XXYY **60€**

Biseaux fessiers :

- Epaisseur S (1.27 cm) POP1712340-SM **68€**
- Epaisseur M (3.8cm) POP1712340-MD **68€**
- Epaisseur L (5cm) POP1712340-LG **68€**




		Largeur (en pouces)				
		15	16	17	18	20
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>				
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Epaisseur : 8,9 cm

Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg

Capacité de poids : 227 kg



GLACIAL SP

390€

ST-GLSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore GLSP-NBLKXXYY **110€**
- Housse incontinence Polyurethane PUL1709030-XXYY **60€**

		Largeur (en pouces)											
		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	15				<input type="checkbox"/>								
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Epaisseur : 6,4 cm

Poids du coussin : 1,60 - 2,30 kg

Capacité de poids : 181 kg



ZEN SP

390€

ST-ZENSPXXYY

- Housse supplémentaire Coolcore
- Housse incontinence Polyurethane

ZENSP-NBLKXXYY
PUL1709030-XXYY

110€
60€

		Largeur (en pouces)											
		10	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	15				<input type="checkbox"/>								
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	17				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	18					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	20					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	22							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23												<input type="checkbox"/>
	24											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Epaisseur : 7,6 cm

Poids du coussin : 1,60 kg

Capacité de poids : 204 kg

