

PRIDE MOBILITY FRANCE

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail
Email : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :



Photo non contractuelle
EDGE 3 STRETTO présenté en coloris Red corvette



EDGE 3 STRETTO VERSION KID

Prix public HT : 12 128€
(+7€ d'éco-participation)
Prix public TTC : 12 995€
LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.

Découpe du tarif :

-Fauteuil : 10 045€ TTC

-Lift et bascule d'assise électrique : 2 250€ TTC

-Dossier biomécanique : 500€ TTC

INCLUS :

- Bascule d'assise 50°
- Dossier électrique biomécanique
- Lift électrique ILEVEL 30,5cm
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert

DIMENSIONS

- Largeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm*
- Profondeur d'assise (version Kid) : 30,5cm à 40,6cm*
- Dégagement au sol : 7,4cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Poids de la base (hors batteries) : 57,25kg
- Longueur (sans RP) : 82,6 cm
- Largeur 52cm (avec roues motrices 12,5")
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14")
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (5,6km/h avec iLevel)
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km

*Jusqu'à 50,8cm en version standard

**résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement 175°
- Bascule d'assise électrique 50°
- Lift iLevel 30,5cm
- Suspensions SRS
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Roues avant bandages 5"/ Roues arrière bandages 6"
- Moteurs 2x200/1200w/2 pôles
- Batteries 2x62Ah
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi
- Chargeur 8A

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> EDGE 3 STRETTO KID	EDGE3STRETTO	12 795€

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

- Electric blue
Blue jean mat
Noir mat
Green machine
Red corvette



DGN1900199-PBU9



DGN1900199-PBU11



DGN1900199-PBK3



DGN1900199-PGN11



DGN1900199-PRD1

- Lemon crush
Evolution orange
Pretty in pink



DGN1900199-PYL4



DGN1900199-POR7



DGN1905007-PPK3

COLORIS EN OPTION

PP TTC

450€

- White satin
Deep purple
Grey street
Noir brillant
Midnight blue



DGN1900199-PWH2



DGN1900199-PPR5



DGN1900199-PSL3



DGN1900199-PBK1



DGN1905007-PBU10

- Military green
Cherry bomb
Raspberry beret
Sugar plum



DGN1905007-PGN8



DGN1905007-PRD4



DGN1905007-PPK4



DGN1905007-PPR7

MANIPULATEUR PRINCIPAL

REFERENCE

PP TTC

- Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth

- Avec touches 1 et 2

- Avec touche éclairage (Sélectionner le kit éclairage page suivante)

CTL143976

CTL143977



- Infra-rouge sur boitier standard

280€

- Joystick stand-alone Q-Logic 3

- (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)

CTL143980

280€



- Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)

HAR144001 +
FRMASMB11156

160€

PANTOGRAPHE

- Pantographe escamotable réversible droite/gauche

- Montage à gauche Montage à droite

MEC1801698

-

- Support de pantographe réglable en hauteur

ARM250-3/4FM

149€



IACCESS

- Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess

- Interrupteurs à bascule

- Interrupteurs poussoirs

- Montage à gauche Montage à droite









CTL144010


















CTL144009

580€



DOSSIER ADI QBACK		REFERENCE	PP TTC																																													
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 14" Hauteur 14", contour 6"		QB2AL146M																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 14" Hauteur 16", contour 6"		QB2AL146S																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 15" Hauteur 16", contour 6"		QB2AL156S																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 2 Largeur 15" Hauteur 18", contour 6"		QB2AL156T																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 16", contour 4"		ALBR16SDQ																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 16", contour 6"		ALBR16S6Q																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 18", contour 4"		ALBR16TDQ																																														
<input type="checkbox"/> Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 18", contour 6"		ALBR16T6Q																																														
<input type="checkbox"/> Autre dossier ADI QBACK, noter la référence :																																																
COUSSIN DE DOSSIER TB3		REFERENCE	PP TTC																																													
<input checked="" type="checkbox"/> Coussin de dossier TruComfort 2		-	-																																													
COUSSINS D'ASSISE																																																
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Zen SP		ST-ZENSP	-																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ZEN SP</th> <th colspan="5">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="5">Profondeur (en pouces)</th> <th>10</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>12</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		ZEN SP		Largeur (en pouces)							10	12	14	15	16	Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15				<input type="checkbox"/>		16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 1,60 kg Capacité de poids : 204 kg	
ZEN SP		Largeur (en pouces)																																														
		10	12	14	15	16																																										
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
	15				<input type="checkbox"/>																																											
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products TruComfort 2 SPP		ST-TC2SPP	-																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRU COMFORT 2 SPP</th> <th colspan="3">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">Profondeur (en pouces)</th> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)					14	15	16	Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>			16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 11,4 cm Poids du coussin : 1,81 kg Capacité de poids : 204 kg																							
TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)																																														
		14	15	16																																												
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																												
	15	<input type="checkbox"/>																																														
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																												
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Solution SPP		ST-SOLSPP	290€																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SOLUTION SPP</th> <th colspan="5">Largeur (en pouces)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="5">Profondeur (en pouces)</th> <th>10</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>12</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>14</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>15</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <th>16</th> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)							10	12	14	15	16	Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15				<input type="checkbox"/>		16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 2,45 kg Capacité de poids : 227 kg	
SOLUTION SPP		Largeur (en pouces)																																														
		10	12	14	15	16																																										
Profondeur (en pouces)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																													
	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
	15				<input type="checkbox"/>																																											
	16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
ACCOUDOIRS																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire) <input type="checkbox"/> Montage bas <input type="checkbox"/> Montage haut		-	-																																													
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		DGN142128 DGN142014	- -																																													
<input type="checkbox"/> Manchettes gel (à l'unité) <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		ARM136409 ARM136408	120€ 120€																																													
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		MEC133331 MEC133331	100€ 100€																																													
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité) <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q	120€ 120€																																													

APPUI-TÊTE			
<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Pédiatrique		-	
RELEVE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS			
<input type="checkbox"/> Repose-jambes séparés pédiatriques		-	
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés pédiatriques avec palettes 5"x6"	FRMASMB8809 + 8810 + 8811	290€	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	1220€	
Sélection obligatoire pour les relève-jambes électriques séparés :			
<p><u>Sélectionner la taille des tubes :</u></p> <input type="checkbox"/> 23-39 cm <i>Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel</i> <i>Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC190330 électrique</i>			<p>Visual Upper</p>
<p><u>Sélectionner la taille des palettes :</u></p> <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm <i>MEC2008387</i> <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <i>MEC2008389</i> <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm <i>MEC8008388</i>			
RELEVE-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
NON COMPATIBLES AVEC LES LARGEURS D'ASSISE <14" (35cm)			
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1600€	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	1990€	
Sélection obligatoire pour les relève-jambes avec potence centrale :			
Appui-mollets : <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"			
Potences 10"-16"			
Palettes : <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212 (réglage plaque d'assise 28 à 43cm)			
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVE-JAMBES			
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	45€	
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	45€	
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire) <i>n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long</i>	RIG152519	45€	
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€	
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€	
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	20€	
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)			
<input type="checkbox"/> 6"x6"	RIG133717	160€	
<input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133719	160€	
Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/> 5"x8"	FPG5008T-Q	280€	
<input type="checkbox"/> 5"x11"	FPG5011T-Q	280€	
<input type="checkbox"/> 6.5" x 8"	FPG6508T-Q	280€	
<input type="checkbox"/> 7" x 11"	FPG7011T-Q	280€	
POSITIONNEMENT			
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Stealth Unilink droit <input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5"	UIMBK125	270€	
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x6"	UIPFSI100		
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Stealth Unilink gauche <input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5"	ULS2510F-R (droit)	270€	
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x6"	ULS2510F-L (gauche)		
	ULP535050320 (3x5)		
	ULP546050320 (4x6)		

POSITIONNEMENT (suite) 	REFERENCE	PP TTC																																					
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Stealth Unilink droit <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x8" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x12" <input type="checkbox"/> Cale-cuisse Stealth Unilink gauche <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x8" <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	270€ 270€	 																																				
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10" <input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	220€ 220€	 																																				
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4" <input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	200€ 200€	 																																				
<input type="checkbox"/> Cale genou droit <input type="checkbox"/> Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	225€ 225€	 																																				
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)	MTMD-42 MTHW-660	500€																																					
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire)	CUS122169	-																																					
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Pédiatrique (paire)	CUS131244	-																																					
CEINTURES ET HARNAIS 																																							
<input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur	ST- IFRB5350	180€																																					
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 2 points Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5122) <input type="checkbox"/> M (IFPB5223) <input type="checkbox"/> L (IFPB5224) Remplace la ceinture standard TB3	IFPB5122 IFPB5223 IFPB5224	91€																																					
<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien 4 points Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5242) <input type="checkbox"/> M (IFPB5243) <input type="checkbox"/> L (IFPB5244) Remplace la ceinture standard TB3	IFPB5242 IFPB5243 IFPB5244	91€																																					
<input type="checkbox"/> Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS1102) <input type="checkbox"/> M (IFPS1103) <input type="checkbox"/> L (IFPS1104)	IFPS1102 IFPS1103 IFPS1104	139€																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																															
M	24	38	5	14	28	13	13	7																															
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																															
<input type="checkbox"/> Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS2102) <input type="checkbox"/> M (IFPS2103) <input type="checkbox"/> L (IFPS2104)	IFPS2102 IFPS2103 IFPS2104	139€																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																															
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																															
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																															
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																															
<input type="checkbox"/> Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S (IFYS3102) <input type="checkbox"/> M (IFYS3103) <input type="checkbox"/> L (IFYS3104)	IFYS3102 IFYS3103 IFYS3104	126€																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																							
cm	A	B	C																																				
S	48	20	5																																				
M	56	23	6																																				
L	63.5	28	6																																				

EMBOUTS DE JOYSTICK	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Champignon (B)	ACCASMB1860	50€	
<input type="checkbox"/> Cupule menton (C)	ACCASMB1861	35€	
<input type="checkbox"/> Poignée T (D)	ACCASMB1858	70€	
<input type="checkbox"/> Boule plastique (E)	ACCASMB1859	35€	
<input type="checkbox"/> Balle mousse (F)	ACCASMB1856	50€	
<input type="checkbox"/> Barre (G)	ACCASMB1857	50€	
CONTACTEURS	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Contacteurs Eggs			
<input type="checkbox"/> Noir	ES-BLK	99€	
<input type="checkbox"/> Rouge	ES-RED	99€	
<input type="checkbox"/> Bleu	ES-BLU	99€	
<input type="checkbox"/> Vert	ES-GRN	99€	
<input type="checkbox"/> Contacteur Microlite	ML210	170€	
<input type="checkbox"/> Contacteur twister câble long 1,5m (Force de poussée requise : 30g)			
<input type="checkbox"/> Vert	P005-79	99€	
<input type="checkbox"/> Noir	P005-75	99€	
<input type="checkbox"/> Rouge	P005-76	99€	
<input type="checkbox"/> Contacteur Mini Cup 24	MC210	150€	
<input type="checkbox"/> Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	15€	
ACCESSOIRES	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Rail support d'accessoire dossier (Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)	MEC125098	100€	
<input type="checkbox"/> Sac à dos Quantum	ACC1905853	145€	
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006	165€	
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy (rajouter rail support / Non compatible poignées de poussée)	ACC136791	380€	
<input type="checkbox"/> Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003	37€	
<input type="checkbox"/> Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	48€	
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€	
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	48€	
<input type="checkbox"/> Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	48€	
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€	
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de poussée (la paire) (NC respirateur)	ACC1902104	-	
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	190€	
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	190€	
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€	
<input type="checkbox"/> Poignées de transfert (la paire)			
<input type="checkbox"/> Fixe	ACC123445	240€	
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200€	
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 56cm Incompatible largeur d'assise >20"	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD10000060 ST-ARM240-T	450€	
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 / MEC190627 /ELE2000271 ELE1907290/ELE2000270 /ST-ESBLK/MEC1907331	480€	
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC 3 Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV	DWR1111H068	550€	

