

Pride Mobility France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 SAINT PRIEST
Tel : 04 81 65 94 70
Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail
Email : commande@quantum-rehab.fr



Fauteuil roulant électrique de voyage

Prix public HT : 2 561.90€
Prix public TTC : 2 702.81€
LPPR : 2 702.81€
Code LPP : 9178225

Date et nom du distributeur :

Référence :

DESIGNATION

I.GO INN-N5513

Coloris châssis : Gris argent
Assise : Largeur 42 cm x Profondeur 42 cm
(Largeur entre accoudoirs : 46cm)
Châssis pliable mécaniquement
Accoudoirs relevables
Dossier toile
Toile d'assise et coussin mousse
Compartiment de rangement sous assise
Palette repose pieds monobloc
Roues arrière motrices bandages 8"
Roues avant pivotantes bandages 6"
Absorbeur de choc roue avant
Moteurs 120w

Batteries lithium 24v 6Ah x2
Poids sans batteries : 19,8kg

PP TTC

2702.81€

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard



OPTION ELECTRIC FOLD

Et votre iGo se plie électriquement à distance en quelques secondes !

Option i-Fold (pliage électrique)

- Châssis Gris argent C010057
- Châssis Noir C010055

Coloris noir uniquement disponible avec l'option iFOLD

Poids sans batteries : 27,8kg

PP TTC

290€



DIMENSIONS

iGo

Longueur hors-tout : 88cm - Largeur hors-tout : 60cm
Dimensions iGo plié : 58x31x75,5 cm

iGo avec option iFold

Longueur hors-tout : 110cm - Largeur hors-tout : 62cm
Dimensions iGo plié (avec option iFold) : 63x35,5x77cm