



|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| <b>PRIDE MOBILITY FRANCE</b><br>26 rue Monseigneur Ancel<br>69800 SAINT PRIEST<br>Tel : 04 81 65 94 70<br>Fax : 04 28 29 60 45<br>Commande à transmettre par e-mail<br>Email : commande@quantum-rehab.fr | Fauteuil roulant électrique<br>d'intérieur à hauteur variable<br>Prix public HT 3306.11€<br>Prix public TTC : 3487.95€<br>Code LPP : 9178219<br>VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE,<br>DOSSIER REGLABLE, PLATINES<br>CRANTEES | Date et nom du distributeur : |
|  |  | Référence :                   |

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Montage du joystick fixe ● Dossier inclinable avec appui-tête ● Accoudoirs réglables en angle, hauteur et profondeur ● Kit éclairage à LED ● Ceinture ventrale ● Palette repose-pied monobloc réglable en hauteur ● Roues centrales motrices bandages 10" ● Roues avant et arrière pivotantes bandages 6" ● Batteries 40Ah ● Suspensions Active Trac ● Lift électrique 30cm ● Commande automatique du lift par contacteur Air externe sur accoudoir ● Déplacement en position haute à 5,6km/h

| DESIGNATION   | RÉFÉRENCES  |           |
|---|---|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Jazzy Air 2   | JAIR2EU1001   | 3487,95 € |
| COLORIS CHÂSSIS   | RÉFÉRENCES  | PP TTC    |
| <input type="checkbox"/> Blanc - Pearl white  | DGN1803736  | -         |
| <input type="checkbox"/> Gris - Silver  | DGN1803739  | -         |
| <input type="checkbox"/> Bleu - Ocean blue  | DGN1803734  | -         |
| <input type="checkbox"/> Rose - Pink topaz  | DGN1803741  | -         |
| <input type="checkbox"/> Rouge - Garnet red   | DGN1803733  | -         |
| <input type="checkbox"/> Noir - Onyx black  | DGN1803737  | -         |
| CÔTÉ DE LA COMMANDE   | RÉFÉRENCES  | PP TTC    |
| <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Gauche   | -   | -         |
| TAILLE D'ASSISE   | RÉFÉRENCES  | PP TTC    |
| <input type="checkbox"/> 16" x 16"- 18"   | SET1804596  | -         |
| <input type="checkbox"/> 18" x 18"- 20"   | SET1804597  | -         |
| <input type="checkbox"/> 20" x 20"- 22"   | SET1804598  | -         |
| OPTIONS ET ACCESSOIRES  | RÉFÉRENCES  | PP TTC    |
| <input type="checkbox"/> Porte gobelet  | ACCASMB2288   | 22€       |
| <input type="checkbox"/> Sacoche de rangement sous accoudoir  | DWR1020D010   | 49€       |
| <input type="checkbox"/> Support téléphone portable   | ACC145549+FRMASMB7349   | 190€      |
| <input type="checkbox"/> Escamotage rotatif du joystick   | MEC168060   | 480€      |
| <input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotable   | KIT1801692  | 450€      |
| <input type="checkbox"/> Assise plaque (sans coussin d'assise)<br>Sélectionner la taille de l'assise plaque :<br><input type="checkbox"/> 16"x16"-18"<br><input type="checkbox"/> 18"x18"-20"               | <i>Assise plaque en remplacement<br/>de l'assise standard</i><br>SET1701580<br>SET1701581 | 450€      |
| <input type="checkbox"/> Coussin d'assise TruComfort 2 SPP. Taille :<br><input type="checkbox"/> 16"x16" <input type="checkbox"/> 16"x18" <input type="checkbox"/> 18"x18" <input type="checkbox"/> 18"x20" | <i>Pour assise plaque uniquement</i><br>TC2SPPXXYY  | 290€      |



Porte gobelet



Sacoche de rangement



Support téléphone



Escamotage du joystick



Coussin Tru-Comfort 2 SPP