

PRIDE MOBILITY FRANCE

26 rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tel : 04 81 65 94 70 Fax : 04 28 29 60 45

Commande à transmettre par e-mail
Email : commande@quantum-rehab.fr

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Date de commande :

PARTNER EVO

Prix public HT : 9 474€
(+7€ d'éco-participation)
Prix public TTC : 9 995€
LPPR : 3938.01 €

Code LPPR 9178202 : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE.



Photo non contractuelle



INCLUS :

- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Dossier biomécanique à compensation, inclinable électriquement à 180°
- QLOGIC 3 avec bluetooth











DIMENSIONS

- Largeur d'assise : 30,5 à 60cm
- Profondeur d'assise : 30,5cm
- Hauteur de dossier modulable
- Largeur de dossier ajustable
- Garde au sol : 10,16 cm
- Longueur hors-tout : 91 cm
- Largeur hors-tout : 63,5 cm
- Rayon de giration : 75,56cm
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max* : 10 km/h
- Autonomie* : jusqu'à 35 km

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement 180°
- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues arrière pneumatiques 14"
- Roues avant pneumatiques 10"
- Moteurs 2 x 350w / 4 pôles
- Batteries 2x75Ah
- Chargeur 8A
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

DESIGNATION	REFERENCE	PP TTC	
<input checked="" type="checkbox"/> PARTNER EVO	R44EVO	9 995€	
COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER			
<input type="checkbox"/> White satin <input type="checkbox"/> Red Corvette <input type="checkbox"/> Evolution orange			
			
PPW-WHT-02	PPW-RED-01	PPW-ORN-07	
MANIPULATEUR PRINCIPAL		REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth <input type="checkbox"/> Avec touches 1 et 2 <input type="checkbox"/> Avec touche éclairage (Sélectionner le kit éclairage page suivante)		CTL143976 CTL143977	- 
<input type="checkbox"/> Infra-rouge sur boitier standard			280€
<input type="checkbox"/> Joystick stand-alone Q-Logic 3 (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)		CTL143980	280€ 
<input type="checkbox"/> Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)		HAR144001 + FRMASMB11156	160€
PANTOGRAPHE		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Pantographe escamotable réversible droite/gauche <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		MEC1801698	- 
<input type="checkbox"/> Support de pantographe réglable en hauteur		ARM250-3/4FM	149€
IACCESS		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Boitier de commande 4 fonctions d'assise iAccess <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule <input type="checkbox"/> Interrupteurs poussoirs <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite		CTL144010 CTL144009	580€ 
INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Boitier SCIM		CTL143988	650€ 
<input type="checkbox"/> Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Montage côté opposé au manipulateur)		CTL143979 DWR1010D446	1590€ 
<input type="checkbox"/> Câble adaptateur clic droit et gauche		DWR1265H033	45€
TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR PRINCIPAL		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Commande tierce personne Q-LOGIC 3 <input type="checkbox"/> Montage à gauche <input type="checkbox"/> Montage à droite LPPR : 9384670 soit 714,26€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE		ELE167862	715€ 
<input type="checkbox"/> Déplacement du boitier principal à l'arrière Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus LPPR 9384551 soit 35,71€/VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD		SOF	350€
KIT ECLAIRAGE		REFERENCE	PP TTC
<input type="checkbox"/> Equipement route sur rail d'assise			490€
ROUES		REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Roues motrices pneumatiques 14"			-
<input type="checkbox"/> Roues motrices bandages 14"			200€
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 10"			-
<input type="checkbox"/> Roues avant pneumatiques 9"			-
<input type="checkbox"/> Roues avant bandages 9"			200€
FONCTIONS ELECTRIQUES		REFERENCE	PP TTC
<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise 50° à translation électrique		PTOINDV3443	-
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°		PTOINDV3444	-
<input type="checkbox"/> Lift électrique de 25cm Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : <input type="checkbox"/> 47cm <input type="checkbox"/> 49cm <input type="checkbox"/> 51cm			1960€

REGLAGES DE L'ASSISE ET DU DOSSIER TRU BALANCE 3

Correspondances pouces/cm


POUCES	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CM	25,4	27,9	30,5	33	35,6	38,1	40,6	43,2	45,7	48,3	50,8	53,3
POUCES	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CM	55,9	58,4	61,0	63,5	66	68,5	71	73,7	76,2	78,7	81,3	

REGLAGE DE LA TAILLE D'ASSISE TRU BALANCE 3

Largeur (pouces)	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24"
Profondeur (pouces)	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24"
Module plaques d'assise	Module 1		Module 2
			Module 3

REGLAGE DE LA TAILLE DE DOSSIER TRU BALANCE 3

		Largeur (pouces)					
		14"	16"	17"	18"	19"	20"
Hauteur (pouces)	13"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	15"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	17"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DOSSIER TUBE

- Interface d'adaptation dossier
 - Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3
 - Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3

REFERENCE

SSAPT84

PP TTC

495€



DOSSIER ADI QBACK

- Dossier Stealth ADI QBack
 - Livré et monté à la place du dossier TruBalance 3
 - Livré non monté en plus du dossier TruBalance 3

REFERENCE

PP TTC

690€



Sélection de la référence ci-dessous :

DOSSIER ADI QBACK

- Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 16", contour 4"
- Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 16", contour 6"
- Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 18", contour 4"
- Dossier QBACK 1 Largeur 16" Hauteur 18", contour 6"
- Dossier QBACK 1 Largeur 17" Hauteur 18", contour 6"
- Dossier QBACK 1 Largeur 18" Hauteur 18", contour 4"
- Dossier QBACK 1 Largeur 18" Hauteur 18", contour 6"
- Dossier QBACK 1 Largeur 20" Hauteur 20", contour 4"
- Dossier QBACK 1 Largeur 20" Hauteur 20", contour 6"
- Autre dossier ADI QBACK, noter la référence :

REFERENCE

ALBR16SDQ
ALBR16S6Q
ALBR16TDQ
ALBR16T6Q
ALBR17T6Q
ALBR18TDQ
ALBR18T6Q
ALBR20XDQ
ALBR20X6Q

PP TTC



COUSSIN DE DOSSIER TB3

- Coussin de dossier TruComfort 2

REFERENCE

-

PP TTC

-

COUSSINS D'ASSISE

- Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP



REFERENCE

ST-TC2SPP





PP TTC















-

Epaisseur : 11,4 cm
Poids du coussin : 1,81 kg
Capacité de poids : 204 kg
































TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)						
		14	15	16	17	18	19	20
Profondeur (en pouces)	14	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	15	<input type="checkbox"/>						
	16	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COUSSINS D'ASSISE (suite)		REFERENCE	PP TTC																																																		
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP		ST-SPCFSP	290€																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SPECTRUM FOAM SPP</th> <th colspan="5">Largeur (pouces)</th> </tr> <tr> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Profondeur (en pouces)</td> <td>15</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SPECTRUM FOAM SPP	Largeur (pouces)					16	17	18	19	20	Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>					16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 1,36 kg Capacité de poids : 272 kg			
SPECTRUM FOAM SPP	Largeur (pouces)																																																				
	16	17	18	19	20																																																
Profondeur (en pouces)	15	<input type="checkbox"/>																																																			
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP		ST-SPCGSP	290€																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SPECTRUM GEL SPP</th> <th colspan="6">Largeur (pouces)</th> </tr> <tr> <th>14</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Profondeur (en pouces)</td> <td>15</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SPECTRUM GEL SPP	Largeur (pouces)						14	16	17	18	19	20	Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>				16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Epaisseur : 7,6 cm Poids du coussin : 1,60 kg Capacité de poids : 250 kg	
SPECTRUM GEL SPP	Largeur (pouces)																																																				
	14	16	17	18	19	20																																															
Profondeur (en pouces)	15		<input type="checkbox"/>																																																		
	16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																															
ACCOUDOIRS		REFERENCE	PP TTC																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoires parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire) Montage <input type="checkbox"/> bas (20 à 30,5cm) <input type="checkbox"/> haut (30,5 à 40,6cm)		-	-																																																		
<input type="checkbox"/> Manchettes mousse (à l'unité) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 43cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche 		DGN142128 DGN142014 DGN1801530	- - -																																																		
<input type="checkbox"/> Manchettes gel (à l'unité) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 25cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 35cm : <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche 		ARM136409 ARM136408	120€ 120€																																																		
<input type="checkbox"/> Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche 		MEC133331 MEC133331	100€ 100€																																																		
<input type="checkbox"/> Rebord d'accoudoir (à l'unité) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche 		ASF6X2C-S-Q ASF6X2C-S-Q	120€ 120€																																																		
APPUI-TÊTE		REFERENCE	PP TTC																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Stealth Confort Plus		CP250	-																																																		
RELEVÉ-JAMBES ET REPOSE-PIEDS SEPARÉS		REFERENCE	PP TTC																																																		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes manuels avec vérins à gaz		MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-																																																		
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électriques séparés		MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	1220€																																																		
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :																																																					
<u>Sélectionner la taille des tubes :</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 23-39 cm <input type="checkbox"/> 33-53 cm <u>Sélectionner la taille des palettes :</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 10 x 17,5cm <input type="checkbox"/> 12 x 17,5cm <input type="checkbox"/> 15 x 17,5cm 		Manuel : Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 Electrique : Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 Manuel : Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 Electrique : Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 MEC2008387 MEC2008389 MEC8008388																																																			

RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1600€	
<input type="checkbox"/> Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	1990€	
Sélection obligatoire pour les relève-jambes avec potence centrale :			
Appui-mollets : <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 8"x8"			
Potences 10"-16"			
Palettes : <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG150206 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG150203 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG150212 (réglage plaque d'assise 28 à 43cm)			
Potences 13"-19"			
Palettes : <input type="checkbox"/> 5"x6" RIG151505 <input type="checkbox"/> 5"x8" RIG151506 <input type="checkbox"/> 5"x11" RIG151508 (réglage plaque d'assise 34 à 50cm)			
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Extensions latérales de palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Extensions 8"	RIG152517	45€	
<input type="checkbox"/> Extensions 11"	RIG152518	45€	
<input type="checkbox"/> Extensions de palettes avant (la paire) n/c avec extensions latérales. Compatible avec rebords latéraux seulement sur palettes de 11" de long	RIG152519	45€	
<input type="checkbox"/> Rebords latéraux externes (la paire)			
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" (rebord 10 cm)	RIG152510	35€	
<input type="checkbox"/> Palettes longueur 8" et 11" (rebord 15 cm)	RIG152516	35€	
<input type="checkbox"/> Connecteur de palettes centrales	RIGASMB7120023	20€	
<input type="checkbox"/> Housse d'appui mollets DARTEX (la paire)			
<input type="checkbox"/> 6"x6"	RIG133717	160€	
<input type="checkbox"/> 8"x8"	RIG133719	160€	
<input type="checkbox"/> Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			
<input type="checkbox"/> 5"x8"	FPG5008T-Q	280€	
<input type="checkbox"/> 5"x11"	FPG5011T-Q	280€	
<input type="checkbox"/> 6.5" x 8"	FPG6508T-Q	280€	
<input type="checkbox"/> 7" x 11"	FPG7011T-Q	280€	
POSITIONNEMENT	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Stealth Unilink droit <input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5"	UIMBKI125	270€	
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x6"	UIPFSI100		
<input type="checkbox"/> Cale-tronc Stealth Unilink gauche <input type="checkbox"/> Coussinet 3"x5"	ULS2510F-R (droit)	270€	
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x6"	ULS2510F-L (gauche)		
	ULP535050320 (3x5)		
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Stealth Unilink droit <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4"	UTT6A1260000 +	270€	
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x8"	UT800000-Q +		
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x12"	UTP544056100 (4x4)		
<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Stealth Unilink gauche <input type="checkbox"/> Coussinet 4"x4"	UTP548056100 (4x8)	270€	
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x8"	UTP54D056100(4x12)		
<input type="checkbox"/> Coussinet 4"x12"			
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q	220€	
<input type="checkbox"/> Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"	+ ARMSES-3X10L (gauche)	220€	
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q +	200€	
<input type="checkbox"/> Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"	ARMSES-4x4 (gauche)	200€	
<input type="checkbox"/> Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4	225€	
<input type="checkbox"/> Cale genou gauche		225€	
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)	MTMD-42 MTHW-660	500€	
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Adulte petit modèle (paire)	CUS122169	-	
<input type="checkbox"/> Cales latérales de dossier Adulte grand modèle (paire)	SET123465	-	



CEINTURES ET HARNAIS		REFERENCE	PP TTC																																					
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur	ST- IFRB5350	180€																																					
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 2 points Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5122) <input type="checkbox"/> M (IFPB5223) <input type="checkbox"/> L (IFPB5224) <i>Remplace la ceinture standard TB3</i>	IFPB5122 IFPB5223 IFPB5224	91€																																					
<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien 4 points Taille <input type="checkbox"/> S (IFPB5242) <input type="checkbox"/> M (IFPB5243) <input type="checkbox"/> L (IFPB5244) <i>Remplace la ceinture standard TB3</i>	IFPB5242 IFPB5243 IFPB5244	91€																																					
<input type="checkbox"/>	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS1102) <input type="checkbox"/> M (IFPS1103) <input type="checkbox"/> L (IFPS1104)	IFPS1102 IFPS1103 IFPS1104	139€																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																																
M	24	38	5	14	28	13	13	7																																
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Harnais contour Textile dynamique Femme Taille <input type="checkbox"/> S (IFPS2102) <input type="checkbox"/> M (IFPS2103) <input type="checkbox"/> L (IFPS2104)	IFPS2102 IFPS2103 IFPS2104	139€																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9			
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																																
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																																
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																																
<input type="checkbox"/>	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique Taille <input type="checkbox"/> S (IFYS3102) <input type="checkbox"/> M (IFYS3103) <input type="checkbox"/> L (IFYS3104)	IFYS3102 IFYS3103 IFYS3104	126€																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																							
cm	A	B	C																																					
S	48	20	5																																					
M	56	23	6																																					
L	63.5	28	6																																					
EMBOUS DE JOYSTICK		REFERENCE	PP TTC																																					
<input type="checkbox"/>	Champignon (B)	ACCASMB1860	50€																																					
<input type="checkbox"/>	Cupule menton (C)	ACCASMB1861	35€																																					
<input type="checkbox"/>	Poignée T (D)	ACCASMB1858	70€																																					
<input type="checkbox"/>	Boule plastique (E)	ACCASMB1859	35€																																					
<input type="checkbox"/>	Balle mousse (F)	ACCASMB1856	50€																																					
<input type="checkbox"/>	Barre (G)	ACCASMB1857	50€																																					
CONTACTEURS		REFERENCE	PP TTC																																					
<input type="checkbox"/>	Contacteurs Eggs <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	99€ 99€ 99€ 99€																																					
<input type="checkbox"/>	Contacteur Microlite	ML210	170€																																					
<input type="checkbox"/>	Contacteur twister câble long 1,5m <i>(Force de poussée requise : 30g)</i> <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Rouge	P005-79 P005-75 P005-76	99€ 99€ 99€																																					
<input type="checkbox"/>	Contacteur Mini Cup 24	MC210	150€																																					
<input type="checkbox"/>	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	15€																																					
<i>Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs</i>																																								
ACCESSOIRES		REFERENCE	PP TTC																																					
<input type="checkbox"/>	Rail support d'accessoire dossier <i>(Obligatoire déplacement manipulateur, respirateur et support obus)</i>	MEC125098	100€																																					
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Quantum	ACC1905853	145€																																					

ACCESSOIRES (suite)	REFERENCE	PP TTC	
<input type="checkbox"/> Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006	165€	
<input type="checkbox"/> Support respirateur trilogy (rajouter rail support / Non compatible poignées de poussée)	ACC136791	380€	
<input type="checkbox"/> Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003	37€	
<input type="checkbox"/> Boite range gant sur accoudoir	ACC125011	48€	
<input type="checkbox"/> Bidon système d'hydratation	ACC125010	250€	
<input type="checkbox"/> Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	48€	
<input type="checkbox"/> Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	48€	
<input type="checkbox"/> Kit Réflecteur	ACC124670	35€	
<input checked="" type="checkbox"/> Poignées de poussée (la paire) (NC respirateur)	ACC1902104	-	
<input type="checkbox"/> Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012	190€	
<input type="checkbox"/> Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	190€	
<input type="checkbox"/> Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240€	
<input type="checkbox"/> Poignées de transfert (la paire)			
<input type="checkbox"/> Fixe	MEC1809930 x2	240€	
<input type="checkbox"/> Amovible	ACC147773	275€	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200€	
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 56cm Incompatible largeur d'assise >20"	ST-SSLXM0100011 ST-SSLXHD10000060 ST-ARM240-T	450€	
<input type="checkbox"/> Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ST-ESBLK MEC1907331	480€	
<input type="checkbox"/> Câble de programmation Q-LOGIC 3 Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV	DWR1111H068	550€	

Toute fiche de mesures incomplète ne pourra être traitée.
Prix public TTC sous réserve de modification et de faute de frappe

COMMENTAIRES

FICHES JOINTES

- Commandes spéciales
- Assise modulaire
- ATP appui-tête
- Instructions de montage
- Autre (préciser) :